

STOMOCUR® Ostomy Belt



Instructions for use

EN

Please read the instructions for use carefully, as they contain important information on how to use your STOMOCUR® accessories.

Intended purpose:

The ostomy belt is designed for people with an artificial intestinal outlet. It is used to provide an additional fixing point for the STOMOCUR® supply system on the body.

Using the ostomy belt:

1. Adjust the ostomy belt to your waist circumference.
2. Carefully stretch the ostomy belt to connect the hook of the belt with the eyelet on the supply system.
3. Finally, straighten the belt.
4. The ostomy belt should be washed after repeated use.
(Hand wash at 30 degrees)

Gebrauchsanweisung

DE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen über die Anwendung Ihres STOMOCUR®-Zubehörs enthält.

Zweckbestimmung:

Der Stomagürtel ist für Menschen mit einem künstlichen Darmausgang konzipiert. Dieser dient der zusätzlichen Fixierung des STOMOCUR® Versorgungssystems auf dem Körper.

Anwendung des Stomagürtels:

1. Passen Sie den Stomagürtel auf Ihren Taillenumfang an.
2. Dehnen Sie den Stomagürtel vorsichtig, um den Haken des Gürtels mit der Öse am Versorgungssystem zu verbinden.
3. Abschließend den Gürtel in eine gerade Position bringen.
4. Der Stomagürtel sollte nach mehrmaligen Gebrauch gewaschen werden.
(Handwäsche 30 Grad)

Návod k použití

CS

Prosím, přečtěte si návod k použití pozorně, protože obsahuje důležité informace o používání vašeho příslušenství STOMOCUR®.

Účel použití:

Stomický pás je navržen pro osoby s umělým vývodem střeva. Slouží k dodatečné fixaci systému peče STOMOCUR® na těle.

Používání stomického pásu:

1. Upravte stomický pás podle obvodu vašeho pasu.
2. Opatrně natáhněte stomický pás tak, aby spojili háček pásu s okem na systém péče.
3. Nakonec pás upravte do vodorovné polohy.
4. Stomický pás by se měl po opakování použít vyprat.
(Perte v ruce na 30 stupňů)

Brugsanvisning

DA

Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem, da den indeholder informationer om anvendelsen af dit STOMOCUR® -tilbehør.

Tilsiget brug:

Stomibæltet er udviklet til mennesker med en kunstig tarmudgang. Det har til formål at sørge for en yderligere fastgørelse af STOMOCUR® forsyningssystemet på kroppen.

Anvendelse af stomibæltet:

1. Tilpas stomibæltet til din taljeomkreds.
2. Stæk forsigtigt stomibæltet for at forbinder krogen på bæltet til løkkens på forsyningssystemet.
3. Til sidst bringes bæltet i en lige position.
4. Stomibæltet skal vaskes efter gentagen brug. (Håndvask 30 grader)

Οδηγίες χρήσης

EL

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των παρελκόμενων προϊόντων σας STOMOCUR®.

Προβλεπόμενη χρήση:

Η ζώνη στομίας έχει σχεδιαστεί για άτομα με τεχνητή έξοδο του εντέρου. Αυτή χρησιμεύει για την επιπρόσθετη στερέωση του συστήματος φροντίδας STOMOCUR® στο σώμα.

Εφαρμογή της ζώνης στομίας:

1. Προσαρμόστε τη ζώνη στομίας στην περιφέρεια της μέσης σας.
2. Τεντώστε προσεκτικά τη ζώνη στομίας για να συνδέσετε το άγκιστρο της ζώνης με τον βρόχο στο σύστημα φροντίδας.
3. Τέλος, φέρτε τη ζώνη σε ευθεία θέση.
4. Η ζώνη στομίας θα πρέπει να πλένεται μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση (πλύσιμο στο χέρι στους 30 βαθμούς).

Instrucciones de uso

ES

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso, ya que contienen información importante acerca de la aplicación de su accesorio STOMOCUR®.

Uso previsto:

El cinturón para estomas está diseñado para personas con un ano artificial. Este sirve de fijación adicional al cuerpo para el sistema STOMOCUR®.

Aplicación del cinturón para estomas:

1. Rodee la cintura con el cinturón para estomas.
2. Estire el cinturón para estomas cuidadosamente para unir el gancho del cinturón con el ojal en el sistema.
3. A continuación, coloque el cinturón en posición recta.
4. El cinturón para estomas se debe lavar tras varios usos. (Lavar a mano a 30 °C)

Käyttöohje

FI

Lue käyttöohje huolellisesti läpi, sillä se sisältää tärkeitä tietoja STOMOCUR®-tarvikkeilta käytöstä.

Käyttötarkoitusta:

Avannevyytöön tarkoitettu henkilölille, joilla on keinotekoinen avanne. Sitä käytetään STOMOCUR®-sidosjärjestelmän lisäkiinnityksenä kehoon.

Avanneenvyötäntö:

1. Sovita avanneenvyötäntöön mittaa.
2. Venytä avanneenvyötäntö varovasti, jotta saat liitettyä vyön koukun sidosjärjestelmän silmukkaan.
3. Aseta lopuksi vyö suoraan asentoon.
4. Avanneenvyötäntö on pistävä useamman käyttökerran jälkeen.
(käsipesu 30 astetta)

Mode d'emploi

FR

Prenez soin de lire attentivement le mode d'emploi, car il contient des informations importantes sur l'utilisation de vos produits STOMOCUR®.

Usage prévu :

la ceinture pour stomaie est conçue pour les personnes ayant un anus artificiel. Elle est utilisée pour une fixation supplémentaire du système d'alimentation STOMOCUR® sur le corps.

Application de la ceinture pour stome :

1. ajustez la ceinture pour stome à votre tour de taille.
2. Tendez doucement la ceinture pour stome afin de relier le crochet de la ceinture à l'œillet du système d'alimentation.
3. Puis, mettez la ceinture en position horizontale.
4. La ceinture pour stome doit être lavée après plusieurs utilisations.
(Lavage à la main à 30 degrés)

Istruzioni per l'uso

IT

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in quanto contengono importanti informazioni sull'uso degli accessori STOMOCUR®.

Destinazione d'uso:

le cinture per stomaie sono destinate ai pazienti stomizzati. Servono per fissare meglio al corpo il sistema di gestione STOMOCUR®.

Applicazione della cintura per stoma:

1. adattare la cintura per stoma alla propria circonferenza vita.
2. Tendere delicatamente la cintura per stoma per collegare il gancio della cintura all'occhiello sul sistema di gestione.
3. Quindi regolare la cintura in posizione diritta.
4. Dopo diversi usi occorre lavare la cintura per stoma.
(Lavaggio a mano a 30 gradi)

Warnings

- Please only use the STOMOCUR® product indicated in these instructions for its intended purpose (see 'Intended purpose').
- STOMOCUR® products must not be disposed of in the WC. Please dispose of them in the correct way.
- If you have any questions or problems during use, please contact your specialist doctor or your stoma therapist.
- If a serious injury (incident) occurs in connection with the use of this medical device, please contact your local distributor or the manufacturer, as well as your competent local authority.
- Contains viscose, rubber-coated elastane and cotton.

Storage conditions:

- Store in a cool, dry place away from light.

Warnhinweise

- Bitte verwenden Sie das in dieser Gebrauchsanweisung angegebene STOMOCUR®-Produkt für den angegebenen Zweck (siehe Zweckbestimmung).
- STOMOCUR®-Produkte dürfen nicht im WC entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese fachgerecht.
- Bei Fragen oder Anwendungsproblemen wenden Sie sich an Ihren Facharzt oder Ihre/n Stomatotherapeut/in/en.
- Bei schwerwiegenden Verletzungen (Vorkommnis) im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Medizinproduktes wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler oder den Hersteller, sowie an Ihre zuständige örtliche Behörde.
- Enthält Viskose, mit Gummi beschichtetes Elastan und Baumwolle.

Lagerbedingungen:

- Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.

Varovná upozornění

- Uvedený výrobek STOMOCUR® používejte prosím jenom k účelu, který se uvádí v tomto návodu k použití (viz účel použití).
- Je zakázáno využívat produkty STOMOCUR® do WC. Zlikvidujte je prosim správným způsobem.
- V případě dotažů nebo problémů s použitím se obratěte na svého odborného lékaře / svou odbornou lékařku nebo svého stomického terapeuta / svou stomickou terapeutku.
- V případě závažných poranění (údolostí) v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku se prosím obratěte na svého místního prodejce nebo výrobce a také na příslušný místní úřad.
- Obsahuje viskozi, pogumovaný elastan a bavlnu.

Podmínky pro skladování:

- Skladujte na chladném a suchém místě a chráňte před světlem.

Advarser

- Dette STOMOCUR®-produkt, som beskrives i denne brugsanvisning, må kun anvendes til det angivne formål (se Tilsiget brug).
- STOMOCUR®-produkter må ikke skyldes ud i toiletten. De skal bortskaffes iht. de gældende bestemmelser.
- Ved spørgsmål eller problemer i forbindelse med brugen, bedes du kontakte din læge eller din stomicspecialist.
- Ved alvorlige kvæstelser (hændelser) i forbindelse med brugen af dette medicinske produkt, bedes du kontakte din lokale forhandler eller producenten, samt den ansvarlige myndighed, der hvor du bor.
- Indholder viskozi, gummidragt elastan og bomuld.

Opbevaringsbetingelser:

- Opbevares køligt, tørt og beskyttet mod lys.

Προειδοποίησης

- Χρησιμοποιείτε το αναγραφόμενο στις παρούσες οδηγίες χρήσης προϊόντος STOMOCUR® για τον καθορισμένο σκοπό (βλ. Προβλεπόμενη χρήση).
- Μην απορρίπτετε τα προϊόντα STOMOCUR® στη λεκάνη της τουαλέτας. Απορρίπτετε τα σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο.
- Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα εφαρμογής, επικοινωνήστε με τον ειδικευμένο ιατρό σας ή τον θεραπευτή της στομίας σας.
- Σε περίπτωση σοβαρών τραυματισμών (συμβάν) σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αυτορύπονο ή τον κατασκευαστή, καθώς και με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Συνθήκες αποθήκευσης:

- Να αποθηκεύεται σε μέρος δροσερό, ξηρό και προστατευμένο από το φως.

Advertencia

- Por favor, utilice el producto STOMOCUR® indicado en estas instrucciones de uso únicamente para la finalidad indicada (véase el uso previsto).
- Los productos STOMOCUR® no deben tirarse al inodoro. Por favor, elimínelos correctamente.
- En caso de preguntas o problemas durante el uso, póngase en contacto con su especialista o estomaterapeuta.
- En caso de que se produzcan lesiones graves (incidentes) relacionadas con el uso de este dispositivo médico, póngase en contacto con su distribuidor local o con el fabricante, así como con su autoridad local competente.
- Contiene viscosa con elastano y algodón recubiertos de goma.

Condiciones de almacenamiento:

- Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Varoitukset

- Käytä tässä käyttöohjeessa ilmoitettua STOMOCUR®-tuotetta ilmoitettuun tarkoitukseen (katso käyttötarkoitukset).
- STOMOCUR®-tuotteita ei saa hävitää WC:hen. Hävitäänne ne asianmukaisesti.
- Käynnyt kysymyksissä ja käytä oikein erikoislääkäriksi tai avanneenhoitajaksi puoleen.
- Jos tähän lääkinnaanlisille laitteiden käytössä esiintyy vakavia vammoja (vaaratilanteen), ota yhteyttä paikalliseen järjestelyyhteisöön ja valistajaan sekä paikalliseen viranomaiseen.
- Sisältää viskoosia, kumipäällisteistä elastania ja puuvillaa.

STOMOCUR® Ostomy Belt



For Life

Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16 · 12489 Berlin, Deutschland

www.forlife.info · Hotline: 0800-786 662 87 (gebührenfrei)

Gebruiksaanwijzing

NL

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig, aangezien deze belangrijke informatie over het gebruik van uw STOMOCUR®-accessoire bevat.

Beoogd gebruik:

De stomagordel is bedoeld voor mensen met een kunstmatige uitgang van de darm. Hij dient om het STOMOCUR®-systeem extra op het lichaam vast te zetten.

Gebruik van de stomagordel:

- Pas de stomagordel aan op uw taillemaat.
- Rek de stomagordel voorzichtig uit om de haakjes van de gordel te verbinden met de ogen op het systeem.
- Breng vervolgens de gordel in een rechte positie.
- De stomagordel dient na enkele malen gebruik te worden gewassen. (Handwas 30 graden)

Bruksanvisning

NO

Les bruksanvisningen grundig. Den inneholder viktig informasjon om bruk av STOMOCUR®-tilbehøret.

Beregnet bruk:

Stomibeltet er beregnet for mennesker med utlagt tarm. Dette skal tjene som ytterligere feste av STOMOCUR® behandlingssystemet på kroppen.

Bruke stomibeltet:

- Tilpass stomibeltet rundt midjen.
- Strekk stomibeltet forsiktig for å koble kroken til beltet i hempen på behandlingssystemet.
- Til slutt juster den beltet i en rett posisjon.
- Blir stomibeltet brukt flere ganger, bør det vaskes. (Håndvask 30 grader)

Instrukcja obsługi

PL

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące postępowania z dodatkiem STOMOCUR®.

Cel zastosowania:

Pas stomijny jest przeznaczony dla ludzi ze sztucznym odbytem brzusznym. Służy do dodatkowego mocowania systemu stomijnego STOMOCUR® do ciała.

Stosowanie pasa stomijnego:

- Dopuszj pas stomijny do swojego obwodu w pasie.
- Ostrożnie rozciagnij pas, aby zabezpieczyć haczyk pasa o oczko systemu stomijnego.
- Następnie umieść pas we właściwej pozycji.
- Po kilku użyciach należy wyciągnąć pas stomijny. (Pranie ręczne w temperaturze 30°C)

Instruções de utilização

PT

Leia atentamente as instruções de utilização, uma vez que estas contêm informações importantes sobre a utilização do seu acessório STOMOCUR®.

Finalidade:

Os cintos para ostomia foram concebidos para pessoas com uma abertura artificial para saída do intestino. Este acessório é usado para manter o dispositivo de ostomia STOMOCUR® fixo junto à pele.

Aplicação do cinto para ostomia:

- Ajuste o cinto para ostomia à sua medida de cintura.
- Alongue cuidadosamente o cinto para ostomia até conseguir encaixar os ganchos do cinto nos respetivos orifícios do dispositivo de ostomia.
- Em seguida, coloque o cinto numa posição a direito.
- Lavar o cinto para ostomia, depois de várias utilizações. (Lavagem manual 30 graus)

Instrucțiuni de utilizare

RO

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, deoarece acestea conțin informații importante despre utilizarea produsului STOMOCUR®.

Utilizarea prevăzută:

Cureaua stomică este concepută pentru persoanele cu anus artificial. Aceasta servește la fixarea suplimentară a sistemului stomic STOMOCUR® pe corp.

Utilizarea curelei stomice:

- Ajustați cureaua stomică la circumferința taliei dumneavoastră.
- Intindeti cureaua stomică cu precauție, pentru a conecta cărligul curelei cu inelul pe sistemul stomic.
- După aceea, aduceți cureaua într-o poziție dreaptă.
- Cureaua stomică trebuie spălată după mai multe utilizări. (spălare de mână, la 30 de grade)

Инструкция по эксплуатации

RU

Просим вас внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации, поскольку она содержит важную информацию об использовании вашего аксессуара STOMOCUR®.

Назначение.

Пояс для стомы разработан для больных с искусственным задним проходом. Он служит для дополнительной фиксации системы STOMOCUR® на поверхности тела.

Применение пояса для стомы

- Отрегулируйте пояс для стомы в зависимости от обхвата по талии.
- Осторожно затяните пояс для стомы так, чтобы крючок на поясе соединился с петлей на системе STOMOCUR®.
- Выровняйте пояс в прямом положении.
- После многократного использования пояс для стомы необходимо постирать. (Ручная стирка при 30 градусах)

Bruksanvisning

SE

Läs bruksanvisningen noga eftersom den innehåller viktig information om användningen av ditt STOMOCUR®-tilbehör.

Ändamålsenlig användning:

Stomibältet har utformats för personer med en konstgjord öppning för tömning av tarminnhåll. Denna är till för en extra fixering av STOMOCUR® försörjningsssystemet på kroppen.

Användning av stomibältet:

- Anpassa stomibältet till ditt midjemätt.
- Dra försiktigt ut stomibältet för att ansluta kroken på bältet till öglan på försörjningssystemet.
- Placer sluttigen bälten i en rak position.
- Efter ett flertal användningar bør stomibältet tvättas. (Handtvätt 30 grader)

Інструкція з застосування

UK

Уважно прочитайте інструкцію з використання, оскільки вона містить важливу інформацію щодо використання вашого аксесуару STOMOCUR®.

Призначення.

Ремінь для стоми призначено для людей зі штучним заднім проходом. Він використовується для додаткової фіксації системи STOMOCUR® на тілі.

Застосування ременя для стоми.

- Припасуйте ремінь для стоми до обхвату талії.
- Обережно розтягніть ремінь для стоми, щоб запечити гачок ременя за вушко системи.
- Потім переведіть ремінь у пряме положення.
- Після кількаразового використання ремінь для стоми необхідно випрати. (Ручне прання, 30 градусів)

使用说明书

ZH

请仔细阅读本使用说明书，说明书中包含有关如何使用 STOMOCUR® 附件的重要信息。

用途规定:

造口袋固定带是为使用肠道人工造口的人群而设计的。它为 STOMOCUR® 系统在身体上提供额外固定。

造口袋固定带的使用方法:

- 根据您的腰围调节造口袋固定带。
- 轻轻拉伸造口袋固定带，将固定带的挂钩挂到造口系统的孔眼上。
- 最后将固定带弄平直。
- 多次使用后，应对造口袋固定带进行清洗。(30 度手洗)

تعليمات الاستخدام

AR

تُرجي قراءة تعليمات الاستخدام بعناية، لأنها تحتوي على معلومات مهمة حول استخدام ملحق STOMOCUR® الخاص بك.

تعدين الغرض من الاستخدام:

ضم حزام الغترة للأشخاص الذين لديهم مخرج أناء اصطناعي، حيث أنه يساعد أيضًا على التثبيت الإضافي لنظام الرعاية STOMOCUR® في الجسم.

استخدام حزام الغترة:

- اضبط حزام الغترة بحسب مقاس خصرك.
- مدد حزام الغترة برفق لتوصيل خطاف الحزام بالحلقة الموجودة في نظام الرعاية.
- ضع الحزام في وضع مستقيم في آخر خطوة.
- يجب غسل حزام الغترة بعد عدة مرات من الاستخدام. (غسل باليد عند 30 درجة)

Waarschuwingen

- Gebruik het in deze gebruiksaanwijzing beschreven STOMOCUR®-product alleen voor het vermelde gebruiksochtel (zie Beoogd gebruik).
- STOMOCUR®-producten mogen niet worden afgevoerd in de wc. Voer ze correct af.
- Bij vragen of gebruiksproblemen neemt u contact op met uw specialist of uw stomatherapeut/e.
- Bij ernstig letsel (incident) in verband met het gebruik van dit medisch hulpmiddel, dient u contact op te nemen met uw lokale handelaar of fabrikant, evenals met uw betreffende overheidsinstantie.
- Bevat viscose, met rubber gecoat elastaan en katoen.

Bewaaromstandigheden:

- Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren.

Advarsler

- Bruk det oppgitte STOMOCUR®-produktet i denne bruksanvisningen til det angitte formålet (se bruksformål).
- STOMOCUR® produkter må ikke kastes i toaletten. Kast dem på en foreskrevet fagmessig måte.
- Ved spørsmål eller problemer angående bruk, kan du kontakte fastleggen eller stomspecialisten din.
- Ved alvorlige skader (hendelser) i sammenheng med bruk av dette medisinske produktet, må du ta kontakt med din lokale forhandler, produsent samt den lokale ansvarlige myndighet.
- Inneholder viskose, gummi belagt med elastan og bomull.

Betingelser for oppbevaring:

- Må lagres kjølig, tørt og mørkt.

Wskazówki ostrzegawcze

- Produkt STOMOCUR®, o którym mowa w niniejszej instrukcji obsługi nalezy wykorzystywac wylacznie do określonego celu (patrz cel zastosowania).
- Produkty STOMOCUR® nie wolno wyrzucać do toalety. Nalezy je utylizować w odpowiedni sposób.
- W razie pytań lub problemów z użyciem nalezy skontaktować się ze swoim lekarzem specjalistą lub pielęgniarką stomijną/pielęgniarzem stomijnym.
- W przypadku cięzych obrażeń (wypadku) w związku z użyciem niniejszego produktu medycznego proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub producentem oraz z odpowiednim urzędem lokalnym.
- Zawiera wiskoza, elastan powlekany gumą i bawełnę.

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed światłem.

Advertências

- Utilize o produto STOMOCUR® especificado nestas instruções de utilização exclusivamente para a finalidade indicada (ver finalidade).
- Os produtos STOMOCUR® não podem ser eliminados na sanita. Por favor, elimine-os adequadamente.
- Se tiver alguma dúvida ou problema com a aplicação, contacte o seu médico especialista ou terapeuta de estoma.
- No caso de ferimentos graves (incidentes) relacionados com o uso deste dispositivo médico, contacte o seu revendedor local ou o fabricante e as autoridades competentes a nível local.
- Contém viscosa, elastan revestido com borracha e algodão.

Condições de armazenamento:

- Armazenar num local seco e abrigado da luz.

Atenționări

- Vă rugăm să utilizați produsul STOMOCUR® indicat în aceste instrucțiuni de utilizare în scopul indicat (vezi utilizarea prevăzută).
- Produsul STOMOCUR® nu se vor arunca în WC. Vă rugăm să le eliminați în mod corespunzător.
- Dacă aveți întrebări sau probleme în utilizare, vă rugăm să luați legătura cu medicul dvs. specialist sau cu stomato terapeutul dvs.
- În caz de leziuni grave (incidente) legate de utilizarea acestui dispozitiv medical, vă rugăm să contactați atât distribuitorul dvs. local sau producătorul, cât și autoritatea dvs. locală.
- Contain viscoza, elastan acoperit cu cauciuc și bumbac.

Condiții de depozitare:

- A se depozita într-un loc răcoros, uscat și protejat împotriva luminii.

Предупреждения

- Используйте изделие STOMOCUR®, описанное в этой инструкции по эксплуатации, только в соответствии с указанной целью применения (см. «Назначение»).
- Изделия STOMOCUR® нельзя выбрасывать в унитаз. Утилизация должна осуществляться надлежащим образом.
- Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с применением изделия, обратитесь к своему врачу или к терапевту-специалисту по стомам.
- В случае тяжелых травм (пришествий), связанных с применением этого медицинского изделия, обратитесь к местному дилеру или производителю, а также в компетентный местный орган власти.
- Содержит вискозу, эластан с резиновым покрытием и хлопок.

Условия хранения

- Храните в прохладном, сухом и защищенном от света месте.

Varningsinformation

- Använd STOMOCUR®-produkten som anges i denna bruksanvisning för det avsedda ändamålet (se avsedd användning).
- STOMOCUR®-produkter får inte kastas i toaletten. Lämna dem till fackmässig avfallshantering.
- Vid frågor eller problem med användningen kontakta din specialist eller din stomiterapeut.
- I händelse av allvarliga personskador (incidenter) i samband med användningen av denna medicintekniska produkt, kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren samt din behöriga lokala myndighet.
- Innehåller viskosa, elastan med gummibläggning och bomull.

Lagringsvilkor:

- Lagras svalt, torrt och skyddad mot ljus.

Попередження

- Використовуйте вказаний у цій інструкції з використанням продукт STOMOCUR® лише за призначеним (див. розділ «Призначення»).
- Заборонено викидати продукти STOMOCUR® в унітаз. Утилізуй