

PRIMO® 

Reliability has a new colour


Entdecken Sie unser neues
STOMOCUR® Primo®
Sortiment. Diskreter Schutz
und fühlbarer Komfort.

by
FORLIFE
BERLIN

Empowering yourself.

Unsere bewährten Hautschutzmaterialien vereint mit einem ultra weichen schwarzen Beutel.

Unser neues Primo® Porfolio ist eine Kombination vertrauter Vorteile unseres erfolgreichen STOMOCUR® Konvex und Medium Konvex Sortiments mit einem modernen, stylischen Beuteldesign sowie hoch-qualitativen Textilcover.




Alginat


Mit seinen natürlichen Fähigkeiten, die Hautgegebenheiten durch optimale Feuchtigkeitsaufnahme zu fördern, bietet Alginat präventive Vorteile.



Combiflange Hydrokolloid

Unser hautfreundliches Combiflange-Hydrokolloid ist weich, flexibel und bietet einen zuverlässigen Schutz zur Erhaltung gesunder Haut. Der dünn zulaufende Rand verringert zusätzlich das Risiko von Leckagen.





Ultimative Geschmeidigkeit

Weiches, ebenmäßiges Textilcover



Hydrophobe Oberfläche

Wasserabweisend



Perfekte Dunkelheit

100% Blickdicht





Entwickelt für maximalen Komfort

Asymmetrische Form



Verfügbare Konvexitäten innerhalb der Primo® Serie

Unsere konvexen und medium konvexen Basisplatten sind konturiert und speziell entwickelt, um sich flexibel an Ihre Körperkonturen anzupassen und somit einen optimalen Tragekomfort zu bieten.



Ileostomie: Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 43 mm	50 mm	IAH15V1B	19536861
15 - 35 mm	40 mm	IAH15V2B	19536619
10 - 25 mm	30 mm	IAH10V3B	19536803

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 43 mm	50 mm	IAA15V1B	19536832
15 - 35 mm	40 mm	IAA15V2B	19536737
10 - 25 mm	30 mm	IAA10V3B	19536795

Kolostomie: Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 43 mm	50 mm	CAH20V1B	19536772
15 - 35 mm	40 mm	CAH15V2B	19536631
10 - 25 mm	30 mm	CAH10V3B	19536683

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 43 mm	50 mm	CAA20V1B	19536855
15 - 35 mm	40 mm	CAA15V2B	19536720
10 - 25 mm	30 mm	CAA10V3B	19536648



Ileostomie: Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 47 mm	55 mm	IAH15M1B	19536660
15 - 40 mm	45 mm	IAH15M2B	19536849
10 - 28 mm	35 mm	IAH10M3B	19536602

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 47 mm	55 mm	IAA15M1B	19536789
15 - 40 mm	45 mm	IAA15M2B	19536654
10 - 28 mm	35 mm	IAA10M3B	19536766

Kolostomie: Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 47 mm	55 mm	CAH20M1B	19536826
15 - 40 mm	45 mm	CAH15M2B	19536677
10 - 28 mm	35 mm	CAH10M3B	19536708

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 47 mm	55 mm	CAA20M1B	19536594
15 - 40 mm	45 mm	CAA15M2B	19536714
10 - 28 mm	35 mm	CAA10M3B	19536625



For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16
12489 Berlin, Deutschland

Service-Hotline (Deutschland):
0800 786 662 87

mail@forlife.info
www.forlife.info



FORLIFE
BERLIN

Empowering yourself.