



**STOMOCUR<sup>®</sup>**

Produktkatalog 2025  
Stomaversorgung

## Vorwort

**FORLIFE steht seit über 30 Jahren für qualitativ hochwertige Produkte, welche dem medizinischen Fachhandel, Kliniken und Apotheken wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards - Made in Berlin - ermöglichen.**

Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, Forschung, Entwicklung und Produktion ausschließlich in Deutschland anzusiedeln. Denn neben dem Vertrauen auf die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter, gehört auch unser Standort zu unserer Unternehmensphilosophie. Wir freuen uns außerordentlich, dass es uns gelingt, langjährige Mitarbeiter mit jungen Nachwuchstalenten in einem Team zu vereinen und bewährte Technologien mit Innovationen zu verbinden. So stellen wir eine langfristig wirtschaftliche Produktion von qualitativ hochwertigen Produkten sicher.

Unser Ziel ist es, eine ideale Versorgung von Stomata zur Verfügung zu stellen, um Stomaträger\*innen einen selbstbestimmten Alltag zu ermöglichen.

Ihr FORLIFE-Team

Für Dich. Für Mich. Für's Leben.

*Empowering yourself.*

Wir helfen Menschen, selbstbestimmt und sorgenfrei am Leben teilzunehmen.





## Primo



Unsere Beutel mit einem ultra-weichem, 100% blickdichtem und wasserabweisendem Cover in elegantem Schwarz und asymmetrischem Beuteldesign.

Seite 8



## Hydrokolloid

Unsere Hydrokolloid-Versorgung bietet überlegene Eigenschaften – weich, flexibel und verlässlich.

Seite 13



## Combiflange Hydrokolloid

Unsere Combiflange Hydrokolloid-Versorgung bietet unschlagbare Eigenschaften mit einem besonderen Extra. Zwei miteinander verbundenen Hydrokolloidschichten sorgen für eine noch bessere Haftung und mehr Sicherheit.

Seite 13



## Konvex®

7 mm Konvexität.

Unsere Konvex-Produkte passen sich gezielt an die Konturen Ihres Körpers an und sorgen so für optimalen Tragekomfort.

Seite 18



## Medium Konvex®

3,5 mm Konvexität.

Diese Produkte üben einen mittleren Druck auf die Haut um das Stoma herum aus, um Leckagen und Hautirritationen zu vermeiden sowie das Tragegefühl zu verbessern.

Seite 22



## Alginat

Ein alginathaltiger Hautschutz. Fördert die Integrität der Haut, absorbiert Feuchtigkeit und hilft, wunde Haut zu heilen.

Seite 25



## Clic System

Ein vielseitiges, flexibles und unauffälliges zweiteiliges System.

Seite 28



## Urostomie

Unser umfangreiches Urostomie-Sortiment ist gut durchdacht. Mit zwei verschiedenen Auslässen können individuelle Präferenzen flexibel erfüllt werden.

Seite 33



## Microskin

Unser dünnster und flexibelster Hautschutz.

Seite 40



## Gelatinefrei

Verwendung eines hydrokolloiden Hautschutzes ohne Gelatine oder andere tierische Bestandteile. Sanft auf der Haut.

Seite 43



## Sonderversorgung

Umfangreiches Sortiment für die Versorgung ganz besonderer medizinischer Gegebenheiten.

Seite 45



## Zubehör

Ein umfassendes Angebot an Zubehöartikeln.


Seite 51

## Immer optimal versorgt mit STOMOCUR®


Unsere STOMOCUR®-Beutel werden in Berlin entwickelt und mittels moderner Produktionstechniken und hochwertigen Rohstoffen hergestellt. Sie zeichnen sich durch innovative und einzigartige Eigenschaften aus, welche den medizinischen Bedürfnissen von Fachkräften und Patienten entsprechen.

### Beutelformen


Symmetrisch



Asymmetrisch



### Ablässe



Softauslass -  
Urostomie

„Twist and Safe“  
Auslass -  
Urostomie

„Safe and Easy“  
Auslass -  
Ileostomie

Großer Softauslass  
- Drainage

### Systeme

Einteilig



Zweiteilig




### Covermaterial


Vlies



Textil



NEU



### „Window“-Technologie

Die meisten unserer Beutel sind mit einem von der FORLIFE erfundenen "Window" ausgestattet. Dieses ermöglicht eine einfache Positionierung und Beobachtung.


### Filter

Aktivkohlefilter - Kolostomie

MPC-Filter - Ileostomie

MPC-Filtertechnologie (Moisture Protect Composition) =  
Zusätzliche Schutzschicht, welche eine Flüssigkeitsaufnahme verhindert.

### Konvexitäten



Weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Produktreihen finden Sie auf den folgenden Seiten unseres STOMOCUR® Produktkatalogs.

Primo

Hydrokolloid

Konvex

Medium Konvex

Alginat

Clic System

Urostomie

Gelatinefrei

Sonderversorgung

Zubehör

# PRIMO®

NEU

Unsere neue Primo® Produktrange ist eine Kombination aus den bewährten Vorteilen unserer erfolgreichen STOMOCUR® Konvex und Medium Konvex-Linien mit einem modernen, stilvollen Beuteldesign und einem hochwertigen Textilcover.

Wählen Sie zwischen unserem Alginat- und Combiflange-Hautschutz und überzeugen Sie sich von unseren sicheren, hautfreundlichen und leistungsstarken Produkten – speziell entwickelt, um sich Ihrem Alltag flexibel und komfortabel anzupassen.

## Eigenschaften:

- Erstklassiger Tragekomfort
- Einfache Anwendung
- Asymmetrische Beutelform
- Elegantes Design
- 100 % blickdicht

## Vorteile:

- Beidseitig weiches Textilcover
- Window-Technologie
- Diskretes Design in neutralem schwarz
- Wasserabweisende Oberfläche
- Mit bewährtem „Safe and Easy“-Auslass bei Ileostomiebeuteln inklusive schwarzen Verschlusskomponenten
- Behält die Konvexität während des Gebrauchs bei und flacht nicht auf der Haut ab
- Integrierte Gürtelbefestigung



Bald verfügbar!

## STOMOCUR® Primo® konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 43 mm	50 mm	CAH20V1B	19536772
15 - 35 mm	40 mm	CAH15V2B	19536631
10 - 25 mm	30 mm	CAH10V3B	19536683



Einfach in der Anwendung

## STOMOCUR® Primo® konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 43 mm	50 mm	IAH15V1B	19536861
15 - 35 mm	40 mm	IAH15V2B	19536619
10 - 25 mm	30 mm	IAH10V3B	19536803




### STOMOCUR® Primo® Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 43 mm	50 mm	CAA20V1B	19536855
15 – 35 mm	40 mm	CAA15V2B	19536720
10 – 25 mm	30 mm	CAA10V3B	19536648

**Bald verfügbar!**

**Einfach in der Anwendung**



### STOMOCUR® Primo® medium konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 47 mm	55 mm	CAH20M1B	19536826
15 – 40 mm	45 mm	CAH15M2B	19536677
10 – 28 mm	35 mm	CAH10M3B	19536708

**Bald verfügbar!**



### STOMOCUR® Primo® Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 43 mm	50 mm	IAA15V1B	19536832
15 – 35 mm	40 mm	IAA15V2B	19536737
10 – 25 mm	30 mm	IAA10V3B	19536795

**Für empfindliche Haut**



### STOMOCUR® Primo® medium konvex

Window, Filter, beidseitig ultra-weiches, blickdichtes und wasserabweisendes schwarzes Cover, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 – 47 mm	55 mm	IAH15M1B	19536660
15 – 40 mm	45 mm	IAH15M2B	19536849
10 – 28 mm	35 mm	IAH10M3B	19536602

**Einfach in der Anwendung**



**STOMOCUR® Primo®**  
Alginat medium konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 154 x 202 mm, Volumen 320 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 47 mm	55 mm	CAA20M1B	19536594
15 - 40 mm	45 mm	CAA15M2B	19536714
10 - 28 mm	35 mm	CAA10M3B	19536625

**Bald verfügbar!**

**Für empfindliche Haut**



**STOMOCUR® Primo®**  
Alginat medium konvex

Window, Filter, beidseitig ultra weiches, blickdichtes und wasserabweisendes Covermaterial, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 155 x 292 mm, Volumen 460 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 47 mm	55 mm	IAA15M1B	19536789
15 - 40 mm	45 mm	IAA15M2B	19536654
10 - 28 mm	35 mm	IAA10M3B	19536766

**Für empfindliche Haut**



**HYDROKOLLOID**



**COMBIFLANGE**



**Wie funktioniert Hydrokolloid?**

Hydrokolloid haftet durch Wärme- und Feuchtigkeitsabsorption auf der Haut. Diese Feuchtigkeitsaufnahme lässt die Basisplatte leicht aufquellen und sorgt für eine gute Haftung auf der Haut – so werden sowohl Leckagen und Hautreizungen vermieden als auch die Hautheilung beschleunigt.

**Eigenschaften:**

- Hypoallergener Hautschutz
- Sanft auf der Haut
- Hoher Tragekomfort
- Einfache Anwendung
- Stark absorbierender Hautschutz
- Hervorragende Haftkraft

**Vorteile von Combiflange Hydrokolloid im Vergleich zum Standard Hydrokolloid:**

- 0,4 mm dicker als Standard Hydrokolloid
- 10-fache Klebkraft im Vergleich zum Standard Hydrokolloid
- Zwei miteinander verbundene Hydrokolloidschichten: Noch bessere Absorption der nässenden Haut und optimale Abdichtung um das Stoma herum
- Erhältlich in einer Vielzahl von einteiligen konvexen Produkten, planen Urostomiebeuteln sowie zweiteiligen konvexen und planen Basisplatten
- Dünn zulaufender Rand: Sorgt für einen guten, sicheren Sitz auch bei unebener Haut und bietet große Flexibilität

## Einteilige Versorgung



### STOMOCUR® Select large

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 135 × 135 mm, Beutelgröße 160 × 220 mm, Volumen 470 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 90 mm	CSH20L	18239150
25 mm	CSH25L	18239167
30 mm	CSH30L	18239173
35 mm	CSH35L	18239196
40 mm	CSH40L	18239204

Bis 90 mm  
ausschneidbar

## Einteilige Versorgung



### STOMOCUR® Select small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 × 110 mm, Beutelgröße 130 × 190 mm, Volumen 250 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSH20S	12726268
25 mm	CSH25S	12726251
30 mm	CSH30S	12726239
35 mm	CSH35S	12726222
40 mm	CSH40S	12726245



### STOMOCUR® Select

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 × 110 mm, Beutelgröße 145 × 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSH20	18239109
25 mm	CSH25	18239115
30 mm	CSH30	18239121
35 mm	CSH35	18239138
40 mm	CSH40	18239144

Auch für die  
Kinderversorgung  
geeignet



### STOMOCUR® Select extra small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 80 mm (Ø), Beutelgröße 100 × 160 mm, Volumen 140 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 50 mm	CSH10XS	18172925

### STOMOCUR® Select extra small transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 50 mm	CSH10XST	16852857

Einfach  
in der  
Anwendung



### STOMOCUR® Protect

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 70 mm	IPH2070	18825712
15 – 60 mm	IPH15	14419978
20 mm	IPH20	14330362
25 mm	IPH25	14330379
30 mm	IPH30	14330385
35 mm	IPH35	14330416
40 mm	IPH40	14330422

### STOMOCUR® Protect transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, „Safe and Easy“ Auslass

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	IPH15T	16134174

### STOMOCUR® Protect small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 190 mm, Volumen 400 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	IPH15S	17551336

Auch für die  
Kinderversorgung  
geeignet

Nach der  
Irrigation



### STOMOCUR® Select Cap

Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	Kappengröße	Haftfläche Ø	Filter	PZN
20 – 40 mm	CSC20SNF	60 mm	50 mm	Nein	18759116
20 – 50 mm	CSC20	75 mm	60 mm	Ja	14138185
25 – 50 mm	CSC25NF	75 mm	60 mm	Nein	18759122
30 – 60 mm	CSC30LNF	85 mm	70 mm	Nein	18759139



### Sonderversorgung



Weich und  
flexibel

### STOMOCUR® Drainage Protect

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	DP5020	18884324

Unsere Konvex-Produkte passen sich gezielt den Konturen Ihres Körpers an und sorgen so für einen optimalen Tragekomfort. Verfügbar mit Combiflange Hydrokolloid und Alginate Hautschutz.



### Eigenschaften:

- Hypoallergener Hautschutz
- Hervorragende Haftkraft
- Konturierter Hautschutz
- Optimaler Leckageschutz
- Weich und flexibel
- Anatomische Form

### Vorteile:

- 7 mm Konvexhöhe
- Vier Konvexitäten
- Umfassendes Angebot an ausschneidbaren und vorgestanzten Größen
- Effizientes Filtersystem zur Reduzierung von Gerüchen
- Integrierte Gürtelbefestigung


### Konvexe Versorgung:



### STOMOCUR® Select konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 57 mm	60 mm	CSH20V0	18198646
20 - 43 mm	50 mm	CSH20V1	18198675
25 mm		CSH25V1	18198735
30 mm		CSH30V1	18198764
35 mm		CSH35V1	18198793
40 mm		CSH40V1	18198818
15 - 35 mm	40 mm	CSH15V2	18172919
20 mm		CSH20V2	18198681
25 mm		CSH25V2	18198741
30 mm		CSH30V2	18198770
10 - 25 mm	30 mm	CSH10V3	18172902
15 mm		CSH15V3	18192425
20 mm		CSH20V3	18198698



### STOMOCUR® Protect konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 57 mm	60 mm	IPH20V0	14334710
15 - 43 mm	50 mm	IPH15V1	14334638
20 mm		IPH20V1	14334644
25 mm		IPH25V1	14334650
30 mm		IPH30V1	14334667
35 mm		IPH35V1	14334673
40 mm	40 mm	IPH40V1	14334704
15 - 35 mm		IPH15V2	18192543
20 mm		IPH20V2	14360185
25 mm		IPH25V2	14360191
30 mm	30 mm	IPH30V2	14360216
10 - 25 mm		IPH10V3	18192566
15 mm		IPH15V3	18192448
20 mm		IPH20V3	14360222

Einfach in der Anwendung



Für empfindliche Haut

### STOMOCUR® Select Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 43 mm	50 mm	CSA20V1	18198505
25 mm		CSA25V1	18198534
30 mm		CSA30V1	18198824
35 mm		CSA35V1	18198563
40 mm		CSA40V1	18198586
15 - 35 mm	40 mm	CSA15V2	18172894
20 mm		CSA20V2	18198511
25 mm		CSA25V2	18198540
30 mm		CSA30V2	18198557
10 - 25 mm	30 mm	CSA10V3	18172693
15 mm		CSA15V3	18192431
20 mm		CSA20V3	18198528



Weich und flexibel

### STOMOCUR® Drainage Protect konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 43 mm	50 mm	DP20V1	18884293
15 - 35 mm	40 mm	DP15V2	18884301
10 - 25 mm	30 mm	DP10V3	18884318



Für empfindliche Haut

### STOMOCUR® Protect Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 43 mm	50 mm	IPA15V1	18192744
20 mm		IPA20V1	14367129
25 mm		IPA25V1	14367135
30 mm		IPA30V1	14367141
35 mm		IPA35V1	16128794
40 mm		IPA40V1	18192477
15 - 35 mm	40 mm	IPA15V2	18192508
10 - 25 mm	30 mm	IPA10V3	18192514

Unsere Medium Konvex-Reihe bietet dieselbe überragende Flexibilität und denselben Tragekomfort wie unsere Konvex-Reihe, ist jedoch mit 3,5 mm Konvexhöhe etwas flacher. Verfügbar als Combiflange Hydrokolloid.


### Eigenschaften:

- Hypoallergener Hautschutz
- Hervorragende Haftkraft
- Konturierter Hautschutz
- Optimaler Leckageschutz
- Weich und flexibel
- Anatomische Form


### Vorteile:

- 3,5 mm Konvexhöhe
- Drei Konvexitäten
- Alternative zur Verwendung einer planen Versorgung ergänzt mit einem Hautschutzring
- Umfangreiches Angebot an ausschneidbaren oder vorgestanzten Basisplatten
- Effizientes Filtersystem zur Reduzierung von Gerüchen
- Integrierte Gürtelbefestigung

### Medium Konvexe Versorgung:



Einteilige Versorgung



### STOMOCUR® Select medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 47 mm	55 mm	CSH20M1	18198617
25 mm		CSH25M1	18198712
30 mm		CSH30M1	18198758
35 mm		CSH35M1	18198787
40 mm		CSH40M1	18198801
15 - 40 mm	45 mm	CSH15M2	18198600
20 mm		CSH20M2	18198623
25 mm		CSH25M2	18198729
10 - 28 mm	35 mm	CSH10M3	18198592



### STOMOCUR® Protect medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 47 mm	55 mm	IPH15M1	18192454
20 mm		IPH20M1	14360239
25 mm		IPH25M1	17617377
30 mm		IPH30M1	17558350
35 mm		IPH35M1	17558373
40 mm		IPH40M1	17558404
15 - 40 mm	45 mm	IPH15M2	14360245
20 mm		IPH20M2	17617408
25 mm		IPH25M2	17558410
10 - 28 mm	35 mm	IPH10M3	14360274

### STOMOCUR® Protect medium konvex transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, „Safe and Easy“ Auslass

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 47 mm	55 mm	IPH15M1T	18192460
15 - 40 mm	45 mm	IPH15M2T	17551419
10 - 28 mm	35 mm	IPH10M3T	17551431

Einfach in der Anwendung

## STOMOCUR® Drainage Protect medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,  
großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø),  
Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml,  
Packungsinhalt 10 Stück



Weich und  
flexibel

Stomaöffnung	Platzgröße	Artikelnummer	PZN
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	18884264
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	18884270
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	18884287



Alginat ist ein natürlich vorkommendes, bioaktives Hydrokolloid, welches aus braunen Meeresalgen gewonnen wird. Aufgrund seiner positiven Eigenschaften in Bezug auf die Hautgesundheit wird Alginat bereits seit vielen Jahren zur Behandlung von beeinträchtigter Haut eingesetzt.

Verfügbar in verschiedenen Größen als Ausstreifbeutel sowie geschlossene Versorgung.

### Wie funktioniert Alginat?

Vermischt mit Wasser bildet es ein elastisches Gel, welches sich detailgetreu an Gegebenheiten anpasst. Alginat kann bis zum 20-fachen seines Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen und ist damit ideal, um die Wundheilung zu unterstützen.



### Eigenschaften:

- Fördert die Heilung und gesunde Haut
- Stark absorbierender Hautschutz
- Anatomische Form
- Hoher Tragekomfort
- Perfekt für zu Allergien neigende Haut

### Vorteile:

- Enthält 15 % Alginat: Diese Menge ist signifikant genug, um die Hautheilung zu unterstützen
- Große Haftfläche
- Erhältlich mit zwei unterschiedlichen Filterarten: MPC-Filter (Moisture Protect Composition) für Ileostomiebeutel und Standard Aktivkohlefilter bei Kolostomiebeuteln



Für empfindliche Haut

### STOMOCUR® Select Alginat

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 x 110mm, Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 - 60 mm	CSA20	18239055
25 mm	CSA25	18239061
30 mm	CSA30	18239078
35 mm	CSA35	18239084
40 mm	CSA40	18239090

Einfach in der Anwendung



Für empfindliche Haut

### STOMOCUR® Protect Alginat

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 - 60 mm	IPA15	14419990
20 mm	IPA20	14363491
25 mm	IPA25	14363516
30 mm	IPA30	14363522
35 mm	IPA35	14363539
40 mm	IPA40	14363640



Für empfindliche Haut

### STOMOCUR® Select Alginat small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 x 110 mm, Beutelgröße 130 x 190 mm, Volumen 250 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 - 60 mm	CSA20S	14061583
25 mm	CSA25S	14061614
30 mm	CSA30S	14061620
35 mm	CSA35S	14061643
40 mm	CSA40S	14061666

Konvexe Kolostomiebeutel mit Alginat-Hautschutz und schwarzem Cover finden Sie auf Seite 10 & 12 sowie mit beigen Cover auf Seite 20.

Konvexe Ileostomiebeutel mit Alginat-Hautschutz und schwarzem Cover finden Sie auf Seite 10 & 12 sowie mit beigen Cover auf Seite 20.

Auf der Suche nach noch mehr Flexibilität? Unser zweiteiliges Clic System ermöglicht einen unkomplizierten Beutelwechsel ganz ohne Entfernen der Basisplatte. Erhältlich in einer Vielzahl an planen und konvexen Basisplatten mit verschiedenen Rastringrößen für geschlossene Beutel, Ausstreifbeutel sowie Drainage- und Urostomieversorgungen.

Verfügbar mit Combiflange Hydrokolloid und Alginat Hautschutz.

**Eigenschaften:**

- Sanft auf der Haut
- Hintergreifbarer Rastring
- Hörbares „Klick“
- Einfache Anwendung

**Vorteile:**

- 7 mm Konvexhöhe
- Vier Konvexitäten
- Drei verschiedene Ringgrößen (45 mm, 57 mm & 70 mm)
- Umfangreiches Angebot an Stomaöffnungen, verfügbar mit ausschneidbaren oder vorgestanzten Basisplatten
- Integrierte Gürtelbefestigung

Zweiteilige Versorgung | Clic System | Basisplatten



**STOMOCUR® Clic**

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück

	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45	15 – 35 mm	CK4515	18238771
	20 mm	CK4520	18238819
	25 mm	CK4525	18239434
	30 mm	CK4530	18238831
57	15 – 40 mm	CK5715	18238854
	35 mm	CK5735	18238972
	40 mm	CK5740	18238995
70	15 – 50 mm	CK7015	18239026
	45 mm	CK7045	18239032
	50 mm	CK7050	18239049



**STOMOCUR® Clic Alginat**

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück

	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45	15 – 35 mm	CA4515	18759085
57	15 – 40 mm	CA5715	18759091



In 3 verschiedenen Konvexitäten erhältlich

### STOMOCUR® Clic konvex

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück

	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
45	15 – 35 mm	40 mm	CK4515V2	18238788
	20 mm		CK4520V2	18238802
	25 mm		CK4525V2	18238825
	30 mm		CK4530V2	18238848
57	15 – 25 mm	30 mm	CK4515V3	18238794
	15 – 43 mm	50 mm	CK5715V1	18238883
20 mm	CK5720V1		18238937	
25 mm	CK5725V1		18238943	
30 mm	CK5730V1		18238966	
35 mm	CK5735V1		18238989	
	15 – 35 mm	40 mm	CK5715V2	18238908
	15 – 25 mm	30 mm	CK5715V3	18238920



### STOMOCUR® Clic Alginat konvex

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück

	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
45	15 – 35 mm	40 mm	CA4515V2	18759027
	15 – 25 mm	30 mm	CA4515V3	18759033
	15 – 43 mm	50 mm	CA5715V1	18759056
57	15 – 35 mm	40 mm	CA5715V2	18759062
	15 – 25 mm	30 mm	CA5715V3	18759079



### STOMOCUR® Select Clic

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CC45	18238742
57	57 mm	CC57	18238759
70	70 mm	CC70	18238765



Mit diskretem „Safe and Easy“ Auslass

### STOMOCUR® Protect Clic

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CI45	14367336
57	57 mm	CI57	14367365
70	70 mm	CI70	16082974

Auch in unserem Urostomie-Sortiment erhältlich, siehe Seite 39.



Mit diskretem „Safe and Easy“ Auslass

**STOMOCUR® Protect Clic small**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Beutelgröße 150 x 190 mm, Volumen 400 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CI45S	16082980



**STOMOCUR® Drainage Protect Clic transparent**

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, großer Softauslass, Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
70	70 mm	CDP70T	18884235



Unser umfangreiches Urostomie-Sortiment verfügt über eine einzigartige verdrehsichere Beutelform in Form einer symmetrischen Acht, welche ein unkompliziertes Entleeren sicherstellt. Verfügbar mit Combiflange Hydrokolloid, Microskin und gelatinefreiem Hautschutz als plane, konvexe sowie medium konvexe Versorgung.

Ebenso als zweiteiliges System erhältlich.

**Eigenschaften:**

- Konturierter Hautschutz
- Einfache Anwendung
- Dünn und flexibel
- Anatomische Form
- Hoher Tragekomfort

**Vorteile:**

- Wahlweise mit Softauslass oder Drehhahn
- Einzigartige verdrehsichere Form
- Verschlussstopfen für Drehhahnventil
- Rücklauf Sperre verhindert das Zurückfließen des Urins
- Verwendung auch in Kombination mit Drainageversorgungen möglich
- Auch mit transparenter Beutelnrückseite erhältlich




**Microskin – Der spezielle Hautschutz für Urostomieversorgungen**

Durch die besonders dünne und flexible Hautschutzfolie schmiegt sich die Versorgung detailgenau an die Haut und bietet somit eine sichere Haftung und Flexibilität für besondere Bewegungsfreiheit.

Unser Microskin-Hautschutz ist wasserdampfdurchlässig und verhindert damit unangenehmes Schwitzen.





Weich und komfortabel

### STOMOCUR® Safe

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 - 60 mm	USH10F	18192572
15 mm	USH15F	17160535
20 mm	USH20F	17160541
25 mm	USH25F	17160558
30 mm	USH30F	17160564

### STOMOCUR® Safe transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 - 60 mm	USH10FT	18192589



Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Auslass

### STOMOCUR® Twist & Safe

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 - 60 mm	USH10H	18192595
15 mm	USH15H	17552809
20 mm	USH20H	17552815
25 mm	USH25H	17552821
30 mm	USH30H	17552838

### STOMOCUR® Twist & Safe transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 - 60 mm	USH10HT	18192603



Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Auslass

### STOMOCUR® Safe konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1F	13866793
15 mm		USH15V1F	13866824
20 mm		USH20V1F	13866876
25 mm		USH25V1F	13866913
30 mm		USH30V1F	13866942
35 mm		USH35V1F	13866965
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2F	13866801
15 mm		USH15V2F	13866830
20 mm		USH20V2F	13866882
25 mm		USH25V2F	13866936
30 mm		USH30V2F	13866959
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3F	13866818
15 mm		USH15V3F	13866847
20 mm		USH20V3F	13866899

### STOMOCUR® Twist & Safe konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1FT	16622465
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2FT	16622376
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3FT	16622554

### STOMOCUR® Twist & Safe konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück



Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Auslass

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 43 mm	50 mm	USH10V1H	17552867
15 mm		USH15V1H	17757084
20 mm		USH20V1H	17757078
25 mm		USH25V1H	17757090
30 mm		USH30V1H	17552873
35 mm		USH35V1H	17552896
10 – 35 mm	40 mm	USH10V2H	17552904
15 mm		USH15V2H	17757109
20 mm		USH20V2H	17757115
25 mm		USH25V2H	17552910
30 mm		USH30V2H	17552985
10 – 25 mm	30 mm	USH10V3H	17552991
15 mm		USH15V3H	17553016
20 mm		USH20V3H	17553022

### STOMOCUR® Twist & Safe konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 43 mm	50 mm	USH10V1HT	17552927
10 – 35 mm	40 mm	USH10V2HT	17552962
10 – 25 mm	30 mm	USH10V3HT	17553045

### STOMOCUR® Safe medium konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück



Weich und komfortabel

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1F	18192626
15 mm		USH15M1F	18192632
20 mm		USH20M1F	13866988
25 mm		USH25M1F	17617466
30 mm		USH30M1F	17557770
35 mm		USH35M1F	17557787
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2F	18192649
15 mm		USH15M2F	13866994
20 mm		USH20M2F	17622355
25 mm		USH25M2F	17557824
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3F	13867002

### STOMOCUR® Safe medium konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1FT	18192655
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2FT	18192678
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3FT	16622459



Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Auslass

### STOMOCUR<sup>®</sup> Twist & Safe medium konvex


Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 × 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1H	18192684
15 mm		USH15M1H	18192690
20 mm		USH20M1H	17557899
25 mm		USH25M1H	17757173
30 mm		USH30M1H	17557907
35 mm	45 mm	USH35M1H	17557913
10 – 40 mm		USH10M2H	18192709
15 mm		USH15M2H	17557942
20 mm		USH20M2H	17757196
25 mm	35 mm	USH25M2H	17557971
10 – 28 mm		USH10M3H	17557988

### STOMOCUR<sup>®</sup> Twist & Safe medium konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 – 47 mm	55 mm	USH10M1HT	18192715
10 – 40 mm	45 mm	USH10M2HT	18192738
10 – 28 mm	35 mm	USH10M3HT	17557965



Weich und komfortabel

### STOMOCUR<sup>®</sup> Safe Clic

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Beutelgröße 130 × 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CU45F	17206869
57	57 mm	CU57F	17206875

### STOMOCUR<sup>®</sup> Safe Clic transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CU45FT	17206823
57	57 mm	CU57FT	17206852

### STOMOCUR<sup>®</sup> Twist & Safe Clic

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Beutelgröße 130 × 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CU45H	17554866
57	57 mm	CU57H	17554872

### STOMOCUR<sup>®</sup> Twist & Safe Clic transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CU45HT	17554889
57	57 mm	CU57HT	17554895



Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Auslass

Zur Auswahl der passenden Basisplatten:  
Seite 29 (STOMOCUR<sup>®</sup> Clic) und Seite 30 (STOMOCUR<sup>®</sup> Clic konvex).



**STOMOCUR® Safe Microskin**

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 135 x 100 mm, Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 - 50 mm	USM13F	17160386

**STOMOCUR® Safe Microskin transparent**

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 - 50 mm	USM13FT	17206504



**STOMOCUR® Safe gelatinefrei transparent**

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 - 60 mm	USG15FT	17255980



Zubehör



**STOMOCUR® Twist & Safe Microskin**

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 135 x 100 mm, Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 - 50 mm	USM13H	17846770

**STOMOCUR® Twist & Safe Microskin transparent**

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 - 50 mm	USM13HT	17846787



**STOMOCUR® Uro Adapter**

Zum Anschluss von Bettbeuteln an die STOMOCUR®-Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	PZN
USZ1	13867019



**STOMOCUR® Uro Verschlussstopfen**

Zum Anbringen beim STOMOCUR® „Twist and Safe“ Ablass, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	PZN
USZ2	17931464



Zubehör



### KONTICUR® Urostomie Bettbeutel

Drehhahnauslass zur Einhandbedienung, knickfester Schlauch, integrierter Adapter zum Anschluss an alle FORLIFE Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück

Schlauchlänge	Volumen	Artikelnummer	PZN
120 cm	2000 ml	KUBB2000	18095774



Für alle, die keine Produkte mit Gelatine oder anderen tierischen Bestandteilen verwenden möchten, bieten wir ein Beutelsortiment mit gelatinefreiem Hautschutz an.

Verfügbar als plane, einteilige Versorgung im Kolostomie-, Ileostomie- und Urostomiesortiment.

#### Eigenschaften:

- Sanft auf der Haut
- Hervorragende Haftkraft
- Dünn und flexibel
- Hypoallergener Hautschutz
- Frei von tierischen Bestandteilen
- Einfache Anwendung

#### Vorteile:

- Große Haftfläche: Selbst bei maximalem Ausschnitt von 60 mm bleibt noch genügend Hautschutzmaterial für einen sicheren und festen Halt auf der Haut übrig
- Große, sichtbare Abziehflasche erleichtert das Ablösen



## Einteilige Versorgung



### STOMOCUR® Select gelatinefrei

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSG20	17565545



### STOMOCUR® Protect gelatinefrei

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	IPG20	17565551

Mit  
diskretem  
„Safe and  
Easy“  
Auslass

STOMOCUR® Safe gelatinefrei transparent - Plane Urostomiebeutel mit gelatinefreiem Hautschutz finden Sie auf Seite 41.



## SONDERVERSORGUNG

Unser umfassendes Sortiment an Produkten für die Sonderversorgung wurde für medizinisches Fachpersonal entwickelt und umfasst verschiedene Arten von Drainagebeuteln sowie Beutel für die pädiatrische Versorgung.

### Pädiatrische Versorgung:

- Zwei Optionen für Frühgeborene bis zu 900 g und Säuglinge bis zu 5000 g
- Sanftes und hautfreundliches Hydrokolloid
- Transparent mit weicher Rückseite aus Vlies für zusätzlichen Komfort auf empfindlicher Haut
- Der Beutel ist aufschneidbar und kann mit einem weichen Klebestreifen oder Clip als Ausstreifbeutel verwendet werden

### Drainageversorgung Protect:

- Insbesondere für High-Output Stomata
- Erhältlich in plan, konvex und medium konvex Varianten sowie als ein- und zweiteilige Beutel
- MPC-Filter (Moisture Protect Composition) zur Geruchskontrolle
- Großes Auslassventil
- Hypoallergener Hautschutz
- Konturierter Hautschutz

### Drainageversorgung:

- Hypoallergener Hautschutz
- Große, flexible Hydrokolloid-Hautschutzplatte kombiniert mit transparenten Beuteln mit integrierter Zugriffsöffnung: Erleichtert Behandlung des betroffenen Bereichs
- High-Output-Drainageports mit weichem Auslass
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Formen





Für Frühgeborene bis 900 g

### STOMOCUR® Premature

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Haftfläche 40 mm, Beutelgröße 110 mm x 45 mm, Volumen 20 ml, Packungsinhalt 20 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
3 mm	P3003	18192750



### STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Extra Small, Öffnung 10 mm, transparent, Packungsinhalt 1 Stück

max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
90 x 180 mm	ø 120 mm	SDE2-XSA	11549203



### STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Small, Öffnung 10 mm, transparent, Packungsinhalt 1 Stück

max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
240 x 155 mm	ø 120 mm	SDE2-SA	11549172



### STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Medium, Öffnung 10 mm, transparent, Packungsinhalt 1 Stück

max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
85 x 250 mm	ø 120 mm	SDE2-MA	11549143



### STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Large, Öffnung 10 mm, transparent, Packungsinhalt 1 Stück

max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
160 x 200 mm	ø 120 mm	SDE2-LA	11549108



Für Säuglinge bis 5000 g

### STOMOCUR® Premature Combi

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Haftfläche 40 mm, Beutelgröße 210 mm x 45 mm, Volumen 90 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
3 mm	P3203	18192767



**STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“**

Extra Large, Öffnung 10 mm, transparent, Packungsinhalt 1 Stück

max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	Artikelnummer	PZN
230 x 380 mm	ø 120 mm	SDE2-XXLA	11549120



**STOMOCUR® Drainage Protect**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	DP5020	18884324

**STOMOCUR® Drainage small - large**

Transparent mit aufgedruckter Skala, Rücklaufsperr, Auslassventil mit Adapter, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Volumen	Artikelnummer	PZN
3 mm	50 ml	DP2503XS	18239210
5 mm	150 ml	DP4005S	18239233
5 mm	300 ml	DP4005	18239227



**STOMOCUR® Drainage Protect konvex**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Konvexhöhe 7 mm, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plattegröße	Artikelnummer	PZN
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	18884293
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	18884301
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	18884318

In 3 verschiedenen Konvexitäten erhältlich

**STOMOCUR® Drainage Protect medium konvex**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Konvexhöhe 3,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plattegröße	Artikelnummer	PZN
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	18884264
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	18884270
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	18884287

In 3 verschiedenen Konvexitäten erhältlich



## STOMOCUR® Drainage Protect Bettbeutel

Großlumiger und knickfester Schlauch, integrierter Adapter zum Anschluss an alle FORLIFE Drainage Protect Beutel, Packungsinhalt 5 Stück

Schlauchlänge	Volumen	Artikelnummer	PZN
130 cm	2000 ml	DPB2000	18827467

### Kompatibel mit:

STOMOCUR® Drainage Protect  
 STOMOCUR® Drainage Protect konvex  
 STOMOCUR® Drainage Protect medium konvex  
 STOMOCUR® Drainage Protect Clic

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	-	DP5020	18884324
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	18884293
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	18884301
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	18884318
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	18884264
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	18884270
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	18884287
Rastring: 70 mm	-	CDP70T	18884235



Das umfassende FORLIFE-Sortiment an Stomapflegeprodukten und Zubehör bietet ein Plus in puncto Sicherheit & Wohlbefinden.

- Hydrokolloid Hautschutzplatten
- Hautschutzringe
- Fixierstreifen
- Hautschutzpaste
- Hautschutzpuder
- Hautpflege-Lotion
- Pflasterentferner-Spray
- Stomagürtel
- Superabsorbierendes Geliermittel
- Urostomie Adapter
- Urostomie Verschlussstopfen
- Schere



## Zubehör



### STOMOCUR® Hautschutzplatte

Mit selbsthaftender hydrokolloider Hautschutzmasse, Materialdicke 0,6 mm, Packungsinhalt 5 Stück

Größe	Artikelnummer	PZN
100 x 100 mm	HP101006	10627941
150 x 150 mm	HP151506	18239279
200 x 200 mm	HP202006	10627935
370 x 220 mm	HP372206	04877390

### STOMOCUR® Hautschutzplatte modellierbar

Mit selbsthaftender hydrokolloider Hautschutzmasse, individuell zuschneidbar und formbar, Materialdicke 2,4 mm, Packungsinhalt 1 Stück

Größe	Artikelnummer	PZN
220 x 220 mm	HP222224	18239316

### STOMOCUR® Hautschutzring

Hydrokolloid Hautschutzringe zum Schutz der Haut um das Stoma und zur Abdichtung, verfügbar in zwei verschiedenen Außendurchmessern, Materialdicke 2,4 mm, Packungsinhalt 30 Stück

Außen Ø	Größe	Artikelnummer	PZN
48	10 mm	48101	15865421
48	15 mm	48151	15865438
48	20 mm	48201	15865444
63	25 mm	63251	15865450
63	30 mm	63301	15865467
63	35 mm	63351	15865473
63	40 mm	63401	15865504



## Zubehör



### STOMOCUR® Fixierstreifen

Hautfreundlich und hochelastisch, verlängert die Tragezeit, beugt einem Ablösen und Aufrollen der Basisplatte vor, für mehr Sicherheit und Komfort, Packungsinhalt 20 Stück

Artikelnummer	PZN
FS20	16622583



### STOMOCUR® Hautschutzpaste

Zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um das Stoma, füllt Unebenheiten zwischen Stoma und Hautschutzplatte aus, mit und ohne Alkohol erhältlich, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	PZN
CP2050 (mit Alkohol)	56 g	07269751
PASTEOA (ohne Alkohol)	56 g	14055921



### STOMOCUR® Hautschutzpuder

Das Puder absorbiert die Feuchtigkeit der Haut um das Stoma, gewährleistet eine bessere Haftung der Stomaversorgung, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	PZN
HP30	30 g	04572710





## Zubehör



### STOMOCUR® Safety

Die Hautpflege-Lotion wird ganz dünn auf die Haut um das Stoma aufgetragen, zur Vorbeugung von Hautirritationen, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	PZN
SSAFETY100	100 ml	04751772



### STOMOCUR® EmplaSectal

Zur leichten und hautverträglichen Entfernung der Hautschutzplatten, handlich als Spray, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	PZN
EMPLASECTAL	50 ml	00200420



### STOMOCUR® Stomagürtel

Stomagürtel in zwei Längen, verstellbar, Breite 3 cm, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Länge	PZN
AB01	100 cm	06941287
AB02	120 cm	10525117



### STOMOCUR® SGX

Schnell wirkendes, superabsorbierendes Geliemittel, einfach in der Handhabung, hilfreich für Ileostomie- oder Kolostomieträger mit flüssigerer Ausscheidung, verringert Beutelanschwellen, Beutelgeräusche und Geruch, ideal auf Reisen, Packungsinhalt 30 Stück

Artikelnummer	PZN
SGX30	17511897



## Zubehör



### STOMOCUR® Uro Adapter

Zum Anschluss von Bettbeuteln an die STOMOCUR®-Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	PZN
USZ1	13867019



### STOMOCUR® Uro Verschlussstopfen

Zum Anbringen beim STOMOCUR® „Twist and Safe“ Auslass, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	PZN
USZ2	17931464



### STOMOCUR® Schere

Schere mit abgerundeten Klingen zum Zuschneiden der Basisplattenöffnungen, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer
SSchere



## Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
48101	10 mm	15865421	29.26.10.6011	52
48151	15 mm	15865438	29.26.10.6011	52
48201	20 mm	15865444	29.26.10.6011	52
63251	25 mm	15865450	29.26.10.6010	52
63301	30 mm	15865467	29.26.10.6010	52
63351	35 mm	15865473	29.26.10.6010	52
63401	40 mm	15865504	29.26.10.6010	52
AB01		06941287	29.26.11.0026	54
AB02		10525117	29.26.11.0027	54
CA4515V2	15 mm - 35 mm	18759027	29.26.06.0092	30
CA4515V3	15 mm - 25 mm	18759033	29.26.06.0093	30
CA5715V1	15 mm - 43 mm	18759056	29.26.06.0091	30
CA5715V2	15 mm - 35 mm	18759062	29.26.06.0090	30
CA5715V3	15 mm - 25 mm	18759079	29.26.06.0089	30
CA4515	15 mm - 35 mm	18759085	29.26.05.0166	29
CA5715	15 mm - 40 mm	18759091	29.26.05.0167	29
CAA20V1B	20 mm - 43 mm	19536855	29.26.01.3900	10
CAA15V2B	15 mm - 35 mm	19536720	29.26.01.3900	10
CAA10V3B	10 mm - 25 mm	19536648	29.26.01.3900	10
CAA10M3B	10 mm - 28 mm	19536625	29.26.01.3900	12
CAA15M2B	15 mm - 40 mm	19536714	29.26.01.3900	12
CAA20M1B	20 mm - 47 mm	19536594	29.26.01.3900	12
CAH10V3B	10 mm - 25 mm	19536683	29.26.01.3900	9
CAH15V2B	15 mm - 35 mm	19536631	29.26.01.3900	9
CAH20V1B	20 mm - 43 mm	19536772	29.26.01.3900	9
CAH10M3B	10 mm - 28 mm	19536708	29.26.01.3900	11
CAH15M2B	15 mm - 40 mm	19536677	29.26.01.3900	11
CAH20M1B	20 mm - 47 mm	19536826	29.26.01.3900	11
CC45	45 mm	18238742	29.26.01.0029	31
CC57	57 mm	18238759	29.26.01.0037	31
CC70	70 mm	18238765	29.26.01.0038	31
CDP70T	70 mm	18884235	29.26.12.0018	32 & 50
CI45	45 mm	14367336	29.26.02.0105	31
CI45S	45 mm	16082980	29.26.02.0108	32
CI57	57 mm	14367365	29.26.02.0106	31
CI70	70 mm	16082974	29.26.02.0107	31
CK4515	15 mm - 35 mm	18238771	29.26.05.0156	29
CK4515V2	15 mm - 35 mm	18238788	29.26.06.0062	30
CK4515V3	15 mm - 25 mm	18238794	29.26.06.0061	30
CK4520	20 mm	18238819	29.26.05.0156	29
CK4520V2	20 mm	18238802	29.26.06.0062	30
CK4525	25 mm	18239434	29.26.05.0156	29
CK4525V2	25 mm	18238825	29.26.06.0062	30
CK4530	30 mm	18238831	29.26.05.0156	29
CK4530V2	30 mm	18238848	29.26.06.0062	30
CK5715	15 mm - 40 mm	18238854	29.26.05.0157	29
CK5715V1	15 mm - 43 mm	18238883	29.26.06.0063	30
CK5715V2	15 mm - 35 mm	18238908	29.26.06.0064	30
CK5715V3	15 mm - 25 mm	18238920	29.26.06.0086	30
CK5720V1	20 mm	18238937	29.26.06.0063	30
CK5725V1	25 mm	18238943	29.26.06.0063	30

## Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
CK5730V1	30 mm	18238966	29.26.06.0063	30
CK5735	35 mm	18238972	29.26.05.0157	29
CK5735V1	35 mm	18238989	29.26.06.0063	30
CK5740	40 mm	18238995	29.26.05.0157	29
CK7015	15 mm - 50 mm	18239026	29.26.05.0158	29
CK7045	45 mm	18239032	29.26.05.0158	29
CK7050	50 mm	18239049	29.26.05.0158	29
CP2050		07269751	29.26.10.0020	53
CSA10V3	10 mm - 25 mm	18172693	29.26.01.3051	20
CSA15V2	15 mm - 35 mm	18172894	29.26.01.3050	20
CSA15V3	15 mm	18192431	29.26.01.3051	20
CSA20	20 mm - 60 mm	18239055	29.26.01.2159	26
CSA20S	20 mm - 60 mm	14061583	29.26.01.2086	26
CSA20V1	20 mm - 43 mm	18198505	29.26.01.3052	20
CSA20V2	20 mm	18198511	29.26.01.3050	20
CSA20V3	20 mm	18198528	29.26.01.3051	20
CSA25	25 mm	18239061	29.26.01.2159	26
CSA25S	25 mm	14061614	29.26.01.2086	26
CSA25V1	25 mm	18198534	29.26.01.3052	20
CSA25V2	25 mm	18198540	29.26.01.3050	20
CSA30	30 mm	18239078	29.26.01.2159	26
CSA30S	30 mm	14061620	29.26.01.2086	26
CSA30V1	30 mm	18198824	29.26.01.3052	20
CSA30V2	30 mm	18198557	29.26.01.3050	20
CSA35	35 mm	18239084	29.26.01.2159	26
CSA35S	35 mm	14061643	29.26.01.2086	26
CSA35V1	35 mm	18198563	29.26.01.3052	20
CSA40	40 mm	18239090	29.26.01.2159	26
CSA40S	40 mm	14061666	29.26.01.2086	26
CSA40V1	40 mm	18198586	29.26.01.3052	20
CSC20	20 mm - 50 mm	14138185	29.26.04.0023	17
CSC20SNF	20 mm - 40 mm	18759116	29.26.04.0041	17
CSC25NF	25 mm - 50 mm	18759122	29.26.04.0042	17
CSC30LNF	30 mm - 60 mm	18759139	29.26.04.0043	17
CSG20	20 mm - 60 mm	17565545	29.26.01.2160	44
CSH10M3	10 mm - 28 mm	18198592	29.26.01.3044	23
CSH10V3	10 mm - 25 mm	18172902	29.26.01.3029	19
CSH10XS	10 mm - 50 mm	18172925	29.26.01.4013	15
CSH10XST	10 mm - 50 mm	16852857	29.26.01.4012	15
CSH15M2	15 mm - 40 mm	18198600	29.26.01.3043	23
CSH15V2	15 mm - 35 mm	18172919	29.26.01.3028	19
CSH15V3	15 mm	18192425	29.26.01.3029	19
CSH20	20 mm - 60 mm	18239109	29.26.01.2100	14
CSH20L	20 mm - 90 mm	18239150	29.26.01.2138	14
CSH20M1	20 mm - 47 mm	18198617	29.26.01.3040	23
CSH20M2	20 mm	18198623	29.26.01.3043	23
CSH20S	20 mm - 60 mm	12726268	29.26.01.2148	15
CSH20V0	20 mm - 57 mm	18198646	29.26.01.3049	19
CSH20V1	20 mm - 43 mm	18198675	29.26.01.3027	19
CSH20V2	20 mm	18198681	29.26.01.3028	19
CSH20V3	20 mm	18198698	29.26.01.3029	19

## Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
CSH25	25 mm	18239115	29.26.01.2100	14
CSH25L	25 mm	18239167	29.26.01.2138	14
CSH25M1	25 mm	18198712	29.26.01.3040	23
CSH25M2	25 mm	18198729	29.26.01.3043	23
CSH25S	25 mm	12726251	29.26.01.2148	15
CSH25V1	25 mm	18198735	29.26.01.3027	19
CSH25V2	25 mm	18198741	29.26.01.3028	19
CSH30	30 mm	18239121	29.26.01.2100	14
CSH30L	30 mm	18239173	29.26.01.2138	14
CSH30M1	30 mm	18198758	29.26.01.3040	23
CSH30S	30 mm	12726239	29.26.01.2148	15
CSH30V1	30 mm	18198764	29.26.01.3027	19
CSH30V2	30 mm	18198770	29.26.01.3028	19
CSH35	35 mm	18239138	29.26.01.2100	14
CSH35L	35 mm	18239196	29.26.01.2138	14
CSH35M1	35 mm	18198787	29.26.01.3040	23
CSH35S	35 mm	12726222	29.26.01.2148	15
CSH35V1	35 mm	18198793	29.26.01.3027	19
CSH40	40 mm	18239144	29.26.01.2100	14
CSH40L	40 mm	18239204	29.26.01.2138	14
CSH40M1	40 mm	18198801	29.26.01.3040	23
CSH40S	40 mm	12726245	29.26.01.2148	15
CSH40V1	40 mm	18198818	29.26.01.3027	19
CU45F	45 mm	17206869	29.26.03.0061	39
CU45FT	45 mm	17206823	29.26.03.0060	39
CU45H	45 mm	17554866	29.26.03.0064	39
CU45HT	45 mm	17554889	29.26.03.0063	39
CU57F	57 mm	17206875	29.26.03.0059	39
CU57FT	57 mm	17206852	29.26.03.0062	39
CU57H	57 mm	17554872	29.26.03.0066	39
CU57HT	57 mm	17554895	29.26.03.0065	39
DP10M3	10 mm – 28 mm	18884287	29.26.12.3009	24, 49 & 50
DP10V3	10 mm – 25 mm	18884318	29.26.12.3003	21, 49 & 50
DP15M2	15 mm – 40 mm	18884270	29.26.12.3010	24, 49 & 50
DP15V2	15 mm – 35 mm	18884301	29.26.12.3002	21, 49 & 50
DP20M1	20 mm – 47 mm	18884264	29.26.12.3008	24, 49 & 50
DP20V1	20 mm – 43 mm	18884293	29.26.12.3001	21, 49 & 50
DP2503XS	3 mm	18239210	29.26.12.2015	48
DP4005	5 mm	18239227	29.26.12.2012	48
DP4005S	5 mm	18239233	29.26.12.2014	48
DP5020	20 mm – 60 mm	18884324	29.26.12.2013	17, 49 & 50
DPB2000		18827467	29.26.11.6900	50
EMPLASECTAL		00200420	29.26.10.4020	54
FS20		16622583	29.26.11.6173	53
HP101006	100 mm × 100 mm	10627941	29.26.07.0045	52
HP151506	150 mm × 150 mm	18239279	29.26.07.0124	52
HP202006	200 mm × 200 mm	10627935	29.26.07.2016	52
HP222224	220 mm × 220 mm	18239316	29.26.07.2015	52
HP30		04572710	29.26.10.1009	53
HP372206	370 mm × 220 mm	04877390	29.26.07.2014	52
IAA10M3B	10 mm - 28 mm	19536766	29.26.02.3900	12

## Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
IAA15M2B	15 mm - 40 mm	19536654	29.26.02.3900	12
IAA15M1B	15 mm - 47 mm	19536789	29.26.02.3900	12
IAA10V3B	10 mm - 25 mm	19536795	29.26.02.3900	10
IAA15V1B	15 mm - 43 mm	19536832	29.26.02.3900	10
IAA15V2B	15 mm - 35 mm	19536737	29.26.02.3900	10
IAH10M3B	10 mm - 28 mm	19536602	29.26.02.3900	11
IAH15M1B	15 mm - 47 mm	19536660	29.26.02.3900	11
IAH15M2B	15 mm - 40 mm	19536849	29.26.02.3900	11
IPA10V3	10 mm – 25 mm	18192514	29.26.02.3081	20
IPA15	15 mm – 60 mm	14419990	29.26.02.2172	27
IPA15V1	15 mm – 43 mm	18192744	29.26.02.3079	20
IPA15V2	15 mm – 35 mm	18192508	29.26.02.3080	20
IPA20	20 mm	14363491	29.26.02.2172	27
IPA20V1	20 mm	14367129	29.26.02.3079	20
IPA25	25 mm	14363516	29.26.02.2172	27
IPA25V1	25 mm	14367135	29.26.02.3079	20
IPA30	30 mm	14363522	29.26.02.2172	27
IPA30V1	30 mm	14367141	29.26.02.3079	20
IPA35	35 mm	14363539	29.26.02.2172	27
IPA35V1	35 mm	16128794	29.26.02.3079	20
IPA40	40 mm	14363640	29.26.02.2172	27
IPA40V1	40 mm	18192477	29.26.02.3079	20
IPG20	20 mm – 60 mm	17565551	29.26.02.2181	44
IPH10M3	10 mm – 28 mm	14360274	29.26.02.3086	23
IPH10M3T	10 mm – 28 mm	17551431	29.26.02.3093	23
IPH10V3	10 mm – 25 mm	18192566	29.26.02.3088	19
IPH15	15 mm – 60 mm	14419978	29.26.02.2179	16
IPH15M1	15 mm – 47 mm	18192454	29.26.02.3084	23
IPH15M1T	15 mm – 47 mm	18192460	29.26.02.3092	23
IPH15M2	15 mm – 40 mm	14360245	29.26.02.3085	23
IPH15M2T	15 mm – 40 mm	17551419	29.26.02.3091	23
IPH15T	15 mm – 60 mm	16134174	29.26.02.2173	16
IPH15S	15 mm – 60 mm	17551336	29.26.02.2186	16
IPH15V1	15 mm – 43 mm	14334638	29.26.02.3083	19
IPH15V2	15 mm – 35 mm	18192543	29.26.02.3087	19
IPH15V3	15 mm	18192448	29.26.02.3088	19
IPH20	20 mm	14330362	29.26.02.2179	16
IPH20M1	20 mm	14360239	29.26.02.3084	23
IPH20M2	20 mm	17617408	29.26.02.3085	23
IPH20V0	20 mm – 57 mm	14334710	29.26.02.3082	19
IPH20V1	20 mm	14334644	29.26.02.3083	19
IPH20V2	20 mm	14360185	29.26.02.3087	19
IPH20V3	20 mm	14360222	29.26.02.3088	19
IPH20V0	20 mm – 70 mm	18825712	29.26.02.2187	16
IPH25	25 mm	14330379	29.26.02.2179	16
IPH25M1	25 mm	17617377	29.26.02.3084	23
IPH25M2	25 mm	17558410	29.26.02.3085	23
IPH25V1	25 mm	14334650	29.26.02.3083	19
IPH25V2	25 mm	14360191	29.26.02.3087	19
IPH30	30 mm	14330385	29.26.02.2179	16
IPH30M1	30 mm	17558350	29.26.02.3084	23

## Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
IPH30V1	30 mm	14334667	29.26.02.3083	19
IPH30V2	30 mm	14360216	29.26.02.3087	19
IPH35	35 mm	14330416	29.26.02.2179	16
IPH35M1	35 mm	17558373	29.26.02.3084	23
IPH35V1	35 mm	14334673	29.26.02.3083	19
IPH40	40 mm	14330422	29.26.02.2179	16
IPH40M1	40 mm	17558404	29.26.02.3084	23
IPH40V1	40 mm	14334704	29.26.02.3083	19
KUBB2000		18095774	29.26.11.6900	42
P3003	3 mm	18192750		46
P3203	3 mm	18192767		46
PASTEOA		14055921	29.26.10.0038	53
SDE2-LA	160 mm × 200 mm	11549108	29.26.12.2009	47
SDE2-MA	85 mm × 250 mm	11549143	29.26.12.2007	47
SDE2-SA	240 mm × 155 mm	11549172	29.26.12.2006	47
SDE2-XSA	90 mm × 180 mm	11549203	29.26.12.2011	47
SDE2-XXLA	230 mm × 380 mm	11549120	29.26.12.2010	48
SGX30		17511897		54
SSAFETY100		04751772	29.26.10.3019	54
SSchere				55
USG15FT	15 mm – 60 mm	17255980	29.26.03.2061	41
USH10F	10 mm – 60 mm	18192572	29.26.03.2053	34
USH10FT	10 mm – 60 mm	18192589	29.26.03.2060	34
USH10H	15 mm – 60 mm	18192595	29.26.03.2065	34
USH10HT	10 mm – 60 mm	18192603	29.26.03.2066	34
USH10M1F	10 mm – 47 mm	18192626	29.26.03.3034	37
USH10M1FT	10 mm – 47 mm	18192655	29.26.03.3044	37
USH10M1H	10 mm – 47 mm	18192684	29.26.03.3061	38
USH10M1HT	10 mm – 47 mm	18192715	29.26.03.3060	38
USH10M2F	10 mm – 40 mm	18192649	29.26.03.3033	37
USH10M2FT	10 mm – 40 mm	18192678	29.26.03.3049	37
USH10M2H	10 mm – 40 mm	18192709	29.26.03.3063	38
USH10M2HT	10 mm – 40 mm	18192738	29.26.03.3052	38
USH10M3F	10 mm – 28 mm	13867002	29.26.03.3032	37
USH10M3FT	10 mm – 28 mm	16622459	29.26.03.3046	37
USH10M3H	10 mm – 28 mm	17557988	29.26.03.3062	38
USH10M3HT	10 mm – 28 mm	17557965	29.26.03.3056	38
USH10V1H	10 mm – 43 mm	17552867	29.26.03.3053	36
USH10V1HT	10 mm – 43 mm	17552927	29.26.03.3059	36
USH10V1F	10 mm – 43 mm	13866793	29.26.03.3035	35
USH10V1FT	10 mm – 43 mm	16622465	29.26.03.3045	35
USH10V2F	10 mm – 35 mm	13866801	29.26.03.3036	35
USH10V2FT	10 mm – 35 mm	16622376	29.26.03.3048	35
USH10V2H	10 mm – 35 mm	17552904	29.26.03.3055	36
USH10V2HT	10 mm – 35 mm	17552962	29.26.03.3058	36
USH10V3F	10 mm – 25 mm	13866818	29.26.03.3037	35
USH10V3FT	10 mm – 25 mm	16622554	29.26.03.3047	35
USH10V3H	10 mm – 25 mm	17552991	29.26.03.3054	36
USH10V3HT	10 mm – 25 mm	17553045	29.26.03.3057	36
USH15F	15 mm	17160535	29.26.03.2053	34
USH15H	15 mm	17552809	29.26.03.2065	34

## Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artikelnummer	Ausschnitt	PZN	HIMI-Nummer	Seite
USH15M1F	15 mm	18192632	29.26.03.3034	37
USH15M1H	15 mm	18192690	29.26.03.3061	38
USH15M2F	15 mm	13866994	29.26.03.3033	37
USH15M2H	15 mm	17557942	29.26.03.3063	38
USH15V1F	15 mm	13866824	29.26.03.3035	35
USH15V1H	15 mm	17757084	29.26.03.3053	36
USH15V2F	15 mm	13866830	29.26.03.3036	35
USH15V2H	15 mm	17757109	29.26.03.3055	36
USH15V3F	15 mm	13866847	29.26.03.3037	35
USH15V3H	15 mm	17553016	29.26.03.3054	36
USH20F	20 mm	17160541	29.26.03.2053	34
USH20H	20 mm	17552815	29.26.03.2065	34
USH20M1F	20 mm	13866988	29.26.03.3034	37
USH20M1H	20 mm	17557899	29.26.03.3061	38
USH20M2F	20 mm	17622355	29.26.03.3033	37
USH20M2H	20 mm	17757196	29.26.03.3063	38
USH20V1F	20 mm	13866876	29.26.03.3035	35
USH20V1H	20 mm	17757078	29.26.03.3053	36
USH20V2F	20 mm	13866882	29.26.03.3036	35
USH20V3F	20 mm	13866899	29.26.03.3037	35
USH20V2H	20 mm	17757115	29.26.03.3055	36
USH20V3H	20 mm	17553022	29.26.03.3054	36
USH25F	25 mm	17160558	29.26.03.2053	34
USH25H	25 mm	17552821	29.26.03.2065	34
USH25M1F	25 mm	17617466	29.26.03.3034	37
USH25M1H	25 mm	17757173	29.26.03.3061	38
USH25M2F	25 mm	17557824	29.26.03.3033	37
USH25M2H	25 mm	17557971	29.26.03.3063	38
USH25V1F	25 mm	13866913	29.26.03.3035	35
USH25V1H	25 mm	17757090	29.26.03.3053	36
USH25V2F	25 mm	13866936	29.26.03.3036	35
USH25V2H	25 mm	17552910	29.26.03.3055	36
USH30F	30 mm	17160564	29.26.03.2053	34
USH30H	30 mm	17552838	29.26.03.2065	34
USH30M1F	30 mm	17557770	29.26.03.3034	37
USH30M1H	30 mm	17557907	29.26.03.3061	38
USH30V1F	30 mm	13866942	29.26.03.3035	35
USH30V1H	30 mm	17552873	29.26.03.3053	36
USH30V2F	30 mm	13866959	29.26.03.3036	35
USH30V2H	30 mm	17552985	29.26.03.3055	36
USH35M1F	35 mm	17557787	29.26.03.3034	37
USH35M1H	35 mm	17557913	29.26.03.3061	38
USH35V1F	35 mm	13866965	29.26.03.3035	35
USH35V1H	35 mm	17552896	29.26.03.3053	36
USM13F	13 mm – 50 mm	17160386	29.26.03.1015	40
USM13FT	13 mm – 50 mm	17206504	29.26.03.1015	40
USM13H	13 mm – 50 mm	17846770	29.26.03.1018	40
USM13HT	13 mm – 50 mm	17846787	29.26.03.1017	40
USZ1		13867019	29.26.10.9000	41 & 55
USZ2		17931464	29.26.10.9000	41 & 55

**Einteilige Versorgung**

US	H	10	M	3	F
Position 1: Beutel	Position 2: Hautschutz	Position 3: Öffnung	Position 4: Zusatz 1	Position 5: Konvexität	Position 6/7: Zusatz 2/3
CS = Kolostomie Select	A = Alginat	10 = 10 mm	L = Large	0 = Konvexität 0	B = Schwarz
CSC = Kolostomie Select Cap	B = Bettbeutel	15 = 15 mm	M = Medium konvex	1 = Konvexität 1	F = Flexibler Uroauslass
DP = Drainage Protect	G = Gelatinefrei	20 = 20 mm	S = Small	2 = Konvexität 2	H = Harter Uroauslass
IP = Ileostomie Protect	H = Hydrokolloid	2000 = 2000 ml Füllvolumen	V = Konvex	3 = Konvexität 3	NF = ohne Filter
P = Premature	M = Microskin	2070 = 20 mm Öffnung	XS = Extra small		T = Transparent
US = Urostomie Safe		70 mm max. Ausschneidbarkeit			Z = Zubehör

**Zweiteilige Versorgung**

C	K	5715		V	2	F
Position 1: System	Position 2: Beutel / Basisplatte	Position 3: Rastring / Rastring und Öffnung		Position 4: Zusatz 1	Position 5: Konvexität	Position 6/7: Zusatz 2/3
C = Clic	A = Alginat	45 = 45er Rastringgröße	10 = 10 mm	M = Medium Konvex	0 = Konvexität 0	F = Flexibler Uroauslass
	C = Kolostomie	57 = 57er Rastringgröße	15 = 15 mm	S = Small	1 = Konvexität 1	H = Harter Uroauslass
	DP = Drainage Protect	70 = 70er Rastringgröße	20 = 20 mm	V = Konvex	2 = Konvexität 2	B = Schwarz
	I = Ileostomie		usw.		3 = Konvexität 3	T = Transparent
	K = Konturiert					Z = Zubehör
	U = Urostomie					

- Nur Großbuchstaben und Ziffern
- Keine Leerzeichen
- Window ist Standard, wird nicht in Artikelnummer benannt
- Safe & Easy ist Standard, wird nicht in Artikelnummer benannt

- Filter (Ileostomie, Kolostomie) ist Standard, wird nicht in Artikelnummer benannt
- SDE2-Produkte sowie der KUBB2000 und der DPB2000 werden nicht in der Artikelnomenklatur abgebildet
- Andere Abweichungen werden im Text des Artikels benannt

**For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH, Am Studio 16, 12489 Berlin, Deutschland**

1. **Lieferfrist:** Der Versand erfolgt innerhalb von zwei Werktagen nach Auftragseingang, soweit die Ware im Lager vorhanden ist. Es bleibt uns vorbehalten, die bestellten Mengen in Teilen zu liefern. Leistungsstörungen bei Teillieferungen berechtigen den Käufer nicht zum Vertragsrücktritt oder Schadensersatz. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sind wir zur generellen Einstellung der Lieferung berechtigt.

2. **Versandart und -kosten:** Der Versand bestellter Ware geschieht per Post. Mehrkosten durch Eilzustellung gehen zu Lasten des Käufers. Bei Sendungen mit einem Warenwert (netto) von weniger als 100,00 Euro werden die Verpackungs- und Versandkosten in Rechnung gestellt. Der Versand der Ware erfolgt nur auf Gefahr und Kosten des Käufers bzw. Empfängers. Der Gefahrenübergang tritt spätestens mit der Absendung der Ware ein. Die Wahl des Versandweges und der Versandart bleibt uns überlassen, soweit nicht anders bestimmt.

3. **Änderungsvorbehalt:** FORLIFE ist berechtigt, eine Unter- oder Überlieferung in Höhe von 5 % der jeweiligen Bestellmenge vorzunehmen. Derartige Unter- und Überlieferungen haben produktionstechnische Gründe und werden seitens des Käufers als vertragsgerecht angesehen, Mängelansprüche bestehen bei den genannten Mengenabweichungen ausdrücklich nicht. Berechnet wird die jeweils tatsächlich gelieferte Menge. Für unterlieferte Mengen besteht kein Anspruch auf Nachlieferung.

4. **Zahlungen:** Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungseingang ohne Abzug zu zahlen. Zahlungsverzug tritt ein, ohne dass es einer Mahnung oder eines sonstigen Vorganges bedarf (Neufassung des § 284 III BGB vom 01.05.2000). Bei Fristüberschreitungen werden (entsprechend der Neufassung des § 288 I 1 BGB) Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem offiziellen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank sowie 2,50 Euro Mahnkosten berechnet. Zahlungen des Käufers werden zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und mit dem Überschuss auf die jeweils älteste Rechnung verrechnet. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

5. **Eigentumsvorbehalt:** Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (bei Schecks bis zu deren Einlösung) sämtlicher Forderungen einschließlich

Nebenforderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts trägt der Käufer die Verantwortung für den Kaufgegenstand, insbesondere auch die Gefahr des zufälligen Übergangs oder der Qualitätsminderung.

6. **Gewährleistung:** Wir weisen besonders auf die gesetzlichen Vorschriften hin, nach denen der Käufer die Gewährleistungsansprüche verliert, wenn er die Ware nicht unverzüglich untersucht und Mängel, die sich zeigen, nicht unverzüglich rügt (§ 377 HGB). Für berechtigte Reklamationen behalten wir uns Ersatzlieferung vor. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht erst nach Scheitern einer Ersatzlieferung.

7. **Regelung für Warenrücksendung:** Rücknahme oder Umtausch ordnungsgemäß gelieferter Ware erfolgt nur nach vorheriger Vereinbarung. Bei unaufgeforderte zurückgesandter Ware behalten wir uns ersatzlose Vernichtung vor.

7.1 **Mängelrüge:** Sollten Sie eine Falschlieferung oder eine mit Mängeln behaftete Ware aus laufender Lieferung erhalten, dann senden Sie uns diese Ware unverzüglich, d. h. innerhalb von maximal 14 Tagen, zurück. Bitte fügen Sie unbedingt den Originalliefererschein bei.

7.2 **Wie hoch ist der Gutschriftsbetrag bei Mängelrügen?** Die Ware wird Ihnen nach Prüfung Ihrer Mängelrüge zum Einkaufspreis gutgeschrieben. Dabei werden die Ihnen gewährten Rabatte zurückgerechnet.

7.3 **Reklamationen:** Wir werden alle Warenrücksendungen unverzüglich gemäß dieser Regelung mit besonderer Sorgfalt bearbeiten und gutschreiben. Sollten Reklamationen z. B. wegen fehlender Gutschrift auftreten, dann bitten wir Sie, Ihre Beanstandung innerhalb von zwei Monaten nach Einsendeterminum geltend zu machen. Spätere Beanstandungen können leider nicht berücksichtigt werden, da dann eine Überprüfung nicht mehr möglich ist.

8. **Gerichtsstand:** Erfüllungsort oder Gerichtsstand ist Berlin. Als Gerichtsstand im Falle eines Mahnverfahrens wird ausschließlich Berlin vereinbart.

Ihre Ansprechpartnerin / Ihr Ansprechpartner:



For Life  
Produktions- und Vertriebsgesellschaft  
für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16  
12489 Berlin, Germany

Service-Hotline (Deutschland): 0800 786 662 87  
[mail@forlife.info](mailto:mail@forlife.info)  
[www.forlife.info](http://www.forlife.info)



**FORLIFE**  
BERLIN

*Empowering yourself.*