

KONTICUR® Sortimentübersicht ableitende Kontinenzversorgung

KONTICUR® I Urinbeutel

	Bettbeutel	Bein-/Bettbeutel	Bettbeutel	Bettbeutel	Bettbeutel	Beinbeutel	Beinbeutel	Beinbeutel	Beinbeutel
Abbildung									
Volumen:	2000 ml	1000 ml / 1 Kammer	2000 ml	2000 ml	2000 ml	750 ml / 3 Kammer	750 ml / 3 Kammer	500 ml / 1 Kammer	500 ml / 1 Kammer
Steril:	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Schlauchlänge:	120 cm	30 / 60 / 90 cm	110 cm	130 cm	90 cm	10 / 50 cm	60 cm	10 / 50 cm	60 cm
Max. Liegezeit:	14 Tage	14 Tage	3 Tage	3 Tage	Einmalgebrauch	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
Ablass	T-Ablasshahn mit Einstecklasche	T-Ablasshahn mit Einstecklasche	T-Ablasshahn mit Einstecklasche	T-Ablasshahn ohne Einstecklasche	Aufreißnaht	T-Ablasshahn ohne Einstecklasche	T-Ablasshahn ohne Einstecklasche	T-Ablasshahn mit Einstecklasche	T-Ablasshahn mit Einstecklasche
Tropfkammer	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rücklaufsperr:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vlies Rückseite:	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Befestigung:	Haltebügel vorhanden	Aufhängeschnur vorhanden. Optional Universalabhängung oder Beinbeutelhalter	Bettbeutelabhängung benötigt	Bettbeutelabhängung benötigt	Bettbeutelabhängung benötigt	Beinbeutelhalter benötigt	Beinbeutelhalter benötigt	Beinbeutelhalter benötigt	Beinbeutelhalter benötigt
Zusatzkonnektor:	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Kürzbar:	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
REF / Art.-Nr.:	KU8	KBB1000-30s (30 cm) KBB1000-60s (60 cm) KBB1000-90s (90 cm)	KB2001s	KB2001mA	KB2001oA	KBB750-10s (10 cm) KBB750-50s (50 cm)	KBB750-60	KBB500-10s (10 cm) KBB500-50s (50 cm)	KBB500-60
PZN:	12465661	12465709 (30 cm) 12465715 (60 cm) 12465721 (90 cm)	13828019	13828002	13827994	12465603 (10 cm) 12465626 (50 cm)	12465572	12465589 (10 cm) 12465595 (50 cm)	12465566
Abgabe:	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	1 Stk.	5 Stk.	1 Stk.	10 Stk.
Hilfsmittelnummer:	15.25.07.0070	15.25.07.1015 (30 cm) 15.25.07.1016 (60 cm) 15.25.07.1017 (90 cm)	15.25.06.3047	15.25.06.1059	15.25.06.0031	15.25.05.3110 (10 cm) 15.25.05.3111 (50 cm)	15.25.05.1145	15.25.05.3113 (10 cm) 15.25.05.3112 (50 cm)	15.25.05.1144

KONTICUR® | Urinalkondome

	Urinalkondom Kurz	Urinalkondom Standard	Urinalkondom Lang
Abbildung			
Material:	Silikon	Silikon	Silikon
Klebefläche:	40 mm	50 mm	60 mm
Größen:	Ø 24 / 28 / 31 / 35	Ø 24 / 28 / 31 / 35	Ø 24 / 28 / 31 / 35
VE	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.
Knickschutz:	Ja	Ja	Ja
Max. Tragedauer:	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Einzel Verpackt:	Ja	Ja	Ja
REF / Art.-Nr.:	KUK24 KUK28 KUK31 KUK35	KUS24 KUS28 KUS31 KUS35	KUL24 KUL28 KUL31 KUL35
PZN:	12659253 (Ø24) 12659276 (Ø28) 12659282 (Ø31) 12659299 (Ø35)	12659313 (Ø24) 12659336 (Ø28) 12659342 (Ø31) 12659359 (Ø35)	12659394 (Ø24) 12659402 (Ø28) 12659419 (Ø31) 12659431 (Ø35)
Hilfsmittelnummer:	15.25.04.7033	15.25.04.7032	15.25.04.7034

KONTICUR® | Katheter

	Ballonkatheter mit Nelatonspitze
Abbildung	
Material:	Silikon
Katheterlänge:	40 cm
Größen:	CH12 – CH22
Steril:	Ja
Liegedauer:	bis zu 4 Wochen
REF / Art.-Nr.:	KSK12, KSK14, KSK16, KSK18, KSK20, KSK22
PZN:	12659454 (CH12) 12659460 (CH14) 12659477 (CH16) 12659483 (CH18) 12659508 (CH20) 12659514 (CH22)
Abgabe:	1 Stk.
Hilfsmittelnummer:	15.25.15.6178

KONTICUR® | Ergänzende Produkte

	Beinbeutel- klettband	Bettbeutel- aufhängung
Abbildung		
REF / Art.-Nr.:	KBK	KBA
PZN:	15735434	12465738
Abgabe:	1 Stk.	1 Stk.
Hilfsmittelnummer:	15.99.99.0008	15.99.99.0010

Eine Übersicht der KONTICUR® Einmalkatheter finden Sie im KONTICUR® Produktkatalog oder auf www.forlife.info.

For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16 · 12489 Berlin · Germany
mail@forlife.info · www.forlife.info
Hotline: 0800 872 24 36 (gebührenfrei)