











KONTICUR® Sortimentübersicht ableitende Kontinenzversorgung




KONTICUR® | Urinbeutel

	Bettbeutel	Bettbeutel	Bein-/Bettbeutel	Bettbeutel	Bettbeutel
					
Volumen:	2000 ml	2000 ml	1000 ml / 1 Kammer	2000 ml	2000 ml
Steril:	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein
Schlauchlänge:	120 cm	120 cm	30 / 60 / 90 cm	110 cm	130 cm
Max. Anwendungsdauer:	14 Tage	3 Tage	14 Tage	3 Tage	3 Tage
Ablass:	T-Ablasshahn mit Einsteckflasche	Drehhahnablass	T-Ablasshahn mit Einsteckflasche	T-Ablasshahn mit Einsteckflasche	T-Ablasshahn ohne Einsteckflasche
Tropfkammer:	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Rücklaufsperr:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vlies Rückseite:	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Befestigung:	Haltebügel vorhanden	Beutelaufrichtung notwendig	Aufhängeschnur vorhanden. Optional Universalaufrichtung oder Beinbeutelhalter	Bettbeutelaufrichtung notwendig	Bettbeutelaufrichtung notwendig
Zusatzkonnektor:	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kürzbar:	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Abgabe:	1 Stk.	5 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	10 Stk.
REF / Art.-Nr.:	KU8	KUBB2000	KBB1000-30s (30 cm) KBB1000-60s (60 cm) KBB1000-90s (90 cm)	KB2001s	KB2001mA
PZN:	12465661	18095774	12465709 (30 cm) 12465715 (60 cm) 12465721 (90 cm)	13828019	13828002
Hilfsmittelnummer:	15.25.07.0070	29.26.11.6178	15.25.07.1015 (30 cm) 15.25.07.1016 (60 cm) 15.25.07.1017 (90 cm)	15.25.06.3047	15.25.06.1059


	Bettbeutel	Beinbeutel	Beinbeutel	Beinbeutel	Beinbeutel
					
Volumen:	2000 ml	750 ml / 3 Kammer	750 ml / 3 Kammer	500 ml / 1 Kammer	500 ml / 1 Kammer
Steril:	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Schlauchlänge:	90 cm	10 / 50 cm	60 cm	10 / 50 cm	60 cm
Max. Anwendungsdauer:	Einmalgebrauch	3 Tage	3 Tage	3 Tage	3 Tage
Ablass:	Aufreißnaht	T-Ablasshahn ohne Einsteckflasche	T-Ablasshahn ohne Einsteckflasche	T-Ablasshahn mit Einsteckflasche	T-Ablasshahn mit Einsteckflasche
Tropfkammer:	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Rücklaufsperr:	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vlies Rückseite:	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Befestigung:	Bettbeutelaufrichtung notwendig	Beinbeutelhalter notwendig	Beinbeutelhalter notwendig	Beinbeutelhalter notwendig	Beinbeutelhalter notwendig
Zusatzkonnektor:	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Kürzbar:	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Abgabe:	10 Stk.	1 Stk.	5 Stk.	1 Stk.	10 Stk.
REF / Art.-Nr.:	KB2001oA	KBB750-10s (10 cm) KBB750-50s (50 cm)	KBB750-60	KBB500-10s (10 cm) KBB500-50s (50 cm)	KBB500-60
PZN:	13827994	12465603 (10 cm) 12465626 (50 cm)	12465572	12465589 (10 cm) 12465595 (50 cm)	12465566
Hilfsmittelnummer:	15.25.06.0031	15.25.05.3110 (10 cm) 15.25.05.3111 (50 cm)	15.25.05.1145	15.25.05.3113 (10 cm) 15.25.05.3112 (50 cm)	15.25.05.1144

KONTICUR® Sortimentübersicht ableitende Kontinenzversorgung


KONTICUR® | Urinkondome

	Urinkondom Kurz	Urinkondom Standard	Urinkondom Lang
			
Material:	Silikon	Silikon	Silikon
Klebefläche:	40 mm	50 mm	60 mm
Größen:	Ø 24 / 28 / 31 / 35 mm	Ø 24 / 28 / 31 / 35 mm	Ø 24 / 28 / 31 / 35 mm
Knickschutz:	Ja	Ja	Ja
Max. Anwendungsdauer:	1 Tag	1 Tag	1 Tag
Einzel Verpackt:	Ja	Ja	Ja
Abgabe:	30 Stk.	30 Stk.	30 Stk.
REF / Art.-Nr.:	KUK24 KUK28 KUK31 KUK35	KUS24 KUS28 KUS31 KUS35	KUL24 KUL28 KUL31 KUL35
PZN:	12659253 (Ø 24 mm) 12659276 (Ø 28 mm) 12659282 (Ø 31 mm) 12659299 (Ø 35 mm)	12659313 (Ø 24 mm) 12659336 (Ø 28 mm) 12659342 (Ø 31 mm) 12659359 (Ø 35 mm)	12659394 (Ø 24 mm) 12659402 (Ø 28 mm) 12659419 (Ø 31 mm) 12659431 (Ø 35 mm)
Hilfsmittelnummer:	15.25.04.7033	15.25.04.7032	15.25.04.7034

KONTICUR® | Katheter

	Ballonkatheter mit Nelatonspitze
	
Material:	Silikon
Katheterlänge:	40 cm
Größen:	CH12 – CH22
Steril:	Ja
Max. Anwendungsdauer:	bis zu 4 Wochen
Abgabe:	1 Stk.
REF / Art.-Nr.:	KSK12, KSK14, KSK16, KSK18, KSK20, KSK22
PZN:	12659454 (CH12) 12659460 (CH14) 12659477 (CH16) 12659483 (CH18) 12659508 (CH20) 12659514 (CH22)
Hilfsmittelnummer:	15.25.15.6178

KONTICUR® | Zubehör

	Beinbeutel- klettband	Bettbeutel- aufhängung
		
Größe:	68 x 5 cm	–
Kürzbar:	Ja	–
Abgabe:	1 Stk.	1 Stk.
REF / Art.-Nr.:	KBK	KBA
PZN:	15735434	12465738
Hilfsmittelnummer:	15.99.99.0008	15.99.99.0010

Eine Übersicht der KONTICUR® Einmalkatheter finden Sie im KONTICUR® Produktkatalog oder auf www.forlife.info.

For Life

Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16 · 12489 Berlin · Germany
mail@forlife.info · www.forlife.info
Hotline: 0800 872 24 36 (gebührenfrei)



www.forlife.info

