

PLUSCUR®

FORLIFE
BERLIN







Absorb



Wundauflage zur Verwendung bei mittel bis stark exsudierenden Wunden

Die superabsorbierende Wundauflage PLUSCUR® Absorb bietet ein optimales Fassungsvermögen für die Versorgung mittel bis stark exsudierender Wunden und besteht aus einer luftdurchlässigen und wasserdichten Vliesrückseite, einem stark saugfähigen Pad, sowie einer wasserdurchlässigen Kontakt-Vliesschicht. Der mehrschichtige Aufbau dieses Produktes optimiert den Feuchtigkeitshaushalt und unterstützt so eine schnellere Wundheilung. Die PLUSCUR® Absorb Wundauflagen eignen sich besonders im Rahmen einer Kompressionstherapie.

Vorteile

-  Hohe Absorptionsfähigkeit (180g/100cm²) – Nimmt die Wundflüssigkeit und ihre Bestandteile optimal auf.
-  Reduktion des Bakteriengehalts – Durch Absorption werden Bakterien mit dem Verband aufgesogen.
-  Wirtschaftlichkeit – Längeres Zeitintervall zwischen dem Wechseln der Wundauflagen spart Ressourcen ein und unterstützt die Wundheilung.
-  Mazerations- und Leckageschutz – Schutz vor Mazeration des Wundrandes und Undichtigkeit durch optimale Exudataufnahme.
-  Hoher Tragekomfort – Weich und komfortabel inkl. Kleidungs- und Wäscheschutz.
-  Umweltfreundlich – Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen.

Schützende Rückseite


- » Verhindert Durchnässen
- » Wasserfest und bakterienundurchlässig

Superabsorbierender Kern

- » Hervorragende Absorptionseigenschaften
- » Hilft das Mazerationsrisiko zu minimieren
- » Feuchtigkeitsbindendes System auf Gel-Basis

Feuchtigkeitsregulierende Schicht

- » Schnelle Aufnahme von Exsudat
- » Hilft beim Schutz empfindlicher Gewebe
- » Komfort für den Patienten
- » Klebt nicht an der Wunde



Bestellinformation:

PZN	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Größe	Menge
13893123	PSABNB1010	PLUSCUR® Absorb Non-bordered	125x125 (100x100) mm	10 St.
13893146	PSABNB1020	PLUSCUR® Absorb Non-bordered	125x230 (100x200) mm	10 St.
16808879	PSABNB1727	PLUSCUR® Absorb Non-bordered	200x300 (170x270) mm	10 St.
16808885	PSABNB1737	PLUSCUR® Absorb Non-bordered	200x400 (170x370) mm	10 St.

**For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH**
Am Studio 16 · 12489 Berlin

mail@forlife.info · www.forlife.info
Hotline: 0800 78 666 287 (gebührenfrei)

