



STOMOCUR[®]

Produktkatalog 2024
Stomaversorgung

Vorwort

FORLIFE steht bereits seit über 30 Jahren für qualitativ hochwertige Produkte, die dem medizinischen Fachhandel, Kliniken und Apotheken wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards – Made in Germany – ermöglichen.

Wir haben uns bewusst dafür entschieden, ausschließlich in Deutschland zu forschen, zu entwickeln und zu produzieren. So wie das Vertrauen auf die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter gehört auch der Standort Deutschland zu unserer Unternehmensphilosophie. Es freut uns ganz außerordentlich, dass es uns gelungen ist, Mitarbeiter, die bereits seit Beginn an für FORLIFE arbeiten, mit jüngeren Nachwuchskräften in einem Team zu vereinen und somit bewährte Technologien mit Innovation zu verbinden.

Der Fortschritt ist ein elementarer Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolgs. Daher bauen wir neben der Erfahrung unserer Mitarbeiter auch auf hochmoderne Produktionsmaschinen. Der Einsatz neuester Technologien und die Nutzung effizienter Produktionsmethoden sichert langfristig die wirtschaftliche Produktion hochqualitativer und innovativer Produkte in Deutschland.

Das Stoma ideal zu versorgen und dem Stomaträger einen selbstbestimmten Alltag unter Erhalt einer hohen Lebensqualität zu ermöglichen, ist das Ziel unserer Produkte und tagtäglichen Arbeit.

Ihr Team der FORLIFE



Immer richtig versorgt mit STOMOCUR®

Unsere STOMOCUR®-Beutel werden in Deutschland hergestellt und zeichnen sich durch innovative und einzigartige Eigenschaften aus. Wir verwenden Hautschutzmaterialien aus natürlichen Inhaltsstoffen, welche die Hautgesundheit fördern und Reizungen sowie Entzündungen reduzieren.

Mit unseren bequem und sicher zu tragenden Beuteln, die Selbstvertrauen und Komfort ermöglichen, sorgen wir bei Ihnen für eine gesunde Haut.

Alle unsere Produkte sind aus einem sehr weichen, schnell trocknenden Vliesstoff hergestellt. Er besteht aus Polyethylen (PE), klebt nicht an der Kleidung und ist weich auf der Haut, mit dem Ziel Hautreaktionen zu vermeiden. Unsere Hautschutzmaterialien bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen, welche sowohl die Gesundheit der Haut als auch Reizungen und Entzündungen reduzieren.

Viele unserer Beutel sind mit einer „Window“-Technologie ausgestattet, damit Patienten und medizinisches Fachpersonal das Stoma besser sehen können.

Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind STOMOCUR®-Beutel als einteiliges System, bei dem die Platte direkt mit dem Beutel verbunden ist und als zweiteiliges „Clic“-System erhältlich, bei dem der Beutel entfernt und ersetzt werden kann, ohne dass die Platte ausgetauscht werden muss.

Unser Kolostomiesortiment Select hat die Beutelform einer symmetrischen Acht. Die Form ist so konzipiert, dass sie auf beiden Seiten des Körpers

getragen werden kann und das bei maximaler Kapazität und minimalem Volumen. Somit kann das Produkt länger getragen werden und fällt unter der Kleidung nicht auf.

Unser einzigartiger Aktivkohlefilter ist fester Bestandteil aller unserer Kolostomiebeutel. Dies gewährleistet eine geruchsfreie Nutzung durch den Träger.

Unsere Ileostomie-Ausstreifbeutel Protect sind mit der patentierten MPC-Filtertechnologie (Moisture Protect Composition) - einer zusätzlichen Schutzschicht, welche die Flüssigkeitsaufnahme verhindert, den Träger geruchsfrei hält und dafür sorgt, dass unerwünschte Gase entweichen können - ausgestattet. Alle Ausstreifbeutel haben unseren einzigartigen, leicht zu bedienenden „Safe and Easy“ Auslass.


Unser Sortiment an Urostomiebeuteln Safe ist mit Soft-Auslass sowie Twist & Safe-Drehhahnventilen erhältlich und bietet somit Auswahl, Komfort und Vertrauen. Bei allen Urostomiebeuteln werden passende Adapter beigelegt. „Twist & Safe“ Beutel werden zusätzlich mit einem Verschlussstopfen geliefert.

Weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Produktreihen finden Sie auf den folgenden Seiten unseres STOMOCUR® Produktkatalogs.



Konvexe Versorgung

Zur Vermeidung von Kompromissen bei Sicherheit und Komfort ist manchmal der Einsatz von konvexen Versorgungen notwendig. STOMOCUR® bietet hier insgesamt vier verschiedene Konvexitäten in zwei unterschiedlichen Höhen an. Unterschiede in der Breite und der Höhe des eingearbeiteten Kegels erlauben eine optimale Anpassung an die körperlichen Gegebenheiten.



Inhaltsverzeichnis



HYDROKOLLOID

Hydrokolloid

Ein weicher, flexibler, hypoallergener Hautschutz.

Seite 8



COMBIFLANGE

Combiflange Hydrokolloid

Konturiertes Hydrokolloid für eine hervorragende Haftung und ein hohes Maß an Sicherheit.

Seite 8



Konvex®

7 mm Konvexität. Mit konturiertem Combiflange oder Alginat-Hautschutz erhältlich. Auch bei Drainagebeuteln mit Combiflange verfügbar.

Seite 13



Urostomie

Verfügbar mit Drehhahnventil und Softauslass mit verschiedenen Hautschutzmaterialien.

Seite 28



Microskin

Der dünnste und flexibelste Hautschutz.

Seite 35



gelatinefrei

gelatinefrei

Verwendung eines hydrokolloiden Hautschutzes ohne Gelatine oder andere tierische Bestandteile Sanft zur Haut.

Seite 37



Medium Konvex®

3,5 mm Konvexität. Mit konturiertem Combiflange erhältlich. Auch bei Drainagebeuteln mit Combiflange verfügbar.

Seite 17



Alginat

Ein alginathaltiger Hautschutz. Fördert die Integrität der Haut, absorbiert Feuchtigkeit und hilft, wunde Haut zu heilen.

Seite 20



Clic System

Ein vielseitiges, flexibles und unauffälliges zweiteiliges System.

Seite 23



SONDERVERSORGUNG

Sonderversorgung

Wund- und Fisteldrainage Versorgung in verschiedenen Größen.

Seite 39



Zubehör

Ein umfassendes Angebot an Zubehörartikeln.

Seite 44



HYDROKOLLOID



COMBIFLANGE

Das Hydrokolloid von FORLIFE ist ein flexibler, hypoallergener und hautfreundlicher Hautschutz, der sich optimal für die Versorgung von Stomaanlagen eignet.

Wie funktioniert Hydrokolloid?

Hydrokolloid haftet durch Wärme- und Feuchtigkeitsabsorption auf der Haut. Diese Feuchtigkeitsaufnahme lässt die Basisplatte leicht aufquellen und sorgt für eine gute Haftung auf der Haut, wodurch Leckagen und Hautreizungen vermieden werden.

Merkmale:

- Hypoallergener Hautschutz
- Gute Hautverträglichkeit
- Bequemer Halt durch maximale Flexibilität
- Einfache Anwendung
- Hohe Absorptionskapazität

Eine besondere Form des Hydrokolloids: Combiflange

Basisplatten mit Combiflange Hydrokolloid setzen sich aus zwei miteinander verbundenen Hydrokolloid Schichten zusammen, die innen, direkt am Stoma dicker sind und nach außen hin dünner werden. Diese doppelte Schicht sorgt für einen schnellen und sicheren Halt über einen längeren Zeitraum und weist eine hohe Absorptionskapazität auf. Der Combiflange Hautschutz ist bei einer Vielzahl an konvexen STOMOCUR® Produkten, planen Urostomie- und Drainagebeuteln sowie zweiteiligen konvexen und planen Basisplatten erhältlich.



Einteilige Versorgung



STOMOCUR® Select large

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 135 × 135 mm, Beutelgröße 160 × 220 mm, Volumen 470 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 90 mm	CSH20L	18239150
25 mm	CSH25L	18239167
30 mm	CSH30L	18239173
35 mm	CSH35L	18239196
40 mm	CSH40L	18239204

Bis 90 mm
ausschneidbar



STOMOCUR® Select

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 × 110 mm, Beutelgröße 145 × 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSH20	18239109
25 mm	CSH25	18239115
30 mm	CSH30	18239121
35 mm	CSH35	18239138
40 mm	CSH40	18239144



Einteilige Versorgung

**STOMOCUR® Select small**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 x 110 mm, Beutelgröße 130 x 190 mm, Volumen 250 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSH20S	12726268
25 mm	CSH25S	12726251
30 mm	CSH30S	12726239
35 mm	CSH35S	12726222
40 mm	CSH40S	12726245

**STOMOCUR® Select extra small**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 80 mm (Ø), Beutelgröße 100 x 160 mm, Volumen 140 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 50 mm	CSH10XS	18172925

STOMOCUR® Select extra small transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 50 mm	CSH10XST	16852857

Auch für die Kinderversorgung geeignet

**STOMOCUR® Select Cap**

Haftfläche 60 mm (Ø), Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 50 mm	CSC20	14138185

Nach der Irrigation



Einteilige Versorgung

Einfach in der Anwendung

**STOMOCUR® Protect**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 70 mm	IPH2070	18825712
15 – 60 mm	IPH15	14419978
20 mm	IPH20	14330362
25 mm	IPH25	14330379
30 mm	IPH30	14330385
35 mm	IPH35	14330416
40 mm	IPH40	14330422

STOMOCUR® Protect transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, „Safe and Easy“ Auslass

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	IPH15T	16134174

**STOMOCUR® Protect small**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 190 mm, Volumen 400 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	IPH15S	17551336

Auch für die Kinderversorgung geeignet

Sonderversorgung

**STOMOCUR® Drainage Protect**

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 × 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück


Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	DP5020	18884324



Unsere konvexen Stomabeutel sind die flexible Wahl für maximale Sicherheit und zusätzliches Vertrauen. Sie passen sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgen für mehr Tragekomfort. Ihnen stehen Combiflange oder Alginat als konvexer Hautschutz zur Verfügung.

Merkmale:

- 7 mm Konvexhöhe
- Behält seine konvexe Form während des Tragens bei
- Einfach zu bedienender „Safe and Easy“ Auslass für Ausstreifbeutel
- Umfassendes Angebot an ausschneidbaren oder vorgestanzten Größen
- Die hohe Haftkraft sorgt für maximale Sicherheit
- Hautfreundlicher, hypoallergener Hautschutz
- Effizientes Filtersystem zur Geruchsbeseitigung
- Vier Konvexitäten
- Integrierte Gürtelbefestigung

Konvexe Versorgung:



STOMOCUR® Select konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 57 mm	60 mm	CSH20V0	18198646
20 - 43 mm	50 mm	CSH20V1	18198675
25 mm		CSH25V1	18198735
30 mm		CSH30V1	18198764
35 mm		CSH35V1	18198793
40 mm		CSH40V1	18198818
15 - 35 mm	40 mm	CSH15V2	18172919
20 mm		CSH20V2	18198681
25 mm		CSH25V2	18198741
30 mm		CSH30V2	18198770
10 - 25 mm	30 mm	CSH10V3	18172902
15 mm		CSH15V3	18192425
20 mm		CSH20V3	18198698



STOMOCUR® Select Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 43 mm	50 mm	CSA20V1	18198505
25 mm		CSA25V1	18198534
30 mm		CSA30V1	18198824
35 mm		CSA35V1	18198563
40 mm		CSA40V1	18198586
15 - 35 mm	40 mm	CSA15V2	18172894
20 mm		CSA20V2	18198511
25 mm		CSA25V2	18198540
30 mm	30 mm	CSA30V2	18198557
10 - 25 mm		CSA10V3	18172693
15 mm		CSA15V3	18192431
20 mm		CSA20V3	18198528

Für empfindliche Haut



STOMOCUR® Protect konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 57 mm	60 mm	IPH20V0	14334710
15 - 43 mm	50 mm	IPH15V1	14334638
20 mm		IPH20V1	14334644
25 mm		IPH25V1	14334650
30 mm		IPH30V1	14334667
35 mm		IPH35V1	14334673
40 mm	40 mm	IPH40V1	14334704
15 - 35 mm		IPH15V2	18192543
20 mm		IPH20V2	14360185
25 mm		IPH25V2	14360191
30 mm	30 mm	IPH30V2	14360216
10 - 25 mm		IPH10V3	18192566
15 mm		IPH15V3	18192448
20 mm		IPH20V3	14360222

Einfach in der Anwendung



STOMOCUR® Protect Alginat konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 43 mm	50 mm	IPA15V1	18192744
20 mm		IPA20V1	14367129
25 mm		IPA25V1	14367135
30 mm		IPA30V1	14367141
35 mm		IPA35V1	16128794
40 mm	40 mm	IPA40V1	18192477
15 - 35 mm		IPA15V2	18192508
10 - 25 mm	30 mm	IPA10V3	18192514

Für empfindliche Haut



STOMOCUR® Drainage Protect konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	18884293
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	18884301
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	18884318


Weich und flexibel

Unsere medium konvex Reihe bietet dieselbe überragende Flexibilität und denselben Tragekomfort wie unsere konvex Serie, verfügt aber über eine geringere Konvexhöhe von 3,5 mm. Ihnen steht Combiflange als konvexer Hautschutz zur Verfügung.

Merkmale:

- Niedriges Profil: 3,5 mm Konvexhöhe
- Umfassendes Angebot an ausschneidbaren oder vorgestanzten Größen
- Die hohe Haftkraft sorgt für maximale Sicherheit
- Hautfreundlicher, hypoallergener Hautschutz
- Effizientes Filtersystem zur Geruchsbeseitigung
- Einfach zu bedienender „Safe and Easy“ Auslass für Ausstreifbeutel
- Weich und flexibel
- Drei Konvexitäten
- Integrierte Gürtelbefestigung

Medium Konvexe Versorgung:





STOMOCUR® Select medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 47 mm	55 mm	CSH20M1	18198617
25 mm		CSH25M1	18198712
30 mm		CSH30M1	18198758
35 mm		CSH35M1	18198787
40 mm		CSH40M1	18198801
15 - 40 mm	45 mm	CSH15M2	18198600
20 mm		CSH20M2	18198623
25 mm		CSH25M2	18198729
10 - 28 mm	35 mm	CSH10M3	18198592



Weich und flexibel

STOMOCUR® Drainage Protect medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 - 47 mm	55 mm	DP20M1	18884264
15 - 40 mm	45 mm	DP15M2	18884270
10 - 28 mm	35 mm	DP10M3	18884287



STOMOCUR® Protect medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 47 mm	55 mm	IPH15M1	18192454
20 mm		IPH20M1	14360239
25 mm		IPH25M1	17617377
30 mm		IPH30M1	17558350
35 mm		IPH35M1	17558373
40 mm	IPH40M1	17558404	
15 - 40 mm	45 mm	IPH15M2	14360245
20 mm		IPH20M2	17617408
25 mm		IPH25M2	17558410
10 - 28 mm	35 mm	IPH10M3	14360274

STOMOCUR® Protect medium konvex transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, „Safe and Easy“ Auslass

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
15 - 47 mm	55 mm	IPH15M1T	18192460
15 - 40 mm	45 mm	IPH15M2T	17551419
10 - 28 mm	35 mm	IPH10M3T	17551431

Einfach in der Anwendung

Bioaktive Hautheilung

Unsere Alginat Basisplatte ist eines unserer besten Hautschutzprodukte, das sowohl vorbeugende als auch heilende Eigenschaften bietet. Erhältlich in einer Vielzahl an Größen, sowohl für austreifbare als auch geschlossene Beutel.

Alginat wird schon seit vielen Jahren in der Wundversorgung eingesetzt.

Merkmale:

- Heilend
- Absorbierend
- Antibakteriell
- Hämostatisch
- Kann ohne jegliches Zubehör verwendet werden, um problematische Haut kosteneffektiv zu behandeln

Wie wirkt Alginat?

Es wird ausschließlich natürliches Alginat verwendet, das in Braunalgen vorkommt und bis zum 20-fachen seines Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen kann. Das Alginat in unserem Hautschutz absorbiert die Feuchtigkeit der Haut und ist somit ideal, um wunde Haut zu heilen und sie gesund zu halten.

Anwendungsbereiche:

- Zu Allergien neigende Haut
- Wunde, exkorierte peristomale Haut
- Feuchte Blutungen, peristomale Haut
- Ulzeration der peristomalen Haut
- Stomata, die übermäßig viel Schleim produzieren
- Infizierte peristomale Nahtstellen
- Alginathautschutz kann präventiv auf nicht problematischer Haut verwendet werden, um das Auftreten von Komplikationen zu verhindern

Im FORLIFE Hautschutz ist Alginat nicht nur ein Spurenelement, sondern zu 15% enthalten, was signifikant genug ist, um die Heilung zu fördern.

Einteilige Versorgung



Für empfindliche Haut

STOMOCUR® Select Alginat

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 x 110mm, Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 - 60 mm	CSA20	18239055
25 mm	CSA25	18239061
30 mm	CSA30	18239078
35 mm	CSA35	18239084
40 mm	CSA40	18239090



Für empfindliche Haut

STOMOCUR® Select Alginat small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 x 110 mm, Beutelgröße 130 x 190 mm, Volumen 250 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 - 60 mm	CSA20S	14061583
25 mm	CSA25S	14061614
30 mm	CSA30S	14061620
35 mm	CSA35S	14061643
40 mm	CSA40S	14061666

Einfach
in der
Anwendung



Für
empfindliche
Haut

STOMOCUR® Protect Alginat

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung,
„Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø),
Beutelgröße 150 × 220 mm, Volumen 530 ml,
Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	IPA15	14419990
20 mm	IPA20	14363491
25 mm	IPA25	14363516
30 mm	IPA30	14363522
35 mm	IPA35	14363539
40 mm	IPA40	14363640



Für diejenigen, die ein zweiteiliges Stomabeutelsystem bevorzugen, bieten wir unser beliebtes Clic System bei geschlossen und ausstreifbaren Beuteln sowie für die Urostomie- und Drainageversorgung an.

Mit drei unterschiedlichen Rastringgrößen (45 mm, 57 mm oder 70 mm) sowie mit planen oder konvexen Basisplatten ist das Clic System flexibel und passt sich vielen Bedürfnissen an. Ihnen stehen Combiflange und Alginat als Hautschutz zur Verfügung.

Merkmale:

- Vielseitiges, flexibles und einfach zu verbindendes System
- Einzigartiger Rastring kann hinterfasst werden, um den Druck beim Anbringen des Beutels zu verringern
- Bietet eine einfache, stabile Verbindung zwischen Basisplatte und Beutel
- Hörbares Klickgeräusch bestätigt die korrekte Befestigung, was zu höherer Sicherheit führt
- Weiche Vliesabdeckung für zusätzlichen Komfort
- Große Auswahl an Beuteln für beide Basisplatten



STOMOCUR® Clic

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück

	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45	15 – 35 mm	CK4515	18238771
	20 mm	CK4520	18238819
	25 mm	CK4525	18239434
	30 mm	CK4530	18238831
57	15 – 40 mm	CK5715	18238854
	35 mm	CK5735	18238972
	40 mm	CK5740	18238995
70	15 – 50 mm	CK7015	18239026
	45 mm	CK7045	18239032
	50 mm	CK7050	18239049



STOMOCUR® Clic konvex

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück

	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
45	15 – 35 mm	40 mm	CK4515V2	18238788
	20 mm		CK4520V2	18238802
	25 mm		CK4525V2	18238825
	30 mm		CK4530V2	18238848
	15 – 25 mm	30 mm	CK4515V3	18238794
	57	50 mm	15 – 43 mm	CK5715V1
20 mm			CK5720V1	18238937
25 mm			CK5725V1	18238943
30 mm			CK5730V1	18238966
	35 mm	CK5735V1	18238989	
	15 – 35 mm	40 mm	CK5715V2	18238908
	15 – 25 mm	30 mm	CK5715V3	18238920

In 3 verschiedenen Konvexitäten erhältlich



STOMOCUR® Clic Alginat

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 5 Stück

	Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
45	15 – 35 mm	CA4515	18759085
57	15 – 40 mm	CA5715	18759091



STOMOCUR® Clic Alginat konvex

Plattengröße 118 mm (Ø), Packungsinhalt 3 Stück

	Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
45	15 – 35 mm	40 mm	CA4515V2	18759027
	15 – 25 mm	30 mm	CA4515V3	18759033
57	15 – 43 mm	50 mm	CA5715V1	18759056
	15 – 35 mm	40 mm	CA5715V2	18759062
	15 – 25 mm	30 mm	CA5715V3	18759079



STOMOCUR® Select Clic

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CC45	18238742
57	57 mm	CC57	18238759
70	70 mm	CC70	18238765



STOMOCUR® Protect Clic small

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Beutelgröße 150 x 190 mm, Volumen 400 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CI45S	16082980

Mit diskretem „Safe and Easy“ Auslass



STOMOCUR® Protect Clic

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CI45	14367336
57	57 mm	CI57	14367365
70	70 mm	CI70	16082974

Mit diskretem „Safe and Easy“ Auslass



STOMOCUR® Drainage Protect Clic transparent

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, großer Softauslass, Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
70	70 mm	CDP70T	18884235



Unser umfangreiches Urostomie-Sortiment ist auf maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf ausgelegt. Die einzigartige verdrehsichere Form erleichtert das Entleeren. Erhältlich mit weichem Softablass oder Drehhahnventil für mehr Sicherheit und Bequemlichkeit sowie mit planem und konvexem Hautschutz.

Im Rahmen unseres Urostomieportfolios bieten wir Ihnen neben unserem Combiflange Hautschutz zudem Microskin Basisplatten mit semipermeabler Haftfläche an. Dieses ultradünne, elastische und atmungsaktive Produkt passt sich leicht an die Körperkonturen und -falten an und verringert so das Risiko des Auslaufens erheblich. Microskin ist atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig, sorgt für eine gesündere Haut und bietet dem Träger ultimative Bewegungsfreiheit.

Verfügbar:

- Drei verschiedene Hautschutzvarianten: Combiflange, Microskin, gelatinefrei
- In plan und konvex erhältlich
- Als einteilige und zweiteilige Versorgung

Unsere Urostomiebeutel haben folgende Eigenschaften:

- Wahlweise mit Softablass oder Drehhahn
- Verschlussstopfen für den Drehhahn-Ablass
- Verdrehsichere Form
- Einfacher Anschluss an Bett- und Beinbeutel
- Die Rücklauf Sperre verhindert das Zurückfließen des Urins
- „Window“ Technologie für einfache Positionierung
- Weiche, Vliesabdeckung – leise, nicht haftend, bequem
- Auch mit transparenter Beutelrückseite erhältlich



Einteilige Versorgung Urostomie



STOMOCUR® Safe

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 60 mm	USH10F	18192572
15 mm	USH15F	17160535
20 mm	USH20F	17160541
25 mm	USH25F	17160558
30 mm	USH30F	17160564

STOMOCUR® Safe transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 60 mm	USH10FT	18192589



STOMOCUR® Twist & Safe

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 60 mm	USH10H	18192595
15 mm	USH15H	17552809
20 mm	USH20H	17552815
25 mm	USH25H	17552821
30 mm	USH30H	17552838

STOMOCUR® Twist & Safe transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
10 – 60 mm	USH10HT	18192603



Weich und komfortabel

STOMOCUR® Safe konvex


Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1F	13866793
15 mm		USH15V1F	13866824
20 mm		USH20V1F	13866876
25 mm		USH25V1F	13866913
30 mm		USH30V1F	13866942
35 mm		USH35V1F	13866965
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2F	13866801
15 mm		USH15V2F	13866830
20 mm		USH20V2F	13866882
25 mm		USH25V2F	13866936
30 mm		USH30V2F	13866959
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3F	13866818
15 mm		USH15V3F	13866847
20 mm		USH20V3F	13866899

STOMOCUR® Safe konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1FT	16622465
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2FT	16622376
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3FT	16622554



Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Ablass

STOMOCUR® Twist & Safe konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1H	17552867
15 mm		USH15V1H	17757084
20 mm		USH20V1H	17757078
25 mm		USH25V1H	17757090
30 mm		USH30V1H	17552873
35 mm		USH35V1H	17552896
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2H	17552904
15 mm		USH15V2H	17757109
20 mm		USH20V2H	17757115
25 mm		USH25V2H	17552910
30 mm		USH30V2H	17552985
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3H	17552991
15 mm		USH15V3H	17553016
20 mm		USH20V3H	17553022

STOMOCUR® Twist & Safe konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 43 mm	50 mm	USH10V1HT	17552927
10 - 35 mm	40 mm	USH10V2HT	17552962
10 - 25 mm	30 mm	USH10V3HT	17553045



STOMOCUR® Safe medium konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass,
Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm,
Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 47 mm	55 mm	USH10M1F	18192626
15 mm		USH15M1F	18192632
20 mm		USH20M1F	13866988
25 mm		USH25M1F	17617466
30 mm		USH30M1F	17557770
35 mm		USH35M1F	17557787
10 - 40 mm	45 mm	USH10M2F	18192649
15 mm		USH15M2F	13866994
20 mm		USH20M2F	17622355
25 mm		USH25M2F	17557824
10 - 28 mm	35 mm	USH10M3F	13867002



Weich und
komfortabel

STOMOCUR® Safe medium konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,
Softauslass

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 47 mm	55 mm	USH10M1FT	18192655
10 - 40 mm	45 mm	USH10M2FT	18192678
10 - 28 mm	35 mm	USH10M3FT	16622459



Mit „Twist
and Safe“
Drehhahn
Ablass



STOMOCUR® Twist & Safe medium konvex

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil,
Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm,
Volumen 420 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 47 mm	55 mm	USH10M1H	18192684
15 mm		USH15M1H	18192690
20 mm		USH20M1H	17557899
25 mm		USH25M1H	17757173
30 mm		USH30M1H	17557907
35 mm		USH35M1H	17557913
10 - 40 mm	45 mm	USH10M2H	18192709
15 mm		USH15M2H	17557942
20 mm		USH20M2H	17757196
25 mm		USH25M2H	17557971
10 - 28 mm	35 mm	USH10M3H	17557988

STOMOCUR® Twist & Safe medium konvex transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite,
Drehhahnventil

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
10 - 47 mm	55 mm	USH10M1HT	18192715
10 - 40 mm	45 mm	USH10M2HT	18192738
10 - 28 mm	35 mm	USH10M3HT	17557965



STOMOCUR® Safe Clic

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CU45F	17206869
57	57 mm	CU57F	17206875

STOMOCUR® Safe Clic transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CU45FT	17206823
57	57 mm	CU57FT	17206852

Weich und komfortabel



STOMOCUR® Safe Microskin

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Softauslass, Haftfläche 135 x 100 mm, Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 - 50 mm	USM13F	17160386

STOMOCUR® Safe Microskin transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 - 50 mm	USM13FT	17206504

Weich und komfortabel



STOMOCUR® Twist & Safe Clic

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CU45H	17554866
57	57 mm	CU57H	17554872

STOMOCUR® Twist & Safe Clic transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

	Rastringgröße	Artikelnummer	PZN
45	45 mm	CU45HT	17554889
57	57 mm	CU57HT	17554895

Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Ablass



STOMOCUR® Twist & Safe Microskin

Window, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Drehhahnventil, Haftfläche 135 x 100 mm, Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 - 50 mm	USM13H	17846770

STOMOCUR® Twist & Safe Microskin transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Drehhahnventil

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
13 - 50 mm	USM13HT	17846787

Mit „Twist and Safe“ Drehhahn Ablass

Zur Auswahl der passenden Basisplatten: Seite 24 (STOMOCUR® Clic) und Seite 25 (STOMOCUR® Clic konvex).

Einteilige Versorgung Urostomie



STOMOCUR® Safe gelatinefrei transparent

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 130 x 195 mm, Volumen 420 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
15 – 60 mm	USG15FT	17255980

Weich und komfortabel



Zubehör



STOMOCUR® Uro Adapter

Zum Anschluss von Bettbeuteln an die STOMOCUR®-Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	PZN
USZ1	13867019



STOMOCUR® Uro Verschlussstopfen

Zum Anbringen beim STOMOCUR® „Twist and Safe“ Ablass, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	PZN
USZ2	17931464



gelatinefrei

Für Stomapatienten, die keine Produkte mit Gelatine oder anderen tierischen Inhaltsstoffen verwenden, bieten wir unser Beutelsortiment mit gelatinefreiem Hautschutz an. Durch die Verwendung natürlicher, pflanzlicher Inhaltsstoffe sind diese Beutel ebenso hautfreundlich und gehen keine Kompromisse bei Komfort und Sicherheit ein.

Der zum Einsatz kommende Hautschutz enthält hypoallergenes Hydrokolloid ohne Gelatine und ist in unseren einteiligen geschlossenen Select Kolostomie-, einteiligen austreifbaren Protect Ileostomie- sowie den Safe Urostomiebeuteln erhältlich.

Merkmale:

- Dünn und flexibel
- Besonders sanft zur Haut
- Hohe Haftfähigkeit



STOMOCUR® Select gelatinefrei

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 145 x 205 mm, Volumen 380 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	CSG20	17565545



STOMOCUR® Protect gelatinefrei

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, „Safe and Easy“ Auslass, Haftfläche 110 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 530 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	IPG20	17565551

Mit
diskretem
„Safe and
Easy“
Auslass

STOMOCUR® Safe gelatinefrei transparent - Plane Urostomiebeutel mit gelatinefreiem Hautschutz finden Sie auf Seite 36.



SONDERVERSORGUNG

Unser umfassendes Sortiment an Produkten für die Sonderversorgung wurde für medizinisches Fachpersonal entwickelt und umfasst Drainagebeutel unterschiedlichster Art sowie Beutel für die pädiatrische Versorgung.

Pädiatrische Versorgung:

- Zwei Optionen für Frühgeborene bis zu 900 g und Säuglinge bis zu 5000 g
- Sanftes und hautfreundliches Hydrokolloid
- Weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, transparente Rückseite für eine einfache Beobachtung
- Geschlossener Beutel ist aufschneidbar und kann mit einem Clip oder einem weichen Klebestreifen als Ausstreifbeutel verwendet werden

Drainage Protect Beutel:

- Erhältlich in plan, konvex und medium konvex
- Weiche Vliesabdeckung mit Window zur einfachen Positionierung und Beobachtung
- MPC-Filter zur Geruchskontrolle
- Großes Auslassventil
- Hypoallergenes Hydrokolloid als Hautschutz

Drainagebeutel:

- Große, flexible Hautschutzplatten in Kombination mit flexiblen, transparenten Beuteln – ideal zur Förderung der Heilung bei einfacher Beobachtung
- High-Output-Drainageports mit weichem Ablass
- Integrierte Zugriffsöffnungen ermöglichen einen einfachen Zugang zur Wunde, ohne dass der Beutel entfernt werden muss
- Eine Reihe von Formen und Größen, die den Bedürfnissen der Patienten entsprechen



Für Frühgeborene bis 900 g

STOMOCUR® Premature

Transparent, Filter, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Haftfläche 40 mm, Beutelgröße 110 mm x 45 mm, Volumen 20 ml, Packungsinhalt 20 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
3 mm	P3003	18192750



STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Extra Small, Öffnung 10 mm, Folie: transparent, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	PZN
SDE2-XSA	90 x 180 mm	ø 120 mm	11549203



STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Small, Öffnung 10 mm, Folie: transparent, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	PZN
SDE2-SA	240 x 155 mm	ø 120 mm	11549172



STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Medium, Öffnung 10 mm, Folie: transparent, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	PZN
SDE2-SA	85 x 250 mm	ø 120 mm	11549143



STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Large, Öffnung 10 mm, Folie: transparent, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	PZN
SDE2-LA	160 x 200 mm	ø 120 mm	11549108



Für Säuglinge bis 5000 g

STOMOCUR® Premature Combi

Transparent, weiche Vliesabdeckung auf einer Seite, Haftfläche 40 mm, Beutelgröße 210 mm x 45 mm, Volumen 90 ml, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
3 mm	P3203	18192767

Mit 2 Auslassventilen



STOMOCUR® Drainage Extra „Access Port“

Extra Large, Öffnung 10 mm, Folie: transparent, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	max. Ausschneidbarkeit	Zugriffsöffnung	PZN
SDE2-XXLA	230 x 380 mm	ø 120 mm	11549120

Weich und flexibel



STOMOCUR® Drainage Protect

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Artikelnummer	PZN
20 – 60 mm	DP5020	18884324

STOMOCUR® Drainage small - large

Transparent mit aufgedruckter Skala, Rücklaufsperr, Auslassventil mit Adapter, Packungsinhalt 30 Stück

Stomaöffnung	Fassungsvermögen	Artikelnummer	PZN
3 mm	50 ml	DP2503XS	18239210
5 mm	150 ml	DP4005S	18239233
5 mm	300 ml	DP4005	18239227



STOMOCUR® Drainage Protect konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Konvexhöhe 7 mm, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 43 mm	50 mm	DP20V1	18884293
15 – 35 mm	40 mm	DP15V2	18884301
10 – 25 mm	30 mm	DP10V3	18884318

In 3 verschiedenen Konvexitäten erhältlich




STOMOCUR® Drainage Protect medium konvex

Window, Filter, beidseitig weiche Vliesabdeckung, großer Softauslass, Haftfläche 118 mm (Ø), Beutelgröße 150 x 220 mm, Volumen 540 ml, Konvexhöhe 3,5 mm, Packungsinhalt 10 Stück

Stomaöffnung	Plateaugröße	Artikelnummer	PZN
20 – 47 mm	55 mm	DP20M1	18884264
15 – 40 mm	45 mm	DP15M2	18884270
10 – 28 mm	35 mm	DP10M3	18884287

In 3 verschiedenen Konvexitäten erhältlich




Für zusätzliche Sicherheit und Beruhigung sorgt das umfassende FORLIFE-Sortiment an Stomapflege und entsprechendem Zubehör.

Enthält:

- Hydrokolloid Hautschutzplatten
- Hautschutzringe
- Pflegende Lotion
- Verschiedene Varianten an Hautschutzpasten
- Hautschutzpuder
- Pflasterentferner Sprays
- Superabsorbierende Geliermittel
- Fixierstreifen
- Stomagürtel
- Urostomie Adapter zum Anschluss von Bett- und Beinbeuteln
- Uro Verschlussstopfen
- Schere



Zubehör



STOMOCUR® Hautschutzplatte

Mit selbsthaftender hydrokolloider Hautschutzmasse, Materialdicke 0,6 mm, Packungsinhalt 5 Stück

Größe	Artikelnummer	PZN
100 x 100 mm	HP101006	10627941
150 x 150 mm	HP151506	18239279
200 x 200 mm	HP202006	10627935
370 x 220 mm	HP372206	04877390



STOMOCUR® Hautschutzplatte modellierbar

Mit selbsthaftender hydrokolloider Hautschutzmasse, individuell zuschneidbar und formbar, Materialdicke 2,4 mm, Packungsinhalt 1 Stück

Größe	Artikelnummer	PZN
220 x 220 mm	HP222224	18239316



STOMOCUR® Hautschutzring

Besteht aus hydrokolloidem Material, dient zum Schutz der Haut um das Stoma und zur Abdichtung, Außendurchmesser 48 mm bzw. 63 mm, Materialdicke 2,4 mm, Packungsinhalt 30 Stück

Größe	Artikelnummer	PZN
10 mm	48101	15865421
15 mm	48151	15865438
20 mm	48201	15865444
25 mm	63251	15865450
30 mm	63301	15865467
35 mm	63351	15865473
40 mm	63401	15865504



Zubehör



STOMOCUR® Fixierstreifen

Hautfreundlich und hochelastisch, verlängert die Tragezeit, beugt einem Ablösen und Aufrollen der Basisplatte vor, für mehr Sicherheit und Komfort, Packungsinhalt 20 Stück



Artikelnummer	PZN
FS20	16622583



STOMOCUR® Hautschutzpaste

Zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um das Stoma, füllt Unebenheiten zwischen Stoma und Hautschutzplatte aus, mit und ohne Alkohol erhältlich, Packungsinhalt 1 Stück



Artikelnummer	Inhalt	PZN
CP2050 (mit Alkohol)	56 g	07269751
PASTE0A (ohne Alkohol)	56 g	14055921



STOMOCUR® Hautschutzpuder

Das Puder absorbiert die Feuchtigkeit der Haut um das Stoma, gewährleistet eine bessere Haftung der Stomaversorgung, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	PZN
HP30	30 g	04572710



Zubehör



STOMOCUR® Safety

Die Hautpflege-Lotion wird ganz dünn auf die Haut um das Stoma aufgetragen, zur Vorbeugung von Hautirritationen, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	PZN
SSAFETY100	100 ml	04751772



STOMOCUR® EmplaSectal

Zur leichten und hautverträglichen Entfernung der Hautschutzplatten, handlich als Spray, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Inhalt	PZN
EMPLASECTAL	50 ml	00200420



STOMOCUR® Stomagürtel

Stomagürtel in zwei Längen, verstellbar, Breite 3 cm, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer	Länge	PZN
AB01	100 cm	06941287
AB02	120 cm	10525117



STOMOCUR® SGX

Schnell wirkendes, superabsorbierendes Geliermittel, einfach in der Handhabung, hilfreich für Ileostomie- oder Kolostomieträger mit flüssigerer Ausscheidung, verringert Beutelanschwellen, Beutelgeräusche und Geruch, ideal auf Reisen, Packungsinhalt 30 Stück



Artikelnummer	PZN
SGX30	17511897



Zubehör



STOMOCUR® Uro Adapter

Zum Anschluss von Bettbeuteln an die STOMOCUR®-Urostomiebeutel, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	PZN
USZ1	13867019



STOMOCUR® Uro Verschlussstopfen

Zum Anbringen beim STOMOCUR® „Twist and Safe“ Ablass, Packungsinhalt 5 Stück

Artikelnummer	PZN
USZ2	17931464



STOMOCUR® Schere

Schere mit abgerundeten Klingen zum Zuschneiden der Basisplattenöffnungen, Packungsinhalt 1 Stück

Artikelnummer
SSchere



STOMOCUR® Ratgeber zur Stomaversorgung

Der Ratgeber für Stomaversorgung steht kostenlos zur Verfügung

Artikelnummer
SRatgeber



STOMOCUR® Stomapass (inkl. Travel Certificate)

Der Stomapass steht kostenlos zur Verfügung

Artikelnummer
SStomapass

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artnr.	Ausschnitt	PZN	HIMINR	Seite
48101	10 mm	15865421	29.26.10.6011	45
48151	15 mm	15865438	29.26.10.6011	45
48201	20 mm	15865444	29.26.10.6011	45
63251	25 mm	15865450	29.26.10.6010	45
63301	30 mm	15865467	29.26.10.6010	45
63351	35 mm	15865473	29.26.10.6010	45
63401	40 mm	15865504	29.26.10.6010	45
AB01		06941287	29.26.11.0026	47
AB02		10525117	29.26.11.0027	47
CA4515V2	15 mm - 35 mm	18759027	29.26.06.0092	25
CA4515V3	15 mm - 25 mm	18759033	29.26.06.0093	25
CA5715V1	15 mm - 43 mm	18759056	29.26.06.0091	25
CA5715V2	15 mm - 35 mm	18759062	29.26.06.0090	25
CA5715V3	15 mm - 25 mm	18759079	29.26.06.0089	25
CA4515	15 mm - 35 mm	18759085	29.26.05.0166	24
CA5715	15 mm - 40 mm	18759091	29.26.05.0167	24
CC45	45 mm	18238742	29.26.01.0029	26
CC57	57 mm	18238759	29.26.01.0037	26
CC70	70 mm	18238765	29.26.01.0038	26
CDP70T	70 mm	18884235	29.26.12.0018	27
CI45	45 mm	14367336	29.26.02.0105	26
CI45S	45 mm	16082980	29.26.02.0108	27
CI57	57 mm	14367365	29.26.02.0106	26
CI70	70 mm	16082974	29.26.02.0107	26
CK4515	15 mm - 35 mm	18238771	29.26.05.0156	24
CK4515V2	15 mm - 35 mm	18238788	29.26.06.0062	25
CK4515V3	15 mm - 25 mm	18238794	29.26.06.0061	25
CK4520	20 mm	18238819	29.26.05.0156	24
CK4520V2	20 mm	18238802	29.26.06.0062	25
CK4525	25 mm	18239434	29.26.05.0156	24
CK4525V2	25 mm	18238825	29.26.06.0062	25
CK4530	30 mm	18238831	29.26.05.0156	24
CK4530V2	30 mm	18238848	29.26.06.0062	25
CK5715	15 mm - 40 mm	18238854	29.26.05.0157	24
CK5715V1	15 mm - 43 mm	18238883	29.26.06.0063	25
CK5715V2	15 mm - 35 mm	18238908	29.26.06.0064	25
CK5715V3	15 mm - 25 mm	18238920	29.26.06.0086	25
CK5720V1	20 mm	18238937	29.26.06.0063	25
CK5725V1	25 mm	18238943	29.26.06.0063	25
CK5730V1	30 mm	18238966	29.26.06.0063	25
CK5735	35 mm	18238972	29.26.05.0157	24
CK5735V1	35 mm	18238989	29.26.06.0063	25
CK5740	40 mm	18238995	29.26.05.0157	24
CK7015	15 mm - 50 mm	18239026	29.26.05.0158	24
CK7045	45 mm	18239032	29.26.05.0158	24
CK7050	50 mm	18239049	29.26.05.0158	24
CP2050		07269751	29.26.10.0020	46
CSA10V3	10 mm - 25 mm	18172693	29.26.01.3051	15
CSA15V2	15 mm - 35 mm	18172894	29.26.01.3050	15
CSA15V3	15 mm	18192431	29.26.01.3051	15
CSA20	20 mm - 60 mm	18239055	29.26.01.2159	21
CSA20S	20 mm - 60 mm	14061583	29.26.01.2086	21
CSA20V1	20 mm - 43 mm	18198505	29.26.01.3052	15
CSA20V2	20 mm	18198511	29.26.01.3050	15
CSA20V3	20 mm	18198528	29.26.01.3051	15
CSA25	25 mm	18239061	29.26.01.2159	21

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artnr.	Ausschnitt	PZN	HIMINR	Seite
CSA25S	25 mm	14061614	29.26.01.2086	21
CSA25V1	25 mm	18198534	29.26.01.3052	15
CSA25V2	25 mm	18198540	29.26.01.3050	15
CSA30	30 mm	18239078	29.26.01.2159	21
CSA30S	30 mm	14061620	29.26.01.2086	21
CSA30V1	30 mm	18198824	29.26.01.3052	15
CSA30V2	30 mm	18198557	29.26.01.3050	15
CSA35	35 mm	18239084	29.26.01.2159	21
CSA35S	35 mm	14061643	29.26.01.2086	21
CSA35V1	35 mm	18198563	29.26.01.3052	15
CSA40	40 mm	18239090	29.26.01.2159	21
CSA40S	40 mm	14061666	29.26.01.2086	21
CSA40V1	40 mm	18198586	29.26.01.3052	15
CSC20	20 mm – 50 mm	14138185	29.26.04.0023	10
CSG20	20 mm – 60 mm	17565545	29.26.01.2160	38
CSH10M3	10 mm – 28 mm	18198592	29.26.01.3044	18
CSH10V3	10 mm – 25 mm	18172902	29.26.01.3029	14
CSH10XS	10 mm – 50 mm	18172925	29.26.01.4013	10
CSH10XST	10 mm – 50 mm	16852857	29.26.01.4012	10
CSH15M2	15 mm – 40 mm	18198600	29.26.01.3043	18
CSH15V2	15 mm – 35 mm	18172919	29.26.01.3028	14
CSH15V3	15 mm	18192425	29.26.01.3029	14
CSH20	20 mm – 60 mm	18239109	29.26.01.2100	9
CSH20L	20 mm – 90 mm	18239150	29.26.01.2138	9
CSH20M1	20 mm – 47 mm	18198617	29.26.01.3040	18
CSH20M2	20 mm	18198623	29.26.01.3043	18
CSH20S	20 mm – 60 mm	12726268	29.26.01.2148	10
CSH20V0	20 mm – 57 mm	18198646	29.26.01.3049	14
CSH20V1	20 mm – 43 mm	18198675	29.26.01.3027	14
CSH20V2	20 mm	18198681	29.26.01.3028	14
CSH20V3	20 mm	18198698	29.26.01.3029	14
CSH25	25 mm	18239115	29.26.01.2100	9
CSH25L	25 mm	18239167	29.26.01.2138	9
CSH25M1	25 mm	18198712	29.26.01.3040	18
CSH25M2	25 mm	18198729	29.26.01.3043	18
CSH25S	25 mm	12726251	29.26.01.2148	10
CSH25V1	25 mm	18198735	29.26.01.3027	14
CSH25V2	25 mm	18198741	29.26.01.3028	14
CSH30	30 mm	18239121	29.26.01.2100	9
CSH30L	30 mm	18239173	29.26.01.2138	9
CSH30M1	30 mm	18198758	29.26.01.3040	18
CSH30S	30 mm	12726239	29.26.01.2148	10
CSH30V1	30 mm	18198764	29.26.01.3027	14
CSH30V2	30 mm	18198770	29.26.01.3028	14
CSH35	35 mm	18239138	29.26.01.2100	9
CSH35L	35 mm	18239196	29.26.01.2138	9
CSH35M1	35 mm	18198787	29.26.01.3040	18
CSH35S	35 mm	12726222	29.26.01.2148	10
CSH35V1	35 mm	18198793	29.26.01.3027	14
CSH40	40 mm	18239144	29.26.01.2100	9
CSH40L	40 mm	18239204	29.26.01.2138	9
CSH40M1	40 mm	18198801	29.26.01.3040	18
CSH40S	40 mm	12726245	29.26.01.2148	10
CSH40V1	40 mm	18198818	29.26.01.3027	14
CU45F	45 mm	17206869	29.26.03.0061	34
CU45FT	45 mm	17206823	29.26.03.0060	34

Artnr.	Ausschnitt	PZN	HIMINR	Seite
CU45H	45 mm	17554866	29.26.03.0064	34
CU45HT	45 mm	17554889	29.26.03.0063	34
CU57F	57 mm	17206875	29.26.03.0059	34
CU57FT	57 mm	17206852	29.26.03.0062	34
CU57H	57 mm	17554872	29.26.03.0066	34
CU57HT	57 mm	17554895	29.26.03.0065	34
DP10M3	10 mm – 28 mm	18884287	29.26.12.3009	19 u. 43
DP10V3	10 mm – 25 mm	18884318	29.26.12.3003	16 u. 43
DP15M2	15 mm – 40 mm	18884270	29.26.12.3010	19 u. 43
DP15V2	15 mm – 35 mm	18884301	29.26.12.3002	16 u. 43
DP20M1	20 mm – 47 mm	18884264	29.26.12.3008	19 u. 43
DP20V1	20 mm – 43 mm	18884293	29.26.12.3001	16 u. 43
DP2503XS	3 mm	18239210	29.26.12.2015	42
DP4005	5 mm	18239227	29.26.12.2012	42
DP4005S	5 mm	18239233	29.26.12.2014	42
DP5020	20 mm – 60 mm	18884324	29.26.12.2013	12 u. 43
EMPLASECTAL		00200420	29.26.10.4020	47
FS20		16622583	29.26.11.6173	46
HP101006	100 x 100 mm	10627941	29.26.07.0045	45
HP151506	150 x 150 mm	18239279	29.26.07.01024	45
HP202006	200 x 200 mm	10627935	29.26.07.2016	45
HP222224	220 x 220 mm	18239316	29.26.07.2015	45
HP30		04572710	29.26.10.1009	46
HP372206	370 x 220 mm	4877390	29.26.07.2014	45
IPA10V3	10 mm – 25 mm	18192514	29.26.02.3081	15
IPA15	15 mm – 60 mm	14419990	29.26.02.2172	22
IPA15V1	15 mm – 43 mm	18192744	29.26.02.3079	15
IPA15V2	15 mm – 35 mm	18192508	29.26.02.3080	15
IPA20	20 mm	14363491	29.26.02.2172	22
IPA20V1	20 mm	14367129	29.26.02.3079	15
IPA25	25 mm	14363516	29.26.02.2172	22
IPA25V1	25 mm	14367135	29.26.02.3079	15
IPA30	30 mm	14363522	29.26.02.2172	22
IPA30V1	30 mm	14367141	29.26.02.3079	15
IPA35	35 mm	14363539	29.26.02.2172	22
IPA35V1	35 mm	16128794	29.26.02.3079	15
IPA40	40 mm	14363640	29.26.02.2172	22
IPA40V1	40 mm	18192477	29.26.02.3079	15
IPG20	20 mm – 60 mm	17565551	29.26.02.2181	38
IPH10M3	10 mm – 28 mm	14360274	29.26.02.3086	18
IPH10M3T	10 mm – 28 mm	17551431	29.26.02.3093	18
IPH10V3	10 mm – 25 mm	18192566	29.26.02.3088	14
IPH15	15 mm – 60 mm	14419978	29.26.02.2179	11
IPH15M1	15 mm – 47 mm	18192454	29.26.02.3084	18
IPH15MIT	15 mm – 47 mm	18192460	29.26.02.3092	18
IPH15M2	15 mm – 40 mm	14360245	29.26.02.3085	18
IPH15M2T	15 mm – 40 mm	17551419	29.26.02.3091	18
IPH15T	15 mm – 60 mm	1613417	29.26.02.2173	11
IPH15S	15 mm – 60 mm	17551336	29.26.02.2186	11
IPH15V1	15 mm – 43 mm	14334638	29.26.02.3083	14
IPH15V2	15 mm – 35 mm	18192543	29.26.02.3087	14
IPH15V3	15 mm	18192448	29.26.02.3088	14
IPH20	20 mm	14330362	29.26.02.2179	11
IPH20M1	20 mm	14360239	29.26.02.3084	18
IPH20M2	20 mm	17617408	29.26.02.3085	18
IPH20V0	20 mm – 57 mm	14334710	29.26.02.3082	14

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer

Artnr.	Ausschnitt	PZN	HIMINR	Seite
IPH20V1	20 mm	14334644	29.26.02.3083	14
IPH20V2	20 mm	14360185	29.26.02.3087	14
IPH20V3	20 mm	14360222	29.26.02.3088	14
IPH2070	20 mm - 70 mm	18825712	29.26.02.2187	11
IPH25	25 mm	14330379	29.26.02.2179	11
IPH25M1	25 mm	17617377	29.26.02.3084	18
IPH25M2	25 mm	17558410	29.26.02.3085	18
IPH25V1	25 mm	14334650	29.26.02.3083	14
IPH25V2	25 mm	14360191	29.26.02.3087	14
IPH30	30 mm	14330385	29.26.02.2179	11
IPH30M1	30 mm	17558350	29.26.02.3084	18
IPH30V1	30 mm	14334667	29.26.02.3083	14
IPH30V2	30 mm	14360216	29.26.02.3087	14
IPH35	35 mm	14330416	29.26.02.2179	11
IPH35M1	35 mm	17558373	29.26.02.3084	18
IPH35V1	35 mm	14334673	29.26.02.3083	14
IPH40	40 mm	14330422	29.26.02.2179	11
IPH40M1	40 mm	17558404	29.26.02.3084	18
IPH40V1	40 mm	14334704	29.26.02.3083	14
P3003	3 mm	18192750		40
P3203	3 mm	18192767		40
PASTEOA		14055921	29.26.10.0038	46
SDE2-LA	160 x 200 mm	11549108	29.26.12.2009	41
SDE2-MA	85 x 250 mm	11549143	29.26.12.2007	41
SDE2-SA	240 x 155 mm	11549172	29.26.12.2006	41
SDE2-XSA	90 x 180 mm	11549203	29.26.12.2011	41
SDE2-XXLA	230 x 380 mm	11549120	29.26.12.2010	42
SGX30		17511897		47
SRatgeber				48
SSAFETY100		04751772	29.26.10.3019	47
SSchere				48
SStomapass				48
USG15FT	15 mm - 60 mm	17255980	29.26.03.2061	36
USH10F	10 mm - 60 mm	18192572	29.26.03.2053	29
USH10FT	10 mm - 60 mm	18192589	29.26.03.2060	29
USH10H	15 mm - 60 mm	18192595	29.26.03.2065	29
USH10HT	10 mm - 60 mm	18192603	29.26.03.2066	29
USH10M1F	10 mm - 47 mm	18192626	29.26.03.3034	32
USH10M1FT	10 mm - 47 mm	18192655	29.26.03.3044	32
USH10M1H	10 mm - 47 mm	18192684	29.26.03.3061	33
USH10M1HT	10 mm - 47 mm	18192715	29.26.03.3060	33
USH10M2F	10 mm - 40 mm	18192649	29.26.03.3033	32
USH10M2FT	10 mm - 40 mm	18192678	29.26.03.3049	32
USH10M2H	10 mm - 40 mm	18192709	29.26.03.3063	33
USH10M2HT	10 mm - 40 mm	18192738	29.26.03.3052	33
USH10M3F	10 mm - 28 mm	13867002	29.26.03.3032	32
USH10M3FT	10 mm - 28 mm	16622459	29.26.03.3046	32
USH10M3H	10 mm - 28 mm	17557988	29.26.03.3062	33
USH10M3HT	10 mm - 28 mm	17557965	29.26.03.3056	33
USH10V1F	10 mm - 43 mm	13866793	29.26.03.3035	30
USH10V1FT	10 mm - 43 mm	16622465	29.26.03.3045	30
USH10V1H	10 mm - 43 mm	17552867	29.26.03.3053	31
USH10V1HT	10 mm - 43 mm	17552927	29.26.03.3059	31
USH10V2F	10 mm - 35 mm	13866801	29.26.03.3036	30
USH10V2FT	10 mm - 35 mm	16622376	29.26.03.3048	30
USH10V2H	10 mm - 35 mm	17552904	29.26.03.3055	31
USH10V2HT	10 mm - 35 mm	17552962	29.26.03.3058	31

Artnr.	Ausschnitt	PZN	HIMINR	Seite
USH10V3F	10 mm - 25 mm	13866818	29.26.03.3037	30
USH10V3FT	10 mm - 25 mm	16622554	29.26.03.3047	30
USH10V3H	10 mm - 25 mm	17552991	29.26.03.3054	31
USH10V3HT	10 mm - 25 mm	17553045	29.26.03.3057	31
USH15F	15 mm	17160535	29.26.03.2053	29
USH15H	15 mm	17552809	29.26.03.2065	29
USH15M1F	15 mm	18192632	29.26.03.3034	32
USH15M1H	15 mm	18192690	29.26.03.3061	33
USH15M2F	15 mm	13866994	29.26.03.3033	32
USH15M2H	15 mm	17557942	29.26.03.3063	33
USH15V1F	15 mm	13866824	29.26.03.3035	30
USH15V1H	15 mm	17757084	29.26.03.3053	31
USH15V2F	15 mm	13866830	29.26.03.3036	30
USH15V2H	15 mm	17757109	29.26.03.3055	31
USH15V3F	15 mm	13866847	29.26.03.3037	30
USH15V3H	15 mm	17553016	29.26.03.3054	31
USH20F	20 mm	17160541	29.26.03.2053	29
USH20H	20 mm	17552815	29.26.03.2065	29
USH20M1F	20 mm	13866988	29.26.03.3034	32
USH20M1H	20 mm	17557899	29.26.03.3061	33
USH20M2F	20 mm	17622355	29.26.03.3033	32
USH20M2H	20 mm	17757196	29.26.03.3063	33
USH20V1F	20 mm	13866876	29.26.03.3035	30
USH20V1H	20 mm	17757078	29.26.03.3053	31
USH20V2F	20 mm	13866882	29.26.03.3036	30
USH20V2H	20 mm	17757115	29.26.03.3055	31
USH20V3F	20 mm	13866899	29.26.03.3037	30
USH20V3H	20 mm	17553022	29.26.03.3054	31
USH25F	25 mm	17160558	29.26.03.2053	29
USH25H	25 mm	17552821	29.26.03.2065	29
USH25M1F	25 mm	17617466	29.26.03.3034	32
USH25M1H	25 mm	17757173	29.26.03.3061	33
USH25M2F	25 mm	17557824	29.26.03.3033	32
USH25M2H	25 mm	17557971	29.26.03.3063	33
USH25V1F	25 mm	13866913	29.26.03.3035	30
USH25V1H	25 mm	17757090	29.26.03.3053	31
USH25V2F	25 mm	13866936	29.26.03.3036	30
USH25V2H	25 mm	17552910	29.26.03.3055	31
USH30F	30 mm	17160564	29.26.03.2053	29
USH30H	30 mm	17552838	29.26.03.2065	29
USH30M1F	30 mm	17557770	29.26.03.3034	32
USH30M1H	30 mm	17557907	29.26.03.3061	33
USH30V1F	30 mm	13866942	29.26.03.3035	30
USH30V1H	30 mm	17552873	29.26.03.3053	31
USH30V2F	30 mm	13866959	29.26.03.3036	30
USH30V2H	30 mm	17552985	29.26.03.3055	31
USH35M1F	35 mm	17557787	29.26.03.3034	32
USH35M1H	35 mm	17557913	29.26.03.3061	33
USH35V1F	35 mm	13866965	29.26.03.3035	30
USH35V1H	35 mm	17552896	29.26.03.3053	31
USM13F	13 mm - 50 mm	17160386	29.26.03.1015	35
USM13FT	13 mm - 50 mm	17206504	29.26.03.1015	35
USM13H	13 mm - 50 mm	17846770	29.26.03.1018	35
USM13HT	13 mm - 50 mm	17846787	29.26.03.1017	35
USZ1		13867019		36 u. 48
USZ2		17931464		36 u. 48

Einteilige Versorgung

US	H	10	M	3	F
Position 1: Beutel	Position 2: Hautschutz	Position 3: Öffnung	Position 4: Zusatz 1	Position 5: Konvexität	Position 6/7: Zusatz 2/3
CS = Kolostomie Select	A = Alginat	10 = 10 mm	L = Large	0 = Konvexität 0	B = Schwarz
CSC = Kolostomie Select Cap	B = Bettbeutel	15 = 15 mm	M = Medium konvex	1 = Konvexität 1	F = Flexibler Uroablass
DP = Drainage Protect	G = Gelatinefrei	20 = 20 mm	S = Small	2 = Konvexität 2	H = Harter Uroablass
IP = Ileostomie Protect	H = Hydrokolloid	2000 = 2000 ml Füllvolumen	V = Konvex	3 = Konvexität 3	NF = ohne Filter
P = Premature	M = Microskin	2070 = 20 mm Öffnung	XS = Extra small		T = Transparent
US = Urostomie Safe		70 mm max. Ausschneidbarkeit			Z = Zubehör

Zweiteilige Versorgung

C	K	5715		V	2	F
Position 1: System	Position 2: Beutel / Basisplatte	Position 3: Rastring / Rastring und Öffnung		Position 4: Zusatz 1	Position 5: Konvexität	Position 6/7: Zusatz 2/3
C = Clic	A = Alginat	45 = 45er Rastringgröße	10 = 10 mm	M = Medium Konvex	0 = Konvexität 0	F = Flexibler Uroablass
	C = Kolostomie	57 = 57er Rastringgröße	15 = 15 mm	S = Small	1 = Konvexität 1	H = Harter Uroablass
	DP = Drainage Protect	70 = 70er Rastringgröße	20 = 20 mm	V = Konvex	2 = Konvexität 2	B = Schwarz
	I = Ileostomie		usw.		3 = Konvexität 3	T = Transparent
	K = Konturiert					Z = Zubehör
	U = Urostomie					

- Nur Großbuchstaben und Ziffern
- Keine Leerzeichen
- Window ist Standard, wird nicht in Artikelnr. benannt
- Safe & Easy ist Standard, wird nicht in Artikelnr. benannt
- Filter (Ileo, Kolo) ist Standard, wird nicht in Artikelnr. benannt
- Drainagebeutel extra (SDE2-xx) werden nicht in der Artikelnomenklatur abgebildet
- Andere Abweichungen werden im Text des Artikels benannt

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH, Am Studio 16, 12489 Berlin, Deutschland

1. Lieferfrist: Der Versand erfolgt innerhalb von zwei Werktagen nach Auftragseingang, soweit die Ware im Lager vorhanden ist. Es bleibt uns vorbehalten, die bestellten Mengen in Teilen zu liefern. Leistungsstörungen bei Teillieferungen berechtigen den Käufer nicht zum Vertragsrücktritt oder Schadensersatz. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sind wir zur generellen Einstellung der Lieferung berechtigt.

2. Versandart und -kosten: Der Versand bestellter Ware geschieht per Post. Mehrkosten durch Eilzustellung gehen zu Lasten des Käufers. Bei Sendungen mit einem Warenwert (netto) von weniger als 100,00 Euro werden die Verpackungs- und Versandkosten in Rechnung gestellt. Der Versand der Ware erfolgt nur auf Gefahr und Kosten des Käufers bzw. Empfängers. Der Gefahrenübergang tritt spätestens mit der Absendung der Ware ein. Die Wahl des Versandweges und der Versandart bleibt uns überlassen, soweit nicht anders bestimmt.

3. Änderungsvorbehalt: FORLIFE ist berechtigt, eine Unter- oder Überlieferung in Höhe von 5 % der jeweiligen Bestellmenge vorzunehmen. Derartige Unter- und Überlieferungen haben produktionstechnische Gründe und werden seitens des Käufers als vertragsgerecht angesehen, Mängelansprüche bestehen bei den genannten Mengenabweichungen ausdrücklich nicht. Berechnet wird die jeweils tatsächlich gelieferte Menge. Für unterlieferte Mengen besteht kein Anspruch auf Nachlieferung.

4. Zahlungen: Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungseingang ohne Abzug zu zahlen. Zahlungsverzug tritt ein, ohne dass es einer Mahnung oder eines sonstigen Vorganges bedarf (Neufassung des § 284 III BGB vom 01.05.2000). Bei Fristüberschreitungen werden (entsprechend der Neufassung des § 288 I 1 BGB) Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem offiziellen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank sowie 2,50 Euro Mahnkosten berechnet. Zahlungen des Käufers werden zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und mit dem Überschuss auf die jeweils älteste Rechnung verrechnet. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

5. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (bei Schecks bis zu deren Einlösung) sämtlicher Forderungen einschließlich

Nebenforderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts trägt der Käufer die Verantwortung für den Kaufgegenstand, insbesondere auch die Gefahr des zufälligen Übergangs oder der Qualitätsminderung.

6. Gewährleistung: Wir weisen besonders auf die gesetzlichen Vorschriften hin, nach denen der Käufer die Gewährleistungsansprüche verliert, wenn er die Ware nicht unverzüglich untersucht und Mängel, die sich zeigen, nicht unverzüglich rügt (§ 377 HGB). Für berechtigte Reklamationen behalten wir uns Ersatzlieferung vor. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht erst nach Scheitern einer Ersatzlieferung.

7. Regelung für Warenrücksendung: Rücknahme oder Umtausch ordnungsgemäß gelieferter Ware erfolgt nur nach vorheriger Vereinbarung. Bei unaufgeforderte zurückgesandter Ware behalten wir uns ersatzlose Vernichtung vor.

7.1 Mängelrüge: Sollten Sie eine Falschlieferung oder eine mit Mängeln behaftete Ware aus laufender Lieferung erhalten, dann senden Sie uns diese Ware unverzüglich, d. h. innerhalb von maximal 14 Tagen, zurück. Bitte fügen Sie unbedingt den Originalliefererschein bei.

7.2 Wie hoch ist der Gutschriftsbetrag bei Mängelrügen? Die Ware wird Ihnen nach Prüfung Ihrer Mängelrüge zum Einkaufspreis gutgeschrieben. Dabei werden die Ihnen gewährten Rabatte zurückgerechnet.

7.3 Reklamationen: Wir werden alle Warenrücksendungen unverzüglich gemäß dieser Regelung mit besonderer Sorgfalt bearbeiten und gutschreiben. Sollten Reklamationen z. B. wegen fehlender Gutschrift auftreten, dann bitten wir Sie, Ihre Beanstandung innerhalb von zwei Monaten nach Einsendetermin geltend zu machen. Spätere Beanstandungen können leider nicht berücksichtigt werden, da dann eine Überprüfung nicht mehr möglich ist.

8. Gerichtsstand: Erfüllungsort oder Gerichtsstand ist Berlin. Als Gerichtsstand im Falle eines Mahnverfahrens wird ausschließlich Berlin vereinbart.


Ihre Ansprechpartnerin / Ihr Ansprechpartner:





For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16
12489 Berlin, Germany


mail@forlife.info
www.forlife.info

 @For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

 @For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

 @For Life Berlin

 @FORLIFE_BERLIN

 @forlife_deutschland


BERLIN

