



KONTICUR®

Produktkatalog 2024
Kontinenzversorgung

KONTICUR® | Produktübersicht

Inhaltsverzeichnis

Urinalkondom

KONTICUR® Urinalkondom mit kurzem Schaft	4
KONTICUR® Urinalkondom standard	5
KONTICUR® Urinalkondom standard mit verlängerter Klebefläche	6

Beinbeutel

KONTICUR® Beinbeutel unsteril 500 / 750 ml	7
KONTICUR® Beinbeutel steril 500 / 750 ml	8

Bettbeutel

KONTICUR® Bettbeutel 2000 ml unsteril ohne Ablauf	9
KONTICUR® Bettbeutel 2000 ml unsteril mit Ablauf	10
KONTICUR® Bettbeutel 2000 ml mit Ablauf steril	11
KONTICUR® Bettbeutel 2000 ml mit Tropfkammer steril	12

Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -30cm	13
KONTICUR® Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -60cm	14
KONTICUR® Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -90cm	15

Katheter

KONTICUR® Einmalkatheter Urcath	16
KONTICUR® Einmalkatheter Kath G	17
KONTICUR® Einmalkatheter Kath G+	18
KONTICUR® Einmalkatheter Kath H+	19
KONTICUR® Silikon-Ballonkatheter mit Nelatonspitze	20

Zubehör

KONTICUR® Bettbeutelaufliegung KBA	21
KONTICUR® Beinbeutelklettband - universal	22

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer	23
---------------------------------------	----

Urinalkondom

KONTICUR® | Urinalkondom mit kurzem Schaft



Produkteigenschaften

- » Aus 100% Silikon
- » Für die sichere Versorgung von retrahiertem Penis geeignet
- » Transparentes Material zur Kontrolle der Hautbeschaffenheit
- » Hautfreundlicher Kleber für eine produktspezifische Tragedauer
- » Knickschutz am Schaft verhindert Rückstau des Urins
- » 4 Größen gewährleisten optimalen Halt und individuelle Versorgung
- » Tragezeit: nach Empfehlung des MDK 1 Tag
- » Klebefläche: 40 mm

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12659253	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, kurz, Größe Ø 24 mm	KUK24	15.25.04.7033	30
12659276	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, kurz, Größe Ø 28 mm	KUK28	15.25.04.7033	30
12659282	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, kurz, Größe Ø 31 mm	KUK31	15.25.04.7033	30
12659299	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, kurz, Größe Ø 35 mm	KUK35	15.25.04.7033	30

Urinalkondom

KONTICUR® | Urinalkondom standard



Produkteigenschaften

- » Aus 100% Silikon
- » Transparentes Material zur Kontrolle der Hautbeschaffenheit
- » Hautfreundlicher Kleber für eine produktspezifische Tragedauer
- » Knickschutz am Schaft verhindert Rückstau des Urins
- » 4 Größen gewährleisten optimalen Halt und individuelle Versorgung
- » Tragezeit: nach Empfehlung des MDK 1 Tag
- » Klebefläche 50 mm

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12659313	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, standard, Größe Ø 24 mm	KUS24	15.25.04.7032	30
12659336	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, standard, Größe Ø 28 mm	KUS28	15.25.04.7032	30
12659342	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, standard, Größe Ø 31 mm	KUS31	15.25.04.7032	30
12659359	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, standard, Größe Ø 35 mm	KUS35	15.25.04.7032	30

Urinalkondom

KONTICUR® | Urinalkondom standard mit verlängerter Klebefläche



Produkteigenschaften

- » Aus 100% Silikon
- » Transparentes Material zur Kontrolle der Hautbeschaffenheit
- » Hautfreundlicher Kleber für eine produktspezifische Tragedauer
- » Knickschutz am Schaft verhindert Rückstau des Urins
- » 4 Größen gewährleisten optimalen Halt und individuelle Versorgung
- » Tragezeit: nach Empfehlung des MDK 1 Tag
- » Klebefläche 60 mm

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12659394	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 24 mm	KUL24	15.25.04.7034	30
12659402	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 28 mm	KUL28	15.25.04.7034	30
12659419	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 31 mm	KUL31	15.25.04.7034	30
12659431	KONTICUR Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 35 mm	KUL35	15.25.04.7034	30

Beinbeutel

KONTICUR® | Beinbeutel unsteril 500 / 750 ml



Produkteigenschaften

- » 1-Kammerbeutel mit 500 ml Fassungsvermögen
- » 3-Kammerbeutel mit 750 ml Fassungsvermögen
- » Schlauchlänge: 60 cm kürzbar
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Rücklauf Sperre
- » Latexfrei
- » T-Ablasshahn bei 500 ml mit Einstecklasche
- » Beflockte Vliesrückseite
- » Silikonschlauch am Ablasshahn für Konnektion des Bettbeutels
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465566	KONTICUR Beinbeutel 500ml unsteril	60 cm kürzbar	KBB500-60	15.25.05.1144	10
12465572	KONTICUR Beinbeutel 750ml unsteril	60 cm kürzbar	KBB750-60	15.25.05.1145	5

Beinbeutel

KONTICUR® | Beinbeutel steril 500 / 750 ml



Produkteigenschaften

- » 1 Kammerbeutel mit 500 ml Fassungsvermögen
- » 3 Kammerbeutel mit 750 ml Fassungsvermögen
- » Schlauchlänge: 10 cm und 50 cm (nicht kürzbar)
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Rücklaufsperr
- » Latexfrei
- » T-Ablasshahn bei 500 ml mit Einstecklasche
- » Beflockte Vliesrückseite
- » Silikonschlauch am Ablasshahn zur Konnektion eines Nachtbeutels
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465603	KONTICUR Beinbeutel 750ml steril	10 cm	KBB750-10s	15.25.05.3110	1
12465626	KONTICUR Beinbeutel 750ml steril	50 cm	KBB750-50s	15.25.05.3111	1
12465589	KONTICUR Beinbeutel 500ml steril	10 cm	KBB500-10s	15.25.05.3113	1
12465595	KONTICUR Beinbeutel 500ml steril	50 cm	KBB500-50s	15.25.05.3112	1

Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml unsteril ohne Ablauf



Produkteigenschaften

- » Volumen: 2.000 ml
- » Schlauchlänge: 90 cm
- » Ohne Ablasshahn
- » Mit Rücklaufsperr
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragezeit: einmaliger Gebrauch

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
13827994	KONTICUR Bettbeutel 2000ml ohne Ablauf unsteril	90 cm	KB20010A	15.25.06.0031	10



Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml unsteril mit Ablauf



Produkteigenschaften

- » Volumen: 2.000 ml
- » Schlauchlänge: 130 cm
- » Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
13828002	KONTICUR Bettbeutel 2000ml mit Ablauf unsteril	130 cm	KB2001mA	15.25.06.1059	10

Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml mit Ablauf steril




Produkteigenschaften

- » Volumen: 2.000 ml
- » Schlauchlänge: 110 cm
- » Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
13828019	KONTICUR Bettbeutel 2000ml mit Ablauf steril	110 cm	KB2001s	15.25.06.3047	1

Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml mit Tropfkammer steril



Produkteigenschaften

- » Schlauch 120 cm mit Schiebeklemme und Lakenklemme
- » Volumen 2000 ml
- » Transparente und belüftete Tropfkammer
- » Rücklaufsperr
- » Probenentnahme am Stufenkegel
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter zum Druckausgleich
- » Antirefluxventil
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche um Kontamination zu vermeiden
- » Befestigung des Beutels mit Kunststoffbügel oder Kordel
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tage
- » Innen profilierter Schlauch zum Schutz vor Abknicken

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465661	KONTICUR Bettbeutel U8 2000ml mit Tropfkammer steril	120 cm	KU8	15.25.07.0070	1

Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® | Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -30cm




Produkteigenschaften

- » Volumen: 1000 ml
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter
- » Belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche
- » Schlauchlänge 30 cm (nicht kürzbar)
- » Vlies-Rückseite
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Kordel zur Befestigung
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tagen

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465709	KONTICUR Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	30 cm	KBB1000-30s	15.25.07.1015	1

Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® | Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -60cm



Produkteigenschaften

- » Volumen: 1000 ml
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter
- » Belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche
- » Schlauchlänge 60 cm (nicht kürzbar)
- » Vlies-Rückseite
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Kordel zur Befestigung
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tagen

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465715	KONTICUR Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	60 cm	KBB1000-60s	15.25.07.1016	1

Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® | Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril -90cm




Produkteigenschaften

- » Volumen: 1000 ml
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter
- » Belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche
- » Schlauchlänge 90 cm (nicht kürzbar)
- » Vlies-Rückseite
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Kordel zur Befestigung
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tagen

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465721	KONTICUR Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	90 cm	KBB1000-90s	15.25.07.1017	1

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Urcath



Produkteigenschaften

- URCATH – Frauenkatheter**
- » Diskrete Größe und Verpackung
 - » Wenig Verpackungsmüll
 - » Schonende, polierte Augen
 - » Sicher in der Anwendung
 - » Unbeschichtet, gebrauchsfähig verpackt mit Gel
 - » Erhältlich in den Größen CH 10 – CH 18

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
16755143	KONTICUR Urcath CH 10	13 cm	K302010	15.25.14.5005	30
16755166	KONTICUR Urcath CH 12	13 cm	K302012	15.25.14.5005	30
16755172	KONTICUR Urcath CH 14	13 cm	K302014	15.25.14.5005	30
16755060	KONTICUR Urcath CH 16	13 cm	K302016	15.25.14.5005	30
18253888	KONTICUR Urcath CH 18	13 cm	K302018	15.25.14.5005	30

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Kath G



Produkteigenschaften

- Kath G M – Männerkatheter**
- » Gelschleuse zur besseren Gleitfähigkeit mit gleichzeitiger Keimbarriere
 - » Polierte Augen
 - » DHEP frei
 - » Doppelt verpackt (verminderte Kontamination)
 - » Erhältlich in den Größen CH 08 – CH 18

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
10099270	KONTICUR Kath G M CH 08	40cm	K104008	15.25.14.5073	25
10099287	KONTICUR Kath G M CH 10	40cm	K104010	15.25.14.5073	25
10099293	KONTICUR Kath G M CH 12	40cm	K104012	15.25.14.5073	25
10099301	KONTICUR Kath G M CH 14	40cm	K104014	15.25.14.5073	25
10099318	KONTICUR Kath G M CH 16	40cm	K104016	15.25.14.5073	25
10099324	KONTICUR Kath G M CH 18	40cm	K104018	15.25.14.5073	25

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Kath G+



Produkteigenschaften

- » Gelschleuse zur besseren Gleitfähigkeit mit gleichzeitiger Keimbarriere
- » Graduierung zur Kontrolle der Urinmenge
- » Aufhängevorrichtung
- » Polierte Augen
- » Katheter-Stopper verhindert ein Rausrutschen des Katheters aus dem Urinauffangbeutel
- » DHEP frei
- » Beutelvolumen von 1,5 Liter und Lasche zum Entleeren des Urinbeutels

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
10099614	KONTICUR Kath G+ M CH 10	40cm + Beutel	K204010	15.25.14.8041	25
10099620	KONTICUR Kath G+ M CH 12	40cm + Beutel	K204012	15.25.14.8041	25
10099637	KONTICUR Kath G+ M CH 14	40cm + Beutel	K204014	15.25.14.8041	25
10099643	KONTICUR Kath G+ M CH 16	40cm + Beutel	K204016	15.25.14.8041	25

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Kath H+




Produkteigenschaften

- » Polierte Augen
- » Befestigungshilfe
- » Hydrophile Beschichtung
- » Integriertes Flüssigkeitsaschet
- » Einführhilfe (bei Kath H+ M)
- » DHEP frei

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
10099502	KONTICUR Kath H+ F CH 10	20cm	K402010	15.25.14.7061	25
10099519	KONTICUR Kath H+ F CH 12	20cm	K402012	15.25.14.7061	25
10099525	KONTICUR Kath H+ F CH 14	20cm	K402014	15.25.14.7061	25
10099531	KONTICUR Kath H+ F CH 16	20cm	K402016	15.25.14.7061	25
10099554	KONTICUR Kath H+ M CH 10	40cm	K404010	15.25.14.7060	25
10099560	KONTICUR Kath H+ M CH 12	40cm	K404012	15.25.14.7060	25
10099577	KONTICUR Kath H+ M CH 14	40cm	K404014	15.25.14.7060	25
10099583	KONTICUR Kath H+ M CH 16	40cm	K404016	15.25.14.7060	25

Katheter

KONTICUR® | Silikon-Ballonkatheter mit Nelatonspitze



Produkteigenschaften

- » Material: 100% Silikon
- » Nelatonspitze
- » Katheterlänge: 40 cm
- » 2 gegenüberliegende Augen
- » Röntgenkontraststreifen in Schaft und Spitze
- » 2-lumiger Schaft mit Drainageansatz
- » Integrierter Blockungsballon mit 5-15 ml Füllvolumen
- » Rückschlagventil mit Ansatz zum Befüllen des Ballons
- » Farbcodierte Größen erhältlich in CH12 bis CH22
- » zur Langzeitdrainage geeignet
- » Steril und latexfrei, einzeln verpackt
- » Liegedauer bis zu 4 Wochen

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12659454	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 12	KSK12	15.25.15.6178	1
12659460	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 14	KSK14	15.25.15.6178	1
12659477	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 16	KSK16	15.25.15.6178	1
12659483	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 18	KSK18	15.25.15.6178	1
12659508	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 20	KSK20	15.25.15.6178	1
12659514	KONTICUR Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 22	KSK22	15.25.15.6178	1

Zubehör

KONTICUR® | Bettbeutelauflistung KBA



Produkteigenschaften

Die Kunststoffauflistung ist mit einem flexiblen Doppelbügel und runden Dornen zur Aufhängung des Beutels an den vorgestanzten Ösen ausgestattet.

Eine Führungsöse dient als Knickschutz für den Schlauch. Die Halterung passt zu allen gängigen Bettbeuteln und ist zur mehrmaligen Verwendung ausgelegt.

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
12465738	KONTICUR Bettbeutelauflistung	KBA	15.99.99.0010	1



Produkteigenschaften

Das Beinbeutelklettband besteht aus Nylon, Polyester und Elasthan. Es ist 68 cm lang sowie 5 cm breit. Für eine individuelle Anpassung an den Beinumfang kann das Klettband in der Länge gekürzt werden. Um einen Beinbeutel am Oberschenkel fixieren zu

können, werden ein oder zwei Bänder benötigt. Es ist für den mehrmaligen Gebrauch konzipiert und kann gewaschen werden (Handwäsche 30° C, nicht in den Trockner geben und nicht bügeln).

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
15735434	KONTICUR Beinbeutelklettband	KBK	15.99.99.0008	1

Art.-Nr.	PZN	Himi-Nr.	Seite
K104008	10099270	15.25.14.5073	17
K104010	10099287	15.25.14.5073	17
K104012	10099293	15.25.14.5073	17
K104014	10099301	15.25.14.5073	17
K104016	10099318	15.25.14.5073	17
K104018	10099324	15.25.14.5073	17
K204010	10099614	15.25.14.8041	18
K204012	10099620	15.25.14.8041	18
K204014	10099637	15.25.14.8041	18
K204016	10099643	15.25.14.8041	18
K302010	16755143	15.25.14.5005	16
K302012	16755166	15.25.14.5005	16
K302014	16755172	15.25.14.5005	16
K302016	16755060	15.25.14.5005	16
K302018	18253888	15.25.14.5005	16
K402010	10099502	15.25.14.7061	19
K402012	10099519	15.25.14.7061	19
K402014	10099525	15.25.14.7061	19
K402016	10099531	15.25.14.7061	19
K404010	10099554	15.25.14.7060	19
K404012	10099560	15.25.14.7060	19
K404014	10099577	15.25.14.7060	19
K404016	10099583	15.25.14.7060	19
KB2001mA	13828002	15.25.06.1059	10
KB2001oA	13827994	15.25.06.0031	9
KB2001s	13828019	15.25.06.3047	11
KBA	12465738	15.99.99.0010	21
KBB1000-30s	12465709	15.25.07.1015	13
KBB1000-60s	12465715	15.25.07.1016	14

Art.-Nr.	PZN	Himi-Nr.	Seite
KBB1000-90s	12465721	15.25.07.1017	15
KBB500-10s	12465589	15.25.05.3113	8
KBB500-50s	12465595	15.25.05.3112	8
KBB500-60	12465566	15.25.05.1144	7
KBB750-10s	12465603	15.25.05.3110	8
KBB750-50s	12465626	15.25.05.3111	8
KBB750-60	12465572	15.25.05.1145	7
KBK	15735434	15.99.99.0008	22
KSK12	12659454	15.25.15.6178	20
KSK14	12659460	15.25.15.6178	20
KSK16	12659477	15.25.15.6178	20
KSK18	12659483	15.25.15.6178	20
KSK20	12659508	15.25.15.6178	20
KSK22	12659514	15.25.15.6178	20
KU8	12465661	15.25.07.0070	12
KUK24	12659253	15.25.04.7033	4
KUK28	12659276	15.25.04.7033	4
KUK31	12659282	15.25.04.7033	4
KUK35	12659299	15.25.04.7033	4
KUL24	12659394	15.25.04.7034	6
KUL28	12659402	15.25.04.7034	6
KUL31	12659419	15.25.04.7034	6
KUL35	12659431	15.25.04.7034	6
KUS24	12659313	15.25.04.7032	5
KUS28	12659336	15.25.04.7032	5
KUS31	12659342	15.25.04.7032	5
KUS35	12659359	15.25.04.7032	5

Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner:

For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16
12489 Berlin
Germany

mail@forlife.info
www.forlife.info

Hotline: 0800-78 666 287
(gebührenfrei)



 www.linkedin.com/company/for-life-gmbh/

 www.xing.com/pages/forlifeproduktions-undvertriebsgesellschaftfurheil-undhilfsmittelmbh

 www.facebook.com/forlifeberlin/

