



KONTICUR®

Produktkatalog 2025
Kontinenzversorgung

KONTICUR® | Produktübersicht

Inhaltsverzeichnis

Urinalkondom

KONTICUR® Urinalkondom kurz	4
KONTICUR® Urinalkondom standard	5
KONTICUR® Urinalkondom lang	6

Beinbeutel

KONTICUR® Beinbeutel unsteril 500 / 750 ml	7
KONTICUR® Beinbeutel steril 500 / 750 ml	8

Bettbeutel

KONTICUR® Bettbeutel 2000 ml unsteril ohne Ablauf	9
KONTICUR® Bettbeutel 2000 ml unsteril mit Ablauf	10
KONTICUR® Urostomie Bettbeutel 2000 ml unsteril	11
KONTICUR® Bettbeutel 2000 ml steril mit Ablauf	12
KONTICUR® Bettbeutel 2000 ml steril mit Tropfkammer	13

Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril – 30 cm	14
KONTICUR® Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril – 60 cm	15
KONTICUR® Bein- / Bettbeutel 1000 ml mit Tropfkammer steril – 90 cm	15

Katheter

KONTICUR® Einmalkatheter Urcath	16
KONTICUR® Einmalkatheter Kath G	17
KONTICUR® Einmalkatheter Kath G+	18
KONTICUR® Einmalkatheter Kath H+	19
KONTICUR® Silikon Ballonkatheter	20

Zubehör

KONTICUR® Bettbeutelauflhängung	21
KONTICUR® Beinbeutelklettband – universal	22

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer	23
---------------------------------------	----

Urinalkondom

KONTICUR® | Urinalkondom kurz



Produkteigenschaften

- » Material: 100% Silikon
- » Für die sichere Versorgung von retrahiertem Penis geeignet
- » Transparentes Material zur Kontrolle der Hautbeschaffenheit
- » Hautfreundlicher Kleber für eine produktspezifische Tragedauer
- » Gebrauchsfertig verpackt
- » Knickschutz am Schaft verhindert Rückstau des Urins
- » 4 Größen gewährleisten optimalen Halt und individuelle Versorgung
- » Tragedauer: nach Empfehlung des MDK* 1 Tag
- » Klebefläche: 40 mm

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12659253	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, kurz, Größe Ø 24 mm	KUK24	15.25.04.7033	30
12659276	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, kurz, Größe Ø 28 mm	KUK28	15.25.04.7033	30
12659282	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, kurz, Größe Ø 31 mm	KUK31	15.25.04.7033	30
12659299	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, kurz, Größe Ø 35 mm	KUK35	15.25.04.7033	30

*MDK = Medizinischer Dienst der Krankenkassen

Urinalkondom

KONTICUR® | Urinalkondom standard



Produkteigenschaften

- » Material: 100% Silikon
- » Transparentes Material zur Kontrolle der Hautbeschaffenheit
- » Hautfreundlicher Kleber für eine produktspezifische Tragedauer
- » Gebrauchsfertig verpackt
- » Knickschutz am Schaft verhindert Rückstau des Urins
- » 4 Größen gewährleisten optimalen Halt und individuelle Versorgung
- » Tragedauer: nach Empfehlung des MDK* 1 Tag
- » Klebefläche: 50 mm

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12659313	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, standard, Größe Ø 24 mm	KUS24	15.25.04.7032	30
12659336	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, standard, Größe Ø 28 mm	KUS28	15.25.04.7032	30
12659342	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, standard, Größe Ø 31 mm	KUS31	15.25.04.7032	30
12659359	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, standard, Größe Ø 35 mm	KUS35	15.25.04.7032	30

*MDK = Medizinischer Dienst der Krankenkassen

Urinalkondom

KONTICUR® | Urinalkondom lang



Produkteigenschaften

- » Material: 100% Silikon
- » Transparentes Material zur Kontrolle der Hautbeschaffenheit
- » Hautfreundlicher Kleber für eine produktspezifische Tragedauer
- » Gebrauchsfertig verpackt
- » Knickschutz am Schaft verhindert Rückstau des Urins
- » 4 Größen gewährleisten optimalen Halt und individuelle Versorgung
- » Tragedauer: nach Empfehlung des MDK* 1 Tag
- » Klebefläche: 60 mm

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12659394	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 24 mm	KUL24	15.25.04.7034	30
12659402	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 28 mm	KUL28	15.25.04.7034	30
12659419	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 31 mm	KUL31	15.25.04.7034	30
12659431	KONTICUR® Urinalkondom, gebrauchsfertig verpackt, lang, Größe Ø 35 mm	KUL35	15.25.04.7034	30

*MDK = Medizinischer Dienst der Krankenkassen

Beinbeutel

KONTICUR® | Beinbeutel unsteril 500 / 750 ml



Produkteigenschaften

- » 1-Kammerbeutel mit 500 ml Fassungsvermögen
- » 3-Kammerbeutel mit 750 ml Fassungsvermögen
- » Schlauchlänge: 60 cm (kürzbar)
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Rücklauf Sperre
- » Latexfrei
- » T-Ablasshahn bei 500 ml mit Einsteckglasche
- » Beflockte Vliesrückseite
- » Silikonschlauch am Ablasshahn für Konnektion des Bettbeutels
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12465566	KONTICUR® Beinbeutel 500ml unsteril	60 cm kürzbar	KBB500-60	15.25.05.1144	10
12465572	KONTICUR® Beinbeutel 750ml unsteril	60 cm kürzbar	KBB750-60	15.25.05.1145	5

Beinbeutel

KONTICUR® | Beinbeutel steril 500 / 750 ml



Produkteigenschaften

- » 1-Kammerbeutel mit 500 ml Fassungsvermögen
- » 3-Kammerbeutel mit 750 ml Fassungsvermögen
- » Schlauchlänge: 10 cm und 50 cm (nicht kürzbar)
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Rücklaufsperr
- » Latexfrei
- » T-Ablasshahn bei 500 ml mit Einsteckflasche
- » Beflockte Vliesrückseite
- » Silikonschlauch am Ablasshahn zur Konnektion eines Nachtbeutels
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12465589	KONTICUR® Beinbeutel 500ml steril	10 cm	KBB500-10s	15.25.05.3113	1
12465595	KONTICUR® Beinbeutel 500ml steril	50 cm	KBB500-50s	15.25.05.3112	1
12465603	KONTICUR® Beinbeutel 750ml steril	10 cm	KBB750-10s	15.25.05.3110	1
12465626	KONTICUR® Beinbeutel 750ml steril	50 cm	KBB750-50s	15.25.05.3111	1

Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml unsteril ohne Ablauf



Produkteigenschaften


- » Fassungsvermögen: 2000 ml
- » Schlauchlänge: 90 cm
- » Ohne Ablasshahn
- » Mit Rücklaufsperr
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragedauer: einmaliger Gebrauch

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
13827994	KONTICUR® Bettbeutel 2000ml ohne Ablauf unsteril	90 cm	KB20010A	15.25.06.0031	10



Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml unsteril mit Ablauf



Produkteigenschaften

- » Fassungsvermögen: 2000 ml
- » Schlauchlänge: 130 cm
- » Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
13828002	KONTICUR® Bettbeutel 2000ml mit Ablauf unsteril	130 cm	KB2001mA	15.25.06.1059	10

Bettbeutel

KONTICUR® | Urostomie Bettbeutel 2000 ml unsteril



Produkteigenschaften

- » Fassungsvermögen: 2000 ml
- » Schlauchlänge: 120 cm, knickfest
- » Rücklaufsperr
- » Drehhahnablass zur Einhandbedienung
- » Mit integriertem Adapter zum Anschluss an alle STOMOCUR® Urostomiebeutel von FORLIFE
- » Latexfrei
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	Himi-Nr.	VE
18095774	KONTICUR® Urostomie Bettbeutel unsteril	120 cm	KUBB2000	29.26.11.6178	5

Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml steril mit Ablauf




Produkteigenschaften

- » Fassungsvermögen: 2000 ml
- » Schlauchlänge: 110 cm
- » Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Latexfrei
- » Tragedauer: bis zu 3 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
13828019	KONTICUR® Bettbeutel 2000ml mit Ablauf steril	110 cm	KB2001s	15.25.06.3047	1

Bettbeutel

KONTICUR® | Bettbeutel 2000 ml steril mit Tropfkammer



Produkteigenschaften

- » Schlauchlänge: 120 cm mit Schiebeklemme und Lakenklemme
- » Fassungsvermögen: 2000 ml
- » Transparente und belüftete Tropfkammer
- » Rücklaufsperr
- » Probenentnahme am Stufenkegel
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter zum Druckausgleich
- » Antirefluxventil
- » T-Ablasshahn mit Einsteckflasche, um Kontamination zu vermeiden
- » Befestigung des Beutels mit Kunststoffbügel oder Kordel
- » Einzeln steril verpackt
- » Innen profilierter Schlauch zum Schutz vor Abknicken
- » Tragedauer: bis zu 14 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12465661	KONTICUR® Bettbeutel U8 2000ml mit Tropfkammer steril	120 cm	KU8	15.25.07.0070	1

Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® | Bein- / Bettbeutel 1000 ml steril mit Tropfkammer – 30 cm

Auch mit Beinband tragbar



Produkteigenschaften

- » Fassungsvermögen: 1000 ml
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter
- » Belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche
- » Schlauchlänge: 30 cm (nicht kürzbar)
- » Beflockte Vliesrückseite
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Kordel zur Befestigung
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12465709	KONTICUR® Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	30 cm	KBB1000-30s	15.25.07.1015	1

Bein-/Bettbeutel

KONTICUR® | Bein- / Bettbeutel 1000 ml steril mit Tropfkammer




Produkteigenschaften

- » Fassungsvermögen: 1000 ml
- » Bakteriendichter Belüftungsfilter
- » Belüftete Tropfkammer mit Rücklaufsperr
- » T-Ablasshahn mit Einstecklasche
- » Schlauchlänge: 60 cm oder 90 cm (nicht kürzbar)
- » Beflockte Vliesrückseite
- » Stufenkonnektor mit Schutzkappe
- » Kordel zur Befestigung
- » Einzeln steril verpackt
- » Tragedauer: bis zu 14 Tage

PZN	Artikelname	Schlauch	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12465715	KONTICUR® Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	60 cm	KBB1000-60s	15.25.07.1016	1
12465721	KONTICUR® Bein-/Bettbeutel 1000ml mit Tropfkammer steril	90 cm	KBB1000-90s	15.25.07.1017	1

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Urcath



Produkteigenschaften

URCATH – Frauenkatheter

- » Diskrete Größe und Verpackung
- » Wenig Verpackungsmüll
- » Polierte Augen
- » Sicher in der Anwendung
- » Unbeschichtet, gebrauchsfähig verpackt mit Gel
- » Erhältlich in den Größen CH 10 – CH 18

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
16755143	KONTICUR® Urcath CH 10	13 cm	ICF10	15.25.14.5005	30
16755166	KONTICUR® Urcath CH 12	13 cm	ICF12	15.25.14.5005	30
16755172	KONTICUR® Urcath CH 14	13 cm	ICF14	15.25.14.5005	30
16755060	KONTICUR® Urcath CH 16	13 cm	ICF16	15.25.14.5005	30
18253888	KONTICUR® Urcath CH 18	13 cm	ICF18	15.25.14.5005	30

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Kath G



Produkteigenschaften

Kath G M – Männerkatheter

- » Gelschleuse zur besseren Gleitfähigkeit mit gleichzeitiger Keimbarriere
- » Polierte Augen
- » DHEP frei
- » Doppelt verpackt (verminderte Kontamination)
- » Erhältlich in den Größen CH 08 – CH 18

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
10099270	KONTICUR® Kath G M CH 08	40 cm	NCS08M	15.25.14.5073	25
10099287	KONTICUR® Kath G M CH 10	40 cm	NCS10M	15.25.14.5073	25
10099293	KONTICUR® Kath G M CH 12	40 cm	NCS12M	15.25.14.5073	25
10099301	KONTICUR® Kath G M CH 14	40 cm	NCS14M	15.25.14.5073	25
10099318	KONTICUR® Kath G M CH 16	40 cm	NCS16M	15.25.14.5073	25
10099324	KONTICUR® Kath G M CH 18	40 cm	NCS18M	15.25.14.5073	25

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Kath G+



Produkteigenschaften

- » Gelschleuse zur besseren Gleitfähigkeit mit gleichzeitiger Keimbarriere
- » Graduierung zur Kontrolle der Urinmenge
- » Aufhängevorrichtung
- » Polierte Augen
- » Katheter-Stopper verhindert ein Rausrutschen des Katheters aus dem Urinauffangbeutel
- » DHEP frei
- » Fassungsvermögen: 1,5 Liter
- » Lasche zum Entleeren des Urinbeutels

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
10099614	KONTICUR® Kath G+ M CH 10	40 cm + Beutel	CB10	15.25.14.8041	25
10099620	KONTICUR® Kath G+ M CH 12	40 cm + Beutel	CB12	15.25.14.8041	25
10099637	KONTICUR® Kath G+ M CH 14	40 cm + Beutel	CB14	15.25.14.8041	25
10099643	KONTICUR® Kath G+ M CH 16	40 cm + Beutel	CB16	15.25.14.8041	25

Katheter

KONTICUR® | Einmalkatheter Kath H+




Produkteigenschaften

- » Polierte Augen
- » Befestigungshilfe
- » Hydrophile Beschichtung
- » Integriertes Flüssigkeitsaschet
- » Einführhilfe (bei Kath H+ M)
- » DHEP frei

PZN	Artikelname	Länge	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
19643396	KONTICUR® Kath H+ F CH 10	20 cm	WHF10	15.25.14.7061	30
19643338	KONTICUR® Kath H+ F CH 12	20 cm	WHF12	15.25.14.7061	30
19643456	KONTICUR® Kath H+ F CH 14	20 cm	WHF14	15.25.14.7061	30
19643344	KONTICUR® Kath H+ F CH 16	20 cm	WHF16	15.25.14.7061	30
19643404	KONTICUR® Kath H+ M CH 10	40 cm	WHM10T	15.25.14.7060	30
19643350	KONTICUR® Kath H+ M CH 12	40 cm	WHM12T	15.25.14.7060	30
19643315	KONTICUR® Kath H+ M CH 14	40 cm	WHM14T	15.25.14.7060	30
19643321	KONTICUR® Kath H+ M CH 16	40 cm	WHM16T	15.25.14.7060	30

Katheter

KONTICUR® | Silikon-Ballonkatheter mit Nelatonspitze



Produkteigenschaften

- » Material: 100% Silikon
- » Nelatonspitze
- » Katheterlänge: 40 cm
- » 2 gegenüberliegende Augen
- » Röntgenkontraststreifen in Schaft und Spitze
- » 2-lumiger Schaft mit Drainageansatz
- » Integrierter Blockungsballon mit 5 – 15 ml Fassungsvermögen
- » Rückschlagventil mit Ansatz zum Befüllen des Ballons
- » Farbcodierte Größen erhältlich in CH 12 – CH 22
- » Zur Langzeitdrainage geeignet
- » Steril und latexfrei, einzeln verpackt
- » Tragedauer: bis zu 4 Wochen

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12659454	KONTICUR® Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 12	KSK12	15.25.15.6178	1
12659460	KONTICUR® Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 14	KSK14	15.25.15.6178	1
12659477	KONTICUR® Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 16	KSK16	15.25.15.6178	1
12659483	KONTICUR® Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 18	KSK18	15.25.15.6178	1
12659508	KONTICUR® Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 20	KSK20	15.25.15.6178	1
12659514	KONTICUR® Silikon Ballonkatheter Nelaton CH 22	KSK22	15.25.15.6178	1

Zubehör

KONTICUR® | Bettbeutelauflage



Produkteigenschaften

- » Ausgestattet mit flexiblem Doppelbügel und runden Dornen für die Aufhängung des Beutels an den vorgestanzten Ösen
- » Führungöse dient als Knickschutz für den Schlauch
- » Verwendbar mit allen gängigen Bettbeuteln
- » Für den mehrmaligen Gebrauch konzipiert

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
12465738	KONTICUR® Bettbeutelauflage	KBA	15.99.99.0010	1



Produkteigenschaften

- » Material: Nylon, Polyester und Elasthan
- » Länge: 68 cm (individuell kürzbar)
- » Breite: 5 cm
- » Für den mehrmaligen Gebrauch konzipiert (Handwäsche 30° C, kein Trockner, kein Bügeln)
- » Für die Anwendung am Oberschenkel werden ein/zwei Bänder benötigt

PZN	Artikelname	Art.-Nr.	HIMI Nr.	VE
15735434	KONTICUR® Beinbeutelklettband	KBK	15.99.99.0008	1

Art.-Nr.	PZN	HIMI Nr.	Seite
CB10	10099614	15.25.14.8041	18
CB12	10099620	15.25.14.8041	18
CB14	10099637	15.25.14.8041	18
CB16	10099643	15.25.14.8041	18
ICF10	16755143	15.25.14.5005	16
ICF12	16755166	15.25.14.5005	16
ICF14	16755172	15.25.14.5005	16
ICF16	16755060	15.25.14.5005	16
ICF18	18253888	15.25.14.5005	16
KB2001mA	13828002	15.25.06.1059	10
KB2001oA	13827994	15.25.06.0031	9
KB2001s	13828019	15.25.06.3047	11
KBA	12465738	15.99.99.0010	21
KBB1000-30s	12465709	15.25.07.1015	13
KBB1000-60s	12465715	15.25.07.1016	14
KBB1000-90s	12465721	15.25.07.1017	15
KBB500-10s	12465589	15.25.05.3113	8
KBB500-50s	12465595	15.25.05.3112	8
KBB500-60	12465566	15.25.05.1144	7
KBB750-10s	12465603	15.25.05.3110	8
KBB750-50s	12465626	15.25.05.3111	8
KBB750-60	12465572	15.25.05.1145	7
KBK	15735434	15.99.99.0008	22
KSK12	12659454	15.25.15.6178	20
KSK14	12659460	15.25.15.6178	20
KSK16	12659477	15.25.15.6178	20
KSK18	12659483	15.25.15.6178	20
KSK20	12659508	15.25.15.6178	20
KSK22	12659514	15.25.15.6178	20

Art.-Nr.	PZN	HIMI Nr.	Seite
KU8	12465661	15.25.07.0070	12
KUBB2000	18095774	29.26.11.6178	10
KUK24	12659253	15.25.04.7033	4
KUK28	12659276	15.25.04.7033	4
KUK31	12659282	15.25.04.7033	4
KUK35	12659299	15.25.04.7033	4
KUL24	12659394	15.25.04.7034	6
KUL28	12659402	15.25.04.7034	6
KUL31	12659419	15.25.04.7034	6
KUL35	12659431	15.25.04.7034	6
KUS24	12659313	15.25.04.7032	5
KUS28	12659336	15.25.04.7032	5
KUS31	12659342	15.25.04.7032	5
KUS35	12659359	15.25.04.7032	5
NCS08M	10099270	15.25.14.5073	17
NCS10M	10099287	15.25.14.5073	17
NCS12M	10099293	15.25.14.5073	17
NCS14M	10099301	15.25.14.5073	17
NCS16M	10099318	15.25.14.5073	17
NCS18M	10099324	15.25.14.5073	17
WHF10	19643396	15.25.14.7061	19
WHF12	19643338	15.25.14.7061	19
WHF14	19643456	15.25.14.7061	19
WHF16	19643344	15.25.14.7061	19
WHM10T	19643404	15.25.14.7060	19
WHM12T	19643350	15.25.14.7060	19
WHM14T	19643315	15.25.14.7060	19
WHM16T	19643321	15.25.14.7060	19

Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner:

For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16
12489 Berlin
Germany

mail@forlife.info
www.forlife.info

Hotline: 0800-78 666 287
(gebührenfrei)

